レシピについて

 i デバイスのスイッチコントロールを利用すると、画面をタップして動作する遊び App などはポイントモードでの操作、写真 App や Keynote など のスライド操作は、その都度スイッチングしてタップか右へスクロール、App によって はメニューからスクロールを選び右へスクロールを選択や、ジェスチャからフリックを 選択など、i デバイスをフックプラスで操作しても手間な部分があった。
 iOS9 から搭載された機能『レシピ』を設定し活用すると、1 アクションでタップや フリック動作などが行えるようになる。

-----設定方法-

①i デバイスのディスプレイ上にある設定 App⇒ー般⇒
 アクセシビリティ⇒スイッチコントロールへ移動し
 レシピを選択。

iPad 🤶		14:04	69% 💽 +
	設定	くアクセシビリティ スイッチコントロール	
AA	画面表示と明るさ	スイッチコントロール	\bigcirc
*	壁紙	スイッチコントロールをオンにすると、画面項目を頃襲にハイ す。ハイライト中に支援アクセサリで入力操作を行うことで、 を実行できます。	ライトしま Padの操作
•0	サウンド	スイッチ	1 >
1	Touch IDとバスコード	LOP	z_{L}
	バッテリー		
U	プライパシー	ハイライトのスタイル	自助 >
	iCloud	タイミング	
	t_matsu183025@icloud.com	自動ハイライトの時間	0.6秒 >
	Trailes a App store	最初の項目で一時停止	オフ >
	メール/連絡先/カレンダー	繰り返し	3 >
	×ŧ	移動の繰り返し	オフ >
	リマインダー	長押し	オフ >
	メッセージ		
	FaceTime	タップの動作 デフ	*ルト >
Z .	マップ	キーボードのキーを常にタップ	\bigcirc
0	Safari	スイッチ安定化	
		保持継続時間	オフシ
1	ミュージック	繰り返しを無視	オフ >
``	ビデオ	ポイントハイライト	
٠	写真とカメラ	グライドカーソルの速度	30 >
-			

②レシピを新規作成⇒スイッチを割り当てる⇒既にスイッチ コントロールに既に設定されているスイッチを選択。



③利用したいアクションを選択。

ここでは『画面の中央』を選択。

- ⇒カスタムジェスチャは自由にジェスチャを登録することができる。
- ⇒登録は、フックプラスには4機スイッチが接続可能 なため、最大4機のスイッチに割り当てが可能。



- ④レシピ名を入力しタイムアウト時間を設定(最低 10 秒~)
 ※タイムアウト時間は、レシピを起動し設定した時間
 スイッチ操作を行わなければ、自動的にスキャンに
 戻る、という機能。
 - ※タイムアウト時間を設定せずレシピを起動して しまうと、本人でレシピ解除ができないが、支援者が ー緒な場合で必要なければ設定しなくても良い。



⑤メニューページにあるレシピから登録した名称を選択。





⑥画像のように表示され、スキャンは行われず レシピのアクションに切り替わる。



⑦レシピでタイムアウト時間を設定していると、 画面のように設定時間後は通常通りスキャン 操作に切り替わる。

⇒タイムアウト時間を設定していなければ、 スイッチコントロールを OFF にしない 限りスキャン操作に戻らない。

