


## テーマ：歌う

ねらい


- ① 歌を歌ったり曲を演奏して楽しむことができる  
歌うことには様々な効果があります。  
日常に「音楽」を取り入れてみましょう。

例1：生徒はVOCAを使用して歌います。

使用するVOCA：リトルマック / ビッグマック



支援者はVOCAを使用して、短い歌、歌詞、または曲の繰り返し部分を録音します。  
それに合う絵記号を貼り付けます。




生徒はVOCAを1回押して、短い歌や1フレーズを歌ったり、繰り返し部分を歌います。  
生徒は絵や絵記号を見せて、歌うタイミングで合図を出します。


例2：生徒はVOCAを使用して歌います。

使用するVOCA：リトルステップバイステップ

ビッグステップバイステップ




支援者はVOCAに、1曲を1フレーズごとに録音します。



生徒はVOCAを複数回使用して、1フレーズずつ歌ったり、繰り返し部分を歌います。

例3：生徒は複数のVOCAを使用して曲の歌詞を歌います。


使用するVOCA：スーパートーカー / クイックトーカー



支援者は曲の各歌詞を各VOCAに録音します。支援者はそれに合う絵記号と歌詞の番号を貼り付けます。

生徒は曲に合わせて歌詞の場所を選んで歌を歌います。

注：スーパートーカーのキー数は、1、2、4、8キーがあり、使いやすいキー数を選べます。キーガードがついています。



### ポイント



- ▶ 歌うことで肺活量も鍛えられます。楽しみながら心と身体の健康も維持しましょう。
- ▶ ひとりで好きな歌を歌うのも良いですし、例えばクラスのみんなと一緒に歌うこともできます。パートごとに歌ったり、合唱したりしてみましょう。