

オズール クオリティ・レポート

パシフィックサプライ株式会社 Vol.4

2015 年 8 月

いつもオズール製品をご愛用くださりまして誠にありがとうございます。

オズール製品をお客さまに安心して長くお使いいただきたく、オズール クオリティ・レポートを発行いたします。実際の製品の破損事例をピックアップし、オズール社テクニカルマネジャーからのアドバイスと共に皆さまへ月に 1 度お届けします。

皆さまと共に、エンドユーザーさまの 3 ライフ（生命・生活・人生）に寄り添い、製品の品質向上へ努めてまいります。

フレックスフット足部を安全に、長くお使いいただくために

大切な 3 つのポイント

フレックスフット足部は優れたエネルギー蓄積・放出と衝撃吸収の機能で、これまで 20 年以上に渡り、多くの皆さまにご愛用いただいております。今後ともフレックスフット足部が装着者の方々の大切なお身体として、安全に長くお使いいただきたくと考えております。フレックスフット足部は最初のカテゴリの選択が大変重要です。この選択を誤ってしまうと、思いがけず早期の破損に繋がる場合があります。今号では大切な 3 つのポイントをお伝えします。


1. 義足に加わる衝撃

フレックスフット足部の材質はカーボン繊維です。義足に加わる衝撃と体重から「カテゴリ」を選択し、そのカテゴリによってカーボン繊維の積層枚数が変わります。

ここで重要なのが「義足に加わる衝撃」を正確に判断することです。

改めて、オズール社の「義足に加わる衝撃の程度」についてご案内します：

- ・**弱い**：穏やかな一定速度の歩行で、杖などの歩行補助具も併用する
（例：近所をゆっくりと散歩する）
- ・**中程度**：一般的な非切断者と同じように歩く。いろいろな速度での歩行もできる
（例：通勤する、買い物に出かける）
- ・**強い**：日常的に早く歩く、長い距離を歩く、ジョギングする、階段を頻繁に上り下りする
（例：重いものを持つ、趣味でスポーツをしている、1 日 1 万歩程度歩く）
- ・**きわめて強い** 走行やトラック競技、長距離走などの活動をする（例：陸上の短距離走、幅跳びなど）



【破損例】

保証期間よりも早く破損してしまう場合、実際の「義足に加わる衝撃」よりも 1 つまたは 2 つ下を選んでいらっしゃる事が多くあります。

ワンポイントアドバイス！

「事務職だから義足に加わる衝撃は『弱い』だろう」「散歩が趣味と聞いているけど『弱い』～『中程度』かな？」というような判断をされていませんか？事務職の方でも電車に乗って通勤し、平均的な歩行をされる方であれば、『中程度』になります。散歩についても、どの程度の距離を歩かれるかご確認いただき、義足に加わる衝撃をお確かめください。

へえ～



めーちゃん



スーパー
HIROSHI

2. 体重

義足に加わる衝撃と同じく、大切なのが「正確な体重」です。装着者さまからの自己申告ではなく、体重計に載っていただき、一緒に体重の確認をしていただくようお願いいたします。

3. 純正パーツとの組合せ

足部含めてオズール製品はすべて ISO の強度試験に合格しています。この強度試験はオズール製品の組合せにて試験していますので、他社製品との組合せの場合、残念ながら強度を保証することができません。また他社製のアダプタと組合せた場合、ピラミッドの接合部にできる若干の隙間が装着時に不必要な動きを発生させ、破損を引き起こしたケースもございます。

安全面を考慮いただき、必ずオズール社パーツとの組合せにてお使いください。

フレックスフット足部をこれからもどうぞよろしくお願いいたします！