


molift[®]
a part of Etac

モーリフト イージートイレスリング

取扱説明書



この度は「モーリフト イージートイレスリング」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

k パシフィックサプライ株式会社

※Kマークは川村義肢株式会社の登録商標です。

※製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

転載複写厳禁

モーリフト・イーリートイレスリング

モーリフト・イーリートイレスリングは、背部と大腿部にパッドが入っているのでしわがでにくく、装着が簡単です。


また、局所的に圧迫を加えることなく、対象者を快適に懸垂します。

モーリフト社製の4点ハンガーのリフト（※）でのご使用をおすすめします。

※モーリフト社製リフト

- ・モーリフト スマート
- ・モーリフト ムーバーシリーズ
- ・モーリフト パートナーシリーズ

4点ハンガー



注) リフト本体とスリングは別売です。

2点ハンガーで使用する場合は、事前に使用感を確認ください。

この取扱説明書では、モーリフト社製の床走行式リフト「モーリフト スマート」を用いてリフトの操作方法を説明しています。

もくじ

1. 安全にご使用いただくために	3
2. 各部の名称と説明	6
3. 仕様	6
4. 使用方法	7
・ 座位での装着方法	8
・ 座位での取り外し方法	10
5. 保守・点検	10
・ お手入れ方法	10
・ 点検	10
・ 座位での装着方法	10
6. 保証書	11

1. 安全にご使用いただくために

ここに記した注意事項は、本製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですのでよくお読みいただき、正しくお使いください。

スリング・リフト をお使いいただく前に

- スリングやお使いになるリフトを必ず点検し、スリング、リフトおよびリフト関連製品の安全を確認してください。
- 対象者にリフトを使用する前に、介助者は他の人にリフトを使用し、リフトの操作を十分に練習してください。また、介助者はリフトに吊られる体験をしてください。
どのように吊られるかを知ることが大切です。
ご使用になるスリング全てを使って練習や体験をしてください。

絵表示について

この取扱説明書では様々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよくご理解の上本文をお読みください。

<注意事項> 誤った取扱いによって生じることが想定される内容を、危害や損害の程度に応じて「警告」と「注意」の2つに区分し、説明しています。必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

※レンタルなどで本製品を貸し出す場合には、この取扱説明書も一緒に貸し出してください。

また、説明書をよく読んでから使用するよう指導してください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



警告

スリングやリフトを使用する前に必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解してください。内容を理解し、実行できない方には操作させないでください。



警告

リフトの導入、スリングの選択に際しては、医師やPT(理学療法士)、OT(作業療法士)などにご相談ください。
対象者の身体状況によっては、リフトの使用により症状が悪化する恐れがあります。対象者の症状、身体機能および介助者の機器への適応能力などをご相談ください。



警告

使用后、対象者の身体に何か異変があった場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。



警告

操作は必ず介助者が行ってください。
また介助者は対象者を懸垂している間はそばを離れないようにしてください。



警告

本製品を体重が300kgを超える方にはご使用にならないでください。
本製品の耐荷重は300kgです。体重が300kgを超える方には絶対に使用しないでください。
ただしリフトの耐荷重が300kg以下の場合は、リフトの耐荷重を限度としてください。



警告

スリングは対象者の体重や体型を考慮し、身体に合った物をお使いください。
身体に合わない大きすぎるスリングは落下の恐れがあります。
小さすぎるスリングは過度の圧迫を与える恐れがあります。
スリング各サイズの推奨体重や寸法はこの取扱説明書の「3仕様」をご覧ください。



警告

安全のために、ご使用前後に必ずスリングの点検を行ってください。
スリングは消耗品です。使用前後には、ストラップや本体に擦り切れや裂け目、縫い目のほつれなどがないか点検してください。何か異常を発見した場合にはただちに使用を中止してください。



警告

スリングの改造やお客さまによる修理はしないでください。
使用中にスリングが破れて落下する可能性がありますので、絶対に改造しないでください。



警告

スリングが車椅子や固定物に引っかかっていないことを確認してからリフトを操作してください。
車椅子や固定物に引っかかっている状態で操作するとけがや破損の原因となる恐れがあります。



警告

リフトで懸垂する際には、スリングのストラップがリフトのフックにしっかりとかかっていることをご確認ください。
ストラップが確実にフックにかかっていないと、対象者がスリングから転落し、けがをする恐れがあります。



警告

リフトのフックからスリングのストラップを外す際には、対象者の体重がスリングにかかっていないことをご確認ください。
対象者が車椅子の座面、ベッド等にしっかりと着地していることを確認してください。



警告

「イーリートイレスリング 頭部サポートあり」をお使いの場合、頭部サポート調整ベルトをリフトのフックに掛けないでください。



警告

リフトの取扱いについては、ご使用になるリフトに添付されている取扱説明書をよくお読みください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。



注意

人以外のものを吊らないでください。
故障・事故の原因となります。



注意

モーリフト・イーリートイレスリングは、4点ハンガー推奨のスリングです。
4点ハンガー以外のリフトで使用する場合は、事前に安全性を確認ください



注意

対象者が安心して快適に移乗できるよう、声かけをしながら対象者の様子に注意して作業してください。
対象者がずり落ちそうになったり、痛みや不安を訴えたりする時にはリフトの使用を中止してください。



注意

リフトを移動させる際には、対象者の手足がリフトやベッド、車椅子などにぶつからないよう十分にご注意ください。




注意

対象者を懸垂した状態でリフトを移動させる際には、ベッドから車椅子へ移乗する際の方向転換など、ごく短い距離の移動のみに使用してください。
車椅子などのように部屋から部屋へ移動する為には使用しないでください。


2. 各部の名称と説明

スリングは頭部を支える「頭部サポート」の有無によって、「イーリートイレスリング 頭部サポートなし」と「イーリートイレスリング 頭部サポートあり」の2種類があります。頭部・体幹の支持力が弱い対象者には「イーリートイレスリング 頭部サポートあり」をお使いください。

イーリートイレスリング (頭部サポートなし)



イーリートイレスリング (頭部サポートあり)



3. 仕様

適 応: 本製品は以下の4点ハンガーのリフトでのご使用をおすすめします。

- ・モーリフト スマート
- ・モーリフト ムーバーシリーズ

材 質: ポリエステル、ポリエチレンフォーム






<サイズ表> 下表の「推奨体重」および対象者の体型、身長を考慮し、サイズをお選びください。



スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XXS	ピンク色	300kg	12~17kg
XS	水色		17~25kg
S	赤色		25~50kg
M	黄色		45~95kg
L	緑色		90~165kg
XL	青色		160~240kg
XXL	白色		230~300kg

4. 使用方法

注) リフト本体とスリングは別売です。

この取扱説明書では、モーリフト社製の床走行式リフト「モーリフト スマート」を用いてリフトの操作方法を説明しています。

 警告	安全のために、ご使用前後に必ずスリングの点検を行ってください。 スリングは消耗品です。使用前後には、ストラップや本体に擦り切れや裂け目、縫い目のほつれなどがないか点検してください。何か異常を発見した場合にはただちに使用を中止してください。
 警告	リフトの取扱いについては、ご使用になるリフトに添付されている取扱説明書をよくお読みください。
 警告	リフトで懸垂する際には、スリングのストラップがリフトのフックにしっかりとかかっていることをご確認ください。 ストラップが確実にフックにかかっていないと、対象者がスリングから転落し、けがをする恐れがあります。
 警告	リフトのフックからスリングのストラップを外す際には、対象者の体重がスリングにかかっていないことをご確認ください。 対象者が車椅子の座面、ベッド等にしっかりと着地していることを確認してください。
 警告	「イーリートイレスリング 頭部サポートあり」をお使いの場合、頭部サポート調整ベルトをリフトのフックに掛けないでください。

 注意	モーリフト・イーリートイレスリングは、4点ハンガー推奨のスリングです。 4点ハンガー以外のリフトで使用する場合は、事前に安全性を確認ください。
 注意	対象者が安心して快適に移乗できるよう、声かけをしながら対象者の様子に注意して作業してください。 対象者がずり落ちそうになったり、痛みや不安を訴えたりする時にはリフトの使用を中止してください。

※懸垂時、対象者が快適な座位姿勢をとれるように、スリング背面の握り手を引いて位置を調整してください。

※「イーリートイレスリング 頭部サポートあり」をお使いになる場合は、頭部サポートを頭部サポート調整ベルトで快適な位置に調整してください。

座位での装着方法／頭部サポート有を用いて説明いたします。

⚠ 注意


スリングの装着、取り外しの際は、スリングを急激に引っ張らないでください。スリングを急激に引っ張ると、対象者が前方にバランスを崩す可能性があります。スリングはゆっくりと動かし、また片手で対象者の身体を支えながら作業してください。

1




装着前にズボンを開いてゆるめます。片手でスリングを持ったまま、他方の手で対象者を支え、前かがみになってもらいます。対象者の背中側にウエストの高さまでスリングを入れます。この時、スリングのウエストベルトと対象者のウエストが同じ高さになるように調整します。

2



ウエストベルトのバックルを固定し、ベルトを締めます。ズボンを下げられることを確認してください。

3 3-①大腿内側から通す方法 (臀部の開き具合→大)




片足ずつ持ち上げ、スリング脚部を大腿部の内側から外側へ通します。スリング脚部のグレー面が外側を向くようにします。左右の脚部の長さが同じになっていることを確認してから、延長ループの中を通します。このとき、延長ループの穴の位置を変えることで股関節の外転角度を調整できます。

3-②大腿外側から通す方法 (臀部の開き具合→中)



片足ずつ持ち上げ、スリング脚部を大腿部の外側から内側へ通し、両足の間から出します。スリング脚部のグレー面が外側を向くようにします。左右の脚部の長さが同じになっていることを確認してから、一方のストラップを他方のストラップに通して交差させます。

- 4 4つのストラップをリフトのフックに掛けてください。頭側のフックに体幹ストラップを、脚側のフックに脚ストラップをそれぞれ掛けます。はしご状になったストラップの掛ける位置を変えることで、対象者の姿勢を調整することができます。



- 5 便器への着座の直前で、ズボンと下着をスリング脚部ぎりぎりまで下げた後、静かに便座に下ろします。着座したら脚部側のストラップをはずします。ストラップをはずしたらズボンと下着を十分に下げます。



座位での取り外し方法

座位での取り外し方法は、装着方法と逆の手順です。
「座位での装着方法」をご参照ください。

- 1 対象者が着座し、スリングのストラップが十分にゆるんだところでストラップをフックから外し、リフトを遠ざけます。
- 2 脚部ストラップの交差を外し、スリング脚部を大腿の下から取り除きます。
スリング脚部は外側または背中側へ引いておきます。
- 3 ウェストベルトのバックルを外し、対象者を片手で支えながら前かがみし、対象者の背中からスリングを取り除きます。



5. 保守・点検

- お手入れ方法**
- 85℃以下でのお洗濯が可能です。
洗濯機で洗う場合にはネットのご使用をお勧めいたします。
 - オートクレープ(加圧殺菌)のご使用が可能です。(85℃、30分)
 - 漂白剤のご使用はお避けください。

点検



警告

安全にお使いいただくために、必ず定期的な点検を行ってください。
スリングの劣化・交換時期は使用状況により異なります。異常がある場合はすみやかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

- 下記の項目について毎日あるいは随時、点検を行ってください。

頻度	点検項目	点検内容
毎日	スリング本体の劣化	スリング本体に破れ、縫い目のほつれ等がないかを確認してください
毎日	ストラップの劣化	ストラップに傷、劣化等がないかを確認してください
随時	汚れ	スリングが汚れていないか確認してください

廃棄方法

- モーリフト イージートイレスリングを廃棄される場合には、各自治体の規則に従ってください。

8. 保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一製品開封時に不良がございましたら保証規程に基づき無償修理いたします。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	モーリフト イージートイレスリング				
お客様	ご住所 〒				
	(フリガナ)	TEL			
	お名前				
	ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名					
保証期間	2年間				

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障等についてご不明な場合、弊社もしくはご購入の販売店までお問い合わせください。

保証規程

1. 保証期間はご購入年月日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理いたします。
2. 保証の対象となる部分はこの商品一式です。ただし、各部の消耗・劣化による故障、損傷は除きます。
3. 無償修理には、保証書の提出を要します。
4. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には実費にて修理いたします。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
5. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
6. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理いたします。
7. その他
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。
 - (3) 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外はお客様負担とさせていただきます(保証規定6.の場合を除く)。

●輸入・販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL (072)875-8008 FAX (072) 875-8010

●輸入・販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL (072)875-8008 FAX (072) 875-8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2025.3