



3. Screw the Bottom Attachment to the Guide with the Screw. Make sure that the exit hole, with the Dummy for the Lanyard Cord, is correctly positioned to ensure that the Lanyard operates with minimum friction.
4. Vacuum-form the thermoplastic, ensuring that the plastic shapes accurately to the Bottom Attachment.
5. After manufacturing the outer socket, trim around the Screw and the exit hole and remove the Screw and the Dummy.
6. Assemble the socket and drill a 5mm hole through the outer socket - opposite and slightly higher than the exit hole.
7. Thread the Lanyard Cord through the Bottom Attachment and out through the exit hole.
8. Find the correct positioning for the Cleat; drill two 3mm holes and rivet it to the socket.
9. Trim the Cord Cover to the desired length, insert it into the exit hole and glue it to the socket in the correct location, using Locite 410/411.

Cleat Positioning (Fig. 3)

10. Released
11. Locked

Note: The Pull Handle can be used for getting a more secure grip on the Lanyard Cord when the socket is donned.
Caution: Tie a knot in the Lanyard Cord to stop it from inadvertently being pulled into the channel.

USAGE

Cleaning and care

Clean with a damp cloth and a mild soap. Dry with a cloth after cleaning.

Environmental Conditions

The device is Weatherproof.
A weatherproof device can be used in a wet or humid environment and can tolerate being splashed by fresh water (e.g., rain), no submersion is allowed.
No contact with salt water or chlorinated water is allowed.

Dry with a cloth after contact with fresh water or humidity.
Clean with fresh water in case of accidental exposure to other liquids, chemicals, sand, dust, or dirt and dry with a cloth.

Maintenance

The device and the overall prosthesis should be examined by a healthcare professional. Interval should be determined based on patient activity.

Report of Serious Incident

Any serious incident in relation to the device must be reported to the manufacturer and relevant authorities.

DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.

LIABILITY

Ossur does not assume liability for the following:
• Device not maintained as instructed by the instructions for use.
• Device assembled with components from other manufacturers.
• Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

DEUTSCH

MD Medizinprodukt

BESCHREIBUNG

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Lanyard Lock, ein Verschlusssystem bzw. Einzelsystem, das in Verbindung mit Locking Liner verwendet wird.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt dient zur Verbindung und Befestigung eines Prothesensystems, das eine fehlende untere Extremität ersetzt.

Das Produkt darf nur von einer orthopädischen Fachkraft angelegt und angepasst werden.
Die Eignung des Produkts für die Prothese und den Patienten muss von einer orthopädischen Fachkraft beurteilt werden.

Indikationen für die Verwendung und Ziel-Patientengruppe

- Amputation der unteren Extremitäten und/oder angeborene Fehlbildungen
 - Keine bekannten Kontraindikationen
- Das Produkt ist für den Einsatz bei mäßiger Belastung, z. B. beim Gehen, vorgesehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die orthopädische Fachkraft sollte den Patienten über alle in diesem Dokument genannten Aspekte informieren, die für die sichere Verwendung dieses Produkts erforderlich sind.

Warnung: Wenn sich die Funktionsweise des Produkts verändert, die Funktion beeinträchtigt ist oder wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß aufweist, die einer ordnungsgemäßen Verwendung entgegenstehen, darf der Anwender das Produkt nicht weiterverwenden und muss sich an eine orthopädische Fachkraft wenden.

Dieses Produkt ist nur für die individuelle Anwendung am einzelnen Patienten bestimmt.

MONTAGEANWEISUNG

Installation der Spire (Abb. 1 und Abb. 2)

1. Befestigen Sie die Delrin (Nylon)-Führung mit den vier mitgelieferten Nägeln am Modell.
2. Bohren Sie beginnend am Rand der Führung ein kleines Loch mit einem Drahthörner durch die gesamte Länge des Gipsmodells bis zu seiner Basis. Dies stellt ein maximales Vakuum an allen Enden Ende sicher.
3. Schrauben Sie den unteren Anschluss mit der Schraube an der Führung fest. Stellen Sie sicher, dass das Ausgangsloch mit dem Dummy für die Anziehkerkordel richtig positioniert ist, um sicherzustellen, dass die Kordel mit minimaler Reibung arbeitet.

Remarque : la fixation de la poignée peut être utilisée pour avoir une prise plus sûre sur la cordelette lorsque l'emboîture est enfilée.
Attention : faire un nœud avec la cordelette pour l'empêcher d'être tirée par inadvertance dans le canal.

INFORME DE INCIDENTE GRAVE

Cualquier incidente grave en relación con el dispositivo debe notificarse a fabricante y a las autoridades pertinentes.

UTILISATION

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux. Séchez avec un chiffon après le nettoyage.

Condiciones medioambientales

El dispositivo es resistente a condiciones climáticas adversas. Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas puede usarse en un ambiente mojado o húmedo y puede tolerar las salpicaduras de agua dulce (por ejemplo, lluvia), no se permite la inmersión.

No se permite el contacto con agua salada ni con agua clorada.

Seque con un paño después del contacto con agua dulce o humedad.

Limpie con agua dulce en caso de exposición accidental a otros líquidos, productos químicos, arena, polvo o suciedad y seque con un paño.

POSITIONNEMENT DE LA TIGE DE renforcement (Fig. 3)

10. Déverrouillé
11. Verrouillé

Remarque : la fixation de la poignée peut être utilisée pour avoir une prise plus sûre sur la cordelette lorsque l'emboîture est enfilée.

Attention : faire un nœud avec la cordelette pour l'empêcher d'être tirée par inadvertance dans le canal.

UTILISATION

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux. Séchez avec un chiffon après le nettoyage.

Condiciones ambientales

El dispositivo es resistente a condiciones climáticas adversas. Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas puede usarse en un ambiente mojado o húmedo y puede tolerar las salpicaduras de agua dulce (por ejemplo, lluvia), no se permite la inmersión.

No se permite el contacto con agua salada ni con agua clorada.

Seque con un paño después del contacto con agua dulce o humedad.

Limpie con agua dulce en caso de exposición accidental a otros líquidos, productos químicos, arena, polvo o suciedad y seque con un paño.

POSITIONNEMENT DE LA TIGE DE renforcement (Fig. 3)

10. Déverrouillé
11. Verrouillé

Remarque : la fixation de la poignée peut être utilisée pour avoir une prise plus sûre sur la cordelette lorsque l'emboîture est enfilée.

Attention : faire un nœud avec la cordelette pour l'empêcher d'être tirée par inadvertance dans le canal.

UTILISATION

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux. Séchez avec un chiffon après le nettoyage.

Condiciones ambientales

El dispositivo es resistente a condiciones climáticas adversas. Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas puede usarse en un ambiente mojado o húmedo y puede tolerar las salpicaduras de agua dulce (por ejemplo, lluvia), no se permite la inmersión.

No se permite el contacto con agua salada ni con agua clorada.

Seque con un paño después del contacto con agua dulce o humedad.

Limpie con agua dulce en caso de exposición accidental a otros líquidos, productos químicos, arena, polvo o suciedad y seque con un paño.

POSITIONNEMENT DE LA TIGE DE renforcement (Fig. 3)

10. Déverrouillé
11. Verrouillé

Remarque : la fixation de la poignée peut être utilisée pour avoir une prise plus sûre sur la cordelette lorsque l'emboîture est enfilée.

Attention : faire un nœud avec la cordelette pour l'empêcher d'être tirée par inadvertance dans le canal.

UTILISATION

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux. Séchez avec un chiffon après le nettoyage.

Condiciones ambientales

El dispositivo es resistente a condiciones climáticas adversas. Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas puede usarse en un ambiente mojado o húmedo y puede tolerar las salpicaduras de agua dulce (por ejemplo, lluvia), no se permite la inmersión.

No se permite el contacto con agua salada ni con agua clorada.

Seque con un paño después del contacto con agua dulce o humedad.

Limpie con agua dulce en caso de exposición accidental a otros líquidos, productos químicos, arena, polvo o suciedad y seque con un paño.

POSITIONNEMENT DE LA TIGE DE renforcement (Fig. 3)

10. Déverrouillé
11. Verrouillé

Remarque : la fixation de la poignée peut être utilisée pour avoir une prise plus sûre sur la cordelette lorsque l'emboîture est enfilée.

Attention : faire un nœud avec la cordelette pour l'empêcher d'être tirée par inadvertance dans le canal.

UTILISATION

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux. Séchez avec un chiffon après le nettoyage.

Condiciones ambientales

El dispositivo es resistente a condiciones climáticas adversas. Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas puede usarse en un ambiente mojado o húmedo y puede tolerar las salpicaduras de agua dulce (por ejemplo, lluvia), no se permite la inmersión.

No se permite el contacto con agua salada ni con agua clorada.

Seque con un paño después del contacto con agua dulce o humedad.

Limpie con agua dulce en caso de exposición accidental a otros líquidos, productos químicos, arena, polvo o suciedad y seque con un paño.

POSITIONNEMENT DE LA TIGE DE renforcement (Fig. 3)

10. Déverrouillé
11. Verrouillé

Remarque : la fixation de la poignée peut être utilisée pour avoir une prise plus sûre sur la cordelette lorsque l'emboîture est enfilée.

Attention : faire un nœud avec la cordelette pour l'empêcher d'être tirée par inadvertance dans le canal.

UTILISATION

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux. Séchez avec un chiffon après le nettoyage.

Condiciones ambientales

El dispositivo es resistente a condiciones climáticas adversas. Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas puede usarse en un ambiente mojado o húmedo y puede tolerar las salpicaduras de agua dulce (por ejemplo, lluvia), no se permite la inmersión.

No se permite el contacto con agua salada ni con agua clorada.

Seque con un paño después del contacto con agua dulce o humedad.

Limpie con agua dulce en caso de exposición accidental a otros líquidos, productos químicos, arena, polvo o suciedad y seque con un paño.

POSITIONNEMENT DE LA TIGE DE renforcement (Fig. 3)

10. Déverrouillé
11. Verrouillé

Remarque : la fixation de la poignée peut être utilisée pour avoir une prise plus sûre sur la cordelette lorsque l'emboîture est enfilée.

Attention : faire un nœud avec la cordelette pour l'empêcher d'être tirée par inadvertance dans le canal.

UTILISATION

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux. Séchez avec un chiffon après le nettoyage.

Condiciones ambientales

El dispositivo es resistente a condiciones climáticas adversas. Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas puede usarse en un ambiente mojado o húmedo y puede tolerar las salpicaduras de agua dulce (por ejemplo, lluvia), no se permite la inmersión.

No se permite el contacto con agua salada ni con agua clorada.

Seque con un paño después del contacto con agua dulce o humedad.

Limpie con agua dulce en caso de exposición accidental a otros líquidos, productos químicos, arena, polvo o suciedad y seque con un paño.

POSITIONNEMENT DE LA TIGE DE renforcement (Fig. 3)

10. Déverrouillé
11. Verrouillé

Remarque : la fixation de la poignée peut être utilisée pour avoir une prise plus sûre sur la cordelette lorsque l'emboîture est enfilée.

Attention : faire un nœud avec la cordelette pour l'empêcher d'être tirée par inadvertance dans le canal.

Lääkinnällinen laite

KUVAUS

Laitte on narulukko, joka on locking-tuppien kanssa käytettävä lukitusjärjestelmä.

KÄYTÖTTÄTARKOITUS

Laite on tarkoitettu kinnittäväksi puuttuvan alarajan korvaavaan protsessi/jestelmään ja irrotettavaksi siitä.

Laitteen saa asentaa ja säättää vain terveydenhuollon ammattilaisten.

Terveydenhuollon ammattilaisten on arvioitava tämän laitteen soveltuuvius protsessiin ja potilaalle.

KÄYTÖSÄIHEET JA KOHDEPOTILASRYHMÄ

- Alaraajan amputaatio ja/tai synnyttäminen puuttuminen

- Ei tiedettyjä vasta-alitteita

Laite on tarkoitettu keskimääräisen aktiivisuustason käytöön, esim. kävelynn.

YLEISÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Terveydenhuollon ammattilaisten on ilmoittettava potilaalle kaikista tässä asiakirjassa mainituista tiedoista, jotka potilaan tulee tietää pystykseen käyttämään tätä laitetta turvallisesti.

Varoitus: Jos laitteen toiminta muuttuu tai heikkenee tai jos laitteessa on merkkejä vaurauksen tai kulumaista, jotta haittaavaan sen normaalista toimintasta, potilaan tulee lopettaa laitteen käytön ja ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Laite on tarkoitettu yhden potilaan käytölle.

ASENNUSHOJJEET

Lukon asennus (kuva 1 ja 2)

1. Kiinnitä Delrin-ohjaan valkoiseen mukana toimitetulla neljällä kynellä.

2. Aloita ohjaimen reunasta ja poraa pieni räntä lankapalkalla koko kipasvalokseen pituuden läpi sen poihjaan asti. Tämä varmistaa maksimalisen tyhjänä distaaliässä.

3. Kiinnitä poihjanmukaiseen ohjaimeen ruuvalle. Varmista, että ulostuloreikä, jossa on malliakappale narulukan narua varten, on sijoitettu oikein, jotta punoshinhan kirkkaus on mahdollisimman pieni.

4. Immuunivaa lämpömuovauvaa muoviomaterialia varmistetaan, ettei muovi muutuo tuotarkasti poihjanmukaisen muuan.

5. Kun ole valmistunut ulkohylsy, leikkaa ruuvia ja pistauksen ympäristöä ylimääräisen materiaali poistuaan ja irrota ruuvia ja malliakappale.

6. Koko holki ja paroa ulomman holkin läpi viiden millimetrin reikä – vastauollelle ja hieman koreille kuin pistoaukko.

7. Pujota narulukon rano poihjanmukaiseen läpi ja ulos pistauksen läpi.

8. Etsi luktusmekanismille oikea sijainti, poraa kaksi 3 millimetrin reikää ja niittää luktusmekanismiin holkkien.

9. Leikkaa punosku suojais halutun pituiseksi, työnnä se pistaukseen ja kiinnitä se oikeaan paikkaan holkkia Locite 410/411-kierrelkittelulla.

Lukitusmekanismin sijainti (kuva 3)

10. Auki.

11. Lukituta.

Huomio: vetäkövää voidaan käyttää pitäävänä otteen saamiseksi narulukan narua puitessaan.

Huomio: sido salmu narulukan narua, jotta se ei vahingossa vetäydy kanavaan.

KÄYTÖT

Puhdistus ja hoito

Puhdistus kostealla räällällä ja miedolla saippualla. Kuivaa liinalla pudistusten jälkeen.

Käytöönsuhteet

Laite on sähkötävä.

Sähkötävä laite voidaan käyttää määrässä tai kosteassa ympäristössä, ja se sieltä voi aiheuttaa veden roiskumisen (esim. sateen), mutta sitä ei saa upottaa veteen.

Laite ei kiesta suola- eikä kloorivettä.

Kuivaa se liinalla, kun se on ollut kosketuksissa makean veden tai kosteuden kanssa.

PUHDISTUS

Het hulpmiddel en de gehele prothese moeten worden onderzocht door een medische-zorgverlener. Met welke frequentie dit moet gebeuren, moet worden bepaald op basis van de activiteit van de patiënt.

ERNSTIG INCIDENT MELDEN

Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de relevante autoriteiten.

AFVOEREN

Het hulpmiddel en de verpakking moeten worden afgeweerd volgens de betreffende plaatselijke of nationale milieuveorschriften.

AANSPEKALIKEIJHEID

Össur aangeeft voorwaarden voor het volgende:

- Amputatie onderhuids zones aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

- Hulpmiddel is samengesteld uit componenten van andere fabrikanten.

- Hulpmiddel is niet gebruikt volgens de aanbevolen gebruiks-, toe passings- of omgevingsomstandigheden.

PORTUGUÉS

MD Dispositivo médico

DESCRÍPCION

O dispositivo é cordão de bloqueio, um sistema de bloqueio para utilizar em conjunto com os revestimentos de bloqueio.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O dispositivo destina-se a ligar e desbloquear um sistema protésico que substitui um membro inferior em falta.

O dispositivo tem de ser colocado e ajustado por um profissional de saúde.

A adequabilidade do dispositivo à prótese e ao paciente tem de ser avaliada por um profissional de saúde.

NEDERLANDS

MD Medisch hulpmiddel

BESCHRIJVING

Het hulpmiddel is een koordsluiting, een vergrendelingssysteem dat moet worden gebruikt in combinatie met vergrendelende liners.

BEOOGD GEBRUIK

Het hulpmiddel is bedoeld om een prothesesysteem waarmee een ontrekend onderste ledematen wordt vervangen, aan te sluiten en los te maken.

Het hulpmiddel moet worden aangemeten en afgesteld door een medische-zorgverlener.

De geschiktheid van het hulpmiddel voor de prothese en de patiënt moet worden beoordeeld door een medische-zorgverlener.

INDICATIES VOOR GEbruIK EN BEoGDE PATIENTENPOPULATIE

• Amputatie van de onderste ledematen en/of aangeboren afwijking

- Geen bekende contra-indicaties

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik met een matige impact, bijv. wandelen.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Instalação do bloqueto (Fig. 1 e Fig. 2)

1. Fixar o guia Delrin ao molde com os quatro pregos fornecidos.

2. A partir da extremidade do guia, fazer um pequeno furo com uma broca de arame em todo o comprimento do molde de gesso até à base do mesmo. Tal assegura um vácuo máximo na extremidade distal.

3. Aparafusar o adaptador de fixação inferior ao guia com o parafuso.

Assegurar que o orifício de saída, com o simulador para o cordão, está

CORRELAÇÃO DE INSTRUÇÕES

Instruções de montagem (Fig. 1 e Fig. 2)

1. Fixar o guia Delrin ao molde com os quatro pregos fornecidos.

2. A partir da extremidade do guia, apertar o furo com uma broca de arame em todo o comprimento do molde de gesso até à base do mesmo.

Tal assegura um vácuo máximo na extremidade distal.

3. Aparafusar o adaptador de fixação inferior ao guia com o parafuso.

Assegurar que o orifício de saída, com o simulador para o cordão, está

CORRELAÇÃO DE INSTRUÇÕES

Instruções de montagem (Fig. 1 e Fig. 2)

1. Fixar o guia Delrin ao molde com os quatro pregos fornecidos.

2. A partir da extremidade do guia, apertar o furo com uma broca de arame em todo o comprimento do molde de gesso até à base do mesmo.

Tal assegura um vácuo máximo na extremidade distal.

3. Aparafusar o adaptador de fixação inferior ao guia com o parafuso.

Assegurar que o orifício de saída, com o simulador para o cordão, está

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De medische-zorgverlener dient de patiënt te informeren over de inhoud van dit document ten behoeve van het veilige gebruik van dit hulpmiddel.

Waarschuwing: als de werking van het hulpmiddel veranderd of afneemt, of als het hulpmiddel tekenen van schade of slijtage vertoont die de normale functies van het hulpmiddel belemmeren, moet de patiënt stoppen met het gebruik van het hulpmiddel en contact opnemen met een medische-zorgverlener.

Het hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één patiënt.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Vergrendeling installeren (afbeelding 1 en 2)

1. Bevestig de Delrin-gleider met de vier bijgeleverde spijkers aan het gips.

2. Begin bij de rand van de geleider en boor een draadboor een klein gaatje door de hele lengte van het gipsmodel, tot de basis. Dit zorgt voor een maximale vacuüm aan de achterkant.

3. Bevestig de bodembewerusting met de schroef op de geleider. Zorg ervoor dat de uitgangsgat voor de schroef en de dummy correct staan.

4. Aparar a cobertura do cordão até ao comprimento desejado, introduzindo-o no orifício de saída e remover o parafuso e o simulador.

5. Introduzir o cordão através do adaptador de fixação inferior até sair pelo orifício de saída.

6. Encontrar a posição correta para o gancho e, em seguida, fazer dois furos de 3 mm e rebater o gancho ao encaixe.

7. Aplicar o círculo através do adaptador de fixação inferior até sair pelo orifício de saída.

8. Encontrar a posição correta para o gancho e, em seguida, fazer dois furos de 3 mm e rebater o gancho ao encaixe.

9. Aplicar a cobertura do cordão até ao comprimento desejado, introduzindo-o no orifício de saída e remover o parafuso e o simulador.

10. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

11. Montar o adaptador de fixação inferior com o simulador e o parafuso.

12. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

13. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

14. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

15. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

16. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

17. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

18. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

19. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

20. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

21. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

22. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

23. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

24. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

25. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

26. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

27. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

28. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

29. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

30. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

31. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

32. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

33. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

34. Aplicar a cobertura do cordão quando o encaixe estiver corretamente posicionado para garantir que o cordão funciona com o mínimo de atrito.

<p