

平成 22 年 4 月吉日

お客様各位

パシフィックサプライ(株)
住所 〒574-0064 大東市御領 1-12-1
Tel : 072-875-8013
Fax : 072-875-8017
HP <http://www.p-supply.co.jp/>

トータルニー 新デザインのお知らせ

拝啓


時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
この度、トータルニーを一新し、強度とデザインの改善をおこないました。
機能や推奨ユーザー様の変更はございません。
変更箇所や卸価格などの詳細は裏面をご覧くださいませ幸いです。
尚、トータルニー新デザインは5月21日からの出荷となります。
今後とも変わらぬご愛好の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

Think Possibility!

トータルニー

製品写真



製品名:

トータルニー1900/2000/2100/1100

内容:

外観を改善

外装へのダメージ軽減のため、角を丸くしました。
色を変更しています(1900/2000/2100)。
耐衝撃用に、バンパー部分にポリウレタン製カバーを付けました(1900/2000/2100)。

品質の改善

遠位リンクの強度を向上し、前後の遊びを減らしました。
後方リンクの強度を向上しました。
バランスユニットとパイプとの接合部分の強度を上げました(1100)

取扱説明書の改善

誤使用やアライメント調整等をわかりやすくするため、イラストや文章を改善しています。

構造的高さと重量

	構造的高さ		重量	
	新	旧	新	旧
TK1900	173mm	175mm	675g	620g
TK2000	173mm	175mm	690g	690g
TK2100	175mm	184mm	900g	920g

卸価格

変更はございません。

その他

・5月21日より出荷開始となります。

Think Possibility!