

## ふんわりソックス

既存のソックスの着脱動作が困難な方、足部に変形・浮腫のある方に。

### Mサイズ



黒 ブルーグレー ピンク ラベンダー

#### ふんわりソックス (Mサイズ)

サイズ	22~23cm
色	黒・ブルーグレー・ピンク・ラベンダー
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
価格	840円 (税込)

### Lサイズ




黒 こげ茶 グレー ブルー

#### ふんわりソックス (Lサイズ)

サイズ	24~26cm
色	黒・こげ茶・グレー・ブルー
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
価格	945円 (税込)

### ソックスの履き方・脱ぎ方


#### I リーチャーを使ってソックスを履く





#### II リーチャーを使ってソックスを脱ぐ



#### III ソックスエイドを使って履く



#### IV 片手でソックスを履く



ドレッシングリーチャー

サイズ	94cm
重量	50g
材質	(先端)チタン(柄)カーボンファイバー
価格	3,990円 (税込)



靴下エイドD

サイズ	23cm
重量	70g
材質	ナイロン・綿
価格	4,200円 (税込)

## オルトα・こみち (人工皮革タイプ)

発売以来、多くお客様のご利用頂いております、布製の「オルトα」「こみち」にお客様からのご要望にお答えして、新たに人工皮革製の「オルトα」「こみち」を発売することになりました。

従来品同様、ご愛顧頂きますようよろしくお願い申し上げます。

### オルトα (人工皮革タイプ)



### こみち (人工皮革タイプ)



#### オルトα (人工皮革タイプ)

サイズ	21.0~28.0cm (1cmきざみ)
色	茶・黒
重量	220g (23cm片足)
材質	甲材 人工皮革 甲裏材 豚革(踵部)・ポリエステル100%(その他の箇所) 底材 合成ゴム、EVA
価格	※価格はお近くの補装具製作所でご確認ください。

#### こみち (人工皮革タイプ)

サイズ	21.0~28.0cm (1cmきざみ)
色	茶・黒
重量	200g (23cm片足)
材質	甲材 人工皮革 甲裏材 豚革(踵部)・ポリエステル100%(その他の箇所) 底材 合成ゴム、EVA
価格	片足 4,095円 (税込) 両足 8,190円 (税込)

企画販売元

**パシフィックサプライ株式会社**

- 本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
☎ 072-875-8011 FAX 072-875-8015
- 札幌営業所 ☎ 011-862-1136 FAX 011-862-1002
- 盛岡出張所 ☎ 019-661-5407 FAX 019-661-5408
- 東京営業所 ☎ 03-3352-0757 FAX 03-3355-3154
- 名古屋営業所 ☎ 0568-34-2696 FAX 0568-34-2697
- 広島営業所 ☎ 082-293-6255 FAX 082-293-6299
- 福岡営業所 ☎ 092-641-8151 FAX 092-641-0444

ホームページ <http://www.p-supply.co.jp/>

## オルトα・こみち (布製タイプ)

### オルトα (布製タイプ)



- プラスチック製足関節装具を装着して履くことができます。
- 歩行の安全性を高める靴底を採用しています。
- 片足販売です。

サイズ	21.0~28.0cm (1cmきざみ)
色	茶・黒
重量	200g (23cm片足)
材質	甲材 ポリエステル 甲裏材 ポリエステル 底材 ゴム、EVA
価格	価格はお近くの補装具製作所でご確認ください。

### こみち (布製タイプ)



- 踵に十分な深さがあり、8mmまでの足底板に対応します。
- 片足販売ですので左右サイズ違いにも対応できます。
- クッション性のあるカップインソール付

サイズ	21.0~28.0cm (1cmきざみ)
色	茶・黒
重量	185g (23cm片足)
材質	甲材 ポリエステル 甲裏材 ポリエステル 底材 ゴム、EVA
価格	片足 <b>3,622円</b> (税込) 両足 <b>7,244円</b> (税込)

### 交換用別売品


交換用カップインソール 片足 **472円** (税込)

布製オルトαこみち用交換延長ベルト **315円** (税込) (1本)  
(大) 22cm (小) 20.5cm

人工皮革オルトαこみち用交換ベルト 標準 **682円** (税込) (1本)  
ループ付 **682円** (税込) (1本)

## 「オルトα」・「こみち」の主な特徴

- 踵部は、十分な長さで硬さの月型芯で足部の安定性を高めています。
- 履きこみ口が大きく開きますので、着脱が容易です。
- 甲のベルトには、角カンを使用し、角度調整が可能です。



### 靴底の特徴

