



コルクを使用した快適な入浴シリーズ

ハートコルクシリーズ

コルク素材特性

次のような特徴を備えています

熱伝導性が低く、




座った時

冷たくない

●座った時のヒンヤリ感がない

弾力性に優れ、



座った時

痛くない

●接触面が痛くない

摩擦係数が高く、




座った時

すべらない

●石鹸などでお尻がすべりにくい

非浸透性があり、



水を

吸収しにくい

●乾きやすい

水はけがよい
メッシュシート

■入浴用いす



安全性に優れた
広い基底面

●安全な立ち
座りを可能に
する握り手

●ロックピンで
高さ調整




Heart Cork
Series

背もたれなしの
タイプも選択可能!

十分な広さ!



■入浴用踏み台



安全性に優れた広い基底面

■にぎり手付 入浴用腰かけ



太い手すり付き!

