



リンゴ(Lingo)は軽くコンパクトで持ち運びが簡単なVOCAです。8つのキーにそれぞれ録音・再生が出来ます。1～7のキーには25秒毎のひとつのメッセージ、8番目のキーには、60秒間、複数のメッセージを順番に録音・再生できます。シンボルなどのメッセージを、「目で見て」、「声で確認する」ことで、シンボルなどの理解をより深めることができます。また、「目で見て」、「声で相手に伝える」ことで、メッセージを伝えたい相手に対して、より簡単に気付いてもらうことができます。シンボルを使った会話のきっかけとして、有効に利用できます。さらにイヤホンジャックが装備されており、メッセージを自分自身だけで確認することもできます。外部スイッチ、外部機器との接続はできません。電源On/Offのスイッチ、音量の調節ができます。録音音声は非常に明瞭に聞きやすくなっています。

品番	19010062
総録音時間	シングルキー 25秒×7 連続キー 60秒×1
本体サイズ	横64×縦133×厚さ26 (mm)
キー数	8個
キーサイズ	丸型キーガード:直径18mm 角型キーガード:18×18mm (2・4・8・キーガード)
重量	約130g
付属品	キーガード4枚:2・4・8角型キーガード 8キー丸型キーガード ベルトクリップ、ACアダプター

¥32,445 (税込)

CA機器レンタルサービスのご案内

「ご購入前に機器を試してみたい。」「ある程度の期間使用したい。」といったお客様に有償のレンタルサービスを4月1日より開始致します。詳細・お申込は弊社ホームページまで。

⇒<http://www.p-supply.co.jp/>

対象製品	レンタル期間	料金
リンゴ(Lingo)	3ヶ月	5,000円
ボイスキャリア ペチャラ	1ヶ月	3,000円
	3ヶ月	5,000円

パシフィックサプライ株式会社

- 本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL:072-875-8011 FAX:072-875-8015
- 札幌営業所 〒060-0051 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F
TEL:011-218-5801 FAX:011-218-5805
- 盛岡出張所 TEL:019-661-5407 FAX:019-661-5408
- 東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-12 グレイスビル2F
TEL:03-3352-0757 FAX:03-3355-3154
- 名古屋営業所 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5
TEL:0568-34-2696 FAX:0568-34-2697
- 広島営業所 〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-5-13
ロイヤルシャトー中田1F
TEL:082-293-6255 FAX:082-293-6299
- 福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-12
TEL:092-641-8151 FAX:092-641-0444

※間違い電話でご迷惑をお掛けしている地域がございます。番号をお確かめの上、おかけください。

「パシフィックニュース」をご希望される方へ

郵便番号、住所、氏名、電話番号、勤務先、所属等をご記入の上お申込ください。無料でお送りいたします。

▼編集発行:パシフィックニュース編集室

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL:072-875-8013 FAX:072-875-8017

<http://www.p-supply.co.jp/>



この印刷物は「ソイシール」の認定を受けたSOY各色を使用し印刷されています。

※印刷の都合上、商品の色は実際の色と異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。

2010.4.7.000.D