

マイラ社復興支援物資No.10



| | |
|----------|--|
| モデル | 1.360ZX1 |
| 材質 | アルミ |
| 座幅 | 38 |
| 座奥 | 40 |
| 背高 | 30 |
| 前座 | 48 |
| 後座 | 42 |
| 主車輪サイズ | 24*1 |
| キャスターサイズ | 4 |
| フレーム色 | 黒 |
| シート色 | 黒 |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none">・アクティブ車・脊損向け・背張り調整 |

こちらの福祉用具が必要な方は下記までご連絡をお願いいたします。

Email: shien@p-supply.co.jp

Tel : 072-875-8013

※メールには必ず 下記項目をご記載下さい。

「お名前」

「郵便番号」

「ご希望される福祉用具No」

追って弊社よりご連絡差し上げます。

マイラ社復興支援物資No.12



| | |
|----------|---|
| モデル | 1.140 |
| 材質 | アルミ |
| 座幅 | 34 |
| 座奥 | 35 |
| 背高 | 35 |
| 前座 | 45 |
| 後座 | — |
| 主車輪サイズ | 24*1 |
| キャスターサイズ | 4 |
| フレーム色 | レッドメタリック |
| シート色 | 黒 |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none">・背張り調整・転倒防止・ハンドリムすべり止め・スピナジーホイール・高さ調整式押し手・小児用アクティブ車・リジットフレーム小児用 |

こちらの福祉用具が必要な方は下記までご連絡をお願いいたします。

Email: shien@p-supply.co.jp

Tel : 072-875-8013

※メールには必ず 下記項目をご記載下さい。

「お名前」

「郵便番号」

「ご希望される福祉用具No」

追って弊社よりご連絡差し上げます。

マイラ社復興支援物資No.13



| | |
|----------|--|
| モデル | 1.736 |
| 材質 | アルミ |
| 座幅 | 34 |
| 座奥 | 34 |
| 背高 | 35 |
| 前座 | 44 |
| 後座 | 40 |
| 主車輪サイズ | 22*1 |
| キャスターサイズ | 6 |
| フレーム色 | 黄 |
| シート色 | 黒 |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none">・スポークガード・足台スウィングアウト・サイドガード跳ね上げ・転倒防止・背張り調整・小児用 |

こちらの福祉用具が必要な方は下記までご連絡をお願いいたします。

Email: shien@p-supply.co.jp

Tel : 072-875-8013

※メールには必ず 下記項目をご記載下さい。

「お名前」

「郵便番号」

「ご希望される福祉用具No」

追って弊社よりご連絡差し上げます。

マイラ社復興支援物資No.14



| | |
|----------|---|
| モデル | Mex-s |
| 材質 | アルミ |
| 座幅 | 34 |
| 座奥 | 34 |
| 背高 | 30 |
| 前座 | 調整式 |
| 後座 | 調整式 |
| 主車輪サイズ | 24*1 |
| キャスターサイズ | 5 |
| フレーム色 | オレンジメタリック |
| シート色 | オレンジ |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none">・高さ調節式押し手・ヘッドサポート・4点ベルト・転倒防止・フットレスト跳ね上げ・小児用アクティブ車・リジットフレーム小児用 |

こちらの福祉用具が必要な方は下記までご連絡をお願いいたします。

Email: shien@p-supply.co.jp

Tel : 072-875-8013

※メールには必ず 下記項目をご記載下さい。

「お名前」

「郵便番号」

「ご希望される福祉用具No」

追って弊社よりご連絡差し上げます。