



ÖSSUR®

LIFE WITHOUT LIMITATIONS

リバウンドデュアル



リバウンドデュアル

オズール社のリバウンドデュアルは靱帯の不安定性を機能的にサポートする装具です。変形性膝関節症による靱帯の不安定もサポートできる、シンプルで用途が広い装具です。衝撃度の高いスポーツにも対応することができ、頼りになる膝装具です。

サイズ調整可能

上部のフレームは装着者の身長に合わせて適合するように、33cmから37cmまで調節できます。内反／外反のアライメントへ調節することも可能です。



快適な使い心地

軽量のアルミニウムフレームを採用していますので、医療従事者は簡単に調整ができます。また装着者にも快適な使い心地を提供します。肌あたりが柔らかい、ドースキン（雌ジカ革）製の大腿部ライナーや着脱が簡単なストラップでさらに快適性を向上させています。

滑り防止アクティブグリップ

下腿部には通気性のあるアクティブグリップカフライナーを採用し、装具のズレを防止しています。一度装着した位置からズレにくく、活動的な装着者へも適応します。



調節可能なスマート調整ダイヤル（オプション）

オプションとして、スマート調整BOAダイヤル付のストラップがあります。装具による矯正力を装着者ご自身で微調整することができます。

リバウンドデュアル

靱帯を機能的にサポートするため、適合しやすく快適で、信頼できる膝装具です。

シンプルで調整可能なフレームは7サイズ（左右）がございます。

機能と利点

- 長さ調整が簡単にできる
上部フレーム**
33cmから37cmまで調整可能
- 調整可能なアルミニウム
フレーム**
装着者の身体の形状に
合わせやすい
- 簡単に扱えるストラップ
システム**
装着者が着脱しやすい
- 現場で調整ができる
Dリング**
調整して装着者への圧迫を
軽減することができる
- アクティブグリップ
下腿カフライナー**
通気性があり、ずれを防止する
- ドースキン（雌ジカ革）
大腿ライナー**
大腿部の肌あたりが快適に
- トリミング可能なスト
ラップパッド**
最適な快適性のためにスト
ラップはカット可能



伸展ストップ、屈曲ストップが付属しております。

伸展ストップ：0°・5°・10°・20°・30°・40°

屈曲ストップ：45°・60°・75°・90°



リバウンドデュアルヒンジ

平成28年度 完成用部品価格

¥101,200 オズール B-30283000
（下肢装具 膝継手 G 多軸膝 1遊動式）

リバウンドデュアル品番

サイズ	立位荷重時の 膝関節の幅	膝蓋骨中心から 15cm上の大腿周径	左		右	
			パシフィックサプライ品番	メーカーコード	パシフィックサプライ品番	メーカーコード
XS	7.6-8.9cm	38.1-41.9cm	57051061	B-242610001	57051051	B-242510001
S	8.9-10.2cm	41.9-47cm	57051062	B-242610002	57051052	B-242510002
M	10.2-11.4cm	47-52.1cm	57051063	B-242610003	57051053	B-242510003
L	11.4-12.7cm	52.1-57.2cm	57051064	B-242610004	57051054	B-242510004
XL	12.7-14cm	57.2-62.2cm	57051065	B-242610005	57051055	B-242510005
XXL	14-15.2cm	62.2-69.9cm	57051066	B-242610006	57051056	B-242510006
XXXL	15.2-16.5cm	69.9-76cm	57051067	B-242610007	57051057	B-242510007

※XXL、XXXLサイズはお取り寄せになります。

