

ICEROSS 大腿用シールインX あなたに合わせて

Iceross大腿用シールインライナーは、快適さを求められる大腿切断者に信頼いただいています。しかし、断端の形状によってはシールの位置が合わない方もいらっしゃいます。

そのような方にお試しいただきたいライナーがIceross大腿用シールインXです。

シール部が移動でき、最適な位置に配置することができます。ユーザー自身に合ったフィット感が得られますので、大腿切断者のさまざまなニーズを満たします。

フィットしやすいよう断端末は厚みを薄く、布地は柔らかく設計

断端の形状によりよく沿って、装着時に空気が入り込みにくいよう設計されています。また、装着することにより固有受容覚も向上させます。



最高のパフォーマンス
軟部組織を安定させるために布地の耐久性を向上させ、より密着し固有受容覚が増すように断端末部分を再設計しました。

最高の適応性

装着者一人ひとりに最適なシール部のサイズが選択でき、最も快適な位置にシール部を設置することで最適な懸垂を可能にします。



ICEROSS 大腿用シールインX

対象者	
切断レベル	大腿切断
義足に加わる衝撃	弱い、中程度、強い

ライナー情報	
スタンダードサイズ	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55
コニカルサイズ	23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
シールサイズ	26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65, 70
種類	コニカル、スタンダード



シールイン



コニカル



アクティブ
スキんケア



カバー



シルケン加工



ICEROSS 大腿用シールインXはライナーとシール部の組合せです。

ICEROSS 大腿用シールインX

メーカー品番	種類
I-8532XX	スタンダード
I-8632XX	コニカル

メーカー品番	製品名
I-SXF0XX	Iceross 大腿用シールインX シール部

ICEROSS 大腿用シールインX
平成28年度 完成用部品価格 **¥142,000**
(オズール I-8532/8632-SIZE)

※ライナー本体1本とシール部1つを含みます。

ICEROSS 大腿用シールインX 専用シール 平成28年度 完成用部品価格 **¥47,700** (オズール I-SXF0-SIZE)

※シール部の追加または初期購入のシール部が破損した場合の交換用シール部です。

シール部サイズ	ライナーサイズ: スタンダード ■ コニカル ●												
	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55
26	●	● ■											
28	●	● ■	● ■	● ■									
30	●	●	● ■	● ■	● ■								
32	●	●	●	● ■	● ■	● ■							
35	●	●	●	●	●	● ■	● ■						
38	●	●	●	●	●	●	● ■	● ■	● ■				
41	●	●	●	●	●	●	●	● ■	● ■	● ■			
44			●	●	●	●	●	●	● ■	● ■			
47				●	●	●	●	●	●	● ■	■		
51					●	●	●	●	●	●	■	■	
55						●	●	●	●	●		■	■
60							●	●	●	●			■
65								●	●	●			
70									●	●			

パシフィックサプライ株式会社
オズール社 義肢部品日本総代理店

ご注文専用電話
ご注文専用FAX
お問合せ専用電話
ホームページ

072-875-8011
072-875-8015
0120-953-467
<http://www.p-supply.co.jp/>

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS