

マイラ FLASH 注文書

FAX送信先:
072-875-8015

フレームサイズ	<input type="checkbox"/> ミディ(後輪22インチ) ¥270,000	<input type="checkbox"/> マキシ(後輪24インチ) ¥270,000			
フットサポート <前後・角度調節機構>	<input type="checkbox"/> ショート(20cm~29cm) ¥49,800	<input type="checkbox"/> ショート(25cm~32cm) <input type="checkbox"/> ロング(33cm~44cm) ¥49,800 ¥49,800			
レッグサポートベルト	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			
サイドガード	<input type="checkbox"/> アルミサイドガード ¥36,000	<input type="checkbox"/> アルミサイドガード高さ調整式アームサポート付 ¥74,800			
座幅 (cm)	<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40			
座奥行 (cm)	<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 初期設定からフレーム長最大4cm(2cmピッチ)延長可能 ※ただし奥行30cmの場合は最大2cmのみ延長可能	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 初期設定よりフレーム長最大4cm(2cmピッチ)延長可能 ※ただし奥行38cmの場合は最大延長2cm・40cmの場合は延長不可			
キャストサイズ (インチ)	<input type="checkbox"/> 4インチ <ソリッド>	<input type="checkbox"/> 5インチ <ソリッド>	<input type="checkbox"/> 4インチ <ソリッド>	<input type="checkbox"/> 5インチ <ソリッド>	<input type="checkbox"/> 6インチ <ソフトソリッド>
前座高 (cm)	<input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48
後座高 (cm)	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47			
ハンドリム	<input type="checkbox"/> アルミ	<input type="checkbox"/> アルミ <input type="checkbox"/> ステンレス			

バックサポート高 <背張り調整式・高さ調整式> (cm)	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40 (高さ調整 +/-2cm)	<input type="checkbox"/> バックサポート無し		
手押しハンドル	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> 左右連結式 (高さ調整・着脱式) ¥48,000	<input type="checkbox"/> 高さ調整式 (高さ30cmまで) ¥34,200	<input type="checkbox"/> 背角度調整式 +/-15°(5°ピッチ) ※標準手押しハンドルとの 併用不可 ¥48,500
ハンドリムカバー ※標準ホイールのみ適用	<input type="checkbox"/> シリコン製ハンドリムカバー ※ハンドリムは含まない ¥22,200	<input type="checkbox"/> マックスグリップ ※ハンドリム間距離15mmのみ取付可 ※スポークカバー取付不可 ¥98,800	<input type="checkbox"/> テトラハンドリム ※24インチ用のみ ※ハンドリムを含む ¥66,000	
ハンドリム間距離 ※標準ホイールのみ適用	<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 25mm		
キャンバー角	<input type="checkbox"/> 0° (全幅=座幅+180mm ハンドリム間距離15mm時)	<input type="checkbox"/> 3° (全幅=座幅+220mm ハンドリム間距離15mm時)	<input type="checkbox"/> 6° (全幅=座幅+260mm ハンドリム間距離15mm時)	
タイヤ ※標準ホイールのみ適用	<input type="checkbox"/> 高圧タイヤ (8バー)	<input type="checkbox"/> ポリウレタンタイヤ (ノーパンク)	<input type="checkbox"/> マラソンプラス エボリューションタイヤ ¥14,000	
車軸位置	<input type="checkbox"/> ポジション1 (前出し:70mm)	<input type="checkbox"/> ポジション2 (前出し:55mm)	<input type="checkbox"/> ポジション3 (前出し40mm)	<input type="checkbox"/> ポジション4 (前出し:25mm)
ホイール	<input type="checkbox"/> 標準 (高圧タイヤ含む)	<input type="checkbox"/> 軽量ホイール (高圧タイヤ・アルミハンドリム・リム間15mmのみ) 片側330g減 ¥82,600		
Xtrendsキャスト	<input type="checkbox"/> ライトニングキャスト (4インチのみ) ¥20,900	<input type="checkbox"/> アルミキャスト (シルバー・4インチ) ¥46,300	<input type="checkbox"/> アルミキャスト (シルバー・5インチ) ¥46,300	

フレームカラー	<input type="checkbox"/> トルネードレッド <input type="checkbox"/> グリーンメタリック	<input type="checkbox"/> レモン <input type="checkbox"/> オレンジメタリック	<input type="checkbox"/> シルバークロム <input type="checkbox"/> ブルーメタリック	<input type="checkbox"/> マットブラック
シートカラー	ナイロン <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> オレンジ(BRIX用) <input type="checkbox"/> イエロー(BRIX用)		<input type="checkbox"/> レッド(BRIX用)	<input type="checkbox"/> メッシュブラック ¥17,000
スポークカバー	<input type="checkbox"/> 透明 ¥30,000		<input type="checkbox"/> FLASHロゴ ¥27,000	

<input type="checkbox"/> シートクッション <3cm厚> ※シート同色 ¥19,300	<input type="checkbox"/> 着脱式ヘッドサポート (高さ・角度・奥行調整) ※高さ調整式手押しハンドル選択要 ¥78,000		
<input type="checkbox"/> ティッピングバー ※転倒防止バー(両側)との組合せ不可 ¥12,000	<input type="checkbox"/> 転倒防止バー(両側) <回転収納式> ¥34,700	<input type="checkbox"/> 転倒防止バー(左側) <回転収納式> ¥25,800	<input type="checkbox"/> 転倒防止バー(右側) <回転収納式> ¥25,800
<input type="checkbox"/> アンクルストラップ(両側) ¥6,800	<input type="checkbox"/> ヒールループ(両側) ¥17,800	<input type="checkbox"/> フットサポート ロック機構 ¥22,200	<input type="checkbox"/> 杖たて ※ティッピングバーの選択要 ¥6,500
<input type="checkbox"/> 折りたたみブレーキレバー (伸縮) ¥6,900	<input type="checkbox"/> ドラムブレーキ ※アルミハンドリム・高圧タイヤ・高さ 調整式手押しハンドル選択要 ¥58,600	<input type="checkbox"/> シートベルト ¥10,000	<input type="checkbox"/> セラピーテーブル(透明) ※サイドガード高さ調整 アームサポート付選択要 ¥40,200
<input type="checkbox"/> シックススターホイール (高圧タイヤ・アルミハンドリム) ※24インチのみ ¥148,600		<input type="checkbox"/> クロスホイール (オフロードタイヤ・ステンレスハンドリム) ※24インチのみ ¥103,500	
<input type="checkbox"/> 折りたたみ固定具 ¥4,200			

標準装備

- 張り調整式バックサポート
- 高さ調整式バックサポート
- フットサポート前後・角度調整
- 車軸位置調整
- 大車輪脱着ハブ

※2018年1月作成

貴社名: _____

ご担当者名: _____

お客さま名: _____

パシフィックサプライ株式会社

● 本 社 〒574-0064大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072-875-8011 Fax 072-875-8015

※表示金額は税抜価格です。本体は非課税。オプションは課税、本体と同時に購入時は非課税となります。