

マイラ ブリックス 注文書

FAX送信先:
072-875-8015

フレームサイズ	<input type="checkbox"/> ミニ(後輪20インチ) ¥344,900	<input type="checkbox"/> ミディ(後輪22インチ) ¥344,900
フットサポート <前後・角度調節機構>	■あり ¥24,600	
サイドガード <脱着式>	■あり ¥19,000	
座幅 (cm)	<input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36	
座奥行 (cm)	<input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32
前座高(cm)	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37
シート・ フットプレート間距離 (cm)	<input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22
前座高(cm)	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
シート・ フットプレート間距離 (cm)	<input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24
前座高(cm)	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
シート・ フットプレート間距離 (cm)	<input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26
後座高 (cm)	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47
バックサポート高 <背張り調整式> (cm)	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> バックサポート無し
背座間角度 <調節式>(標準は90°)	<input type="checkbox"/> 84° <input type="checkbox"/> 87° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 93° <input type="checkbox"/> 96° <input type="checkbox"/> 99°	
手押しハンドル <回転収納式>	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> ショート <input type="checkbox"/> なし
ハンドリム	■アルミのみ	
ハンドリム カバー	<input type="checkbox"/> シリコン製ハンドリムカバー ¥20,600	<input type="checkbox"/> マックスグリップ ※22インチタイヤ使用時のみ選択可 ※ハンドリム間距離15mmのみ取付可 ¥115,600
ハンドリム間距離	<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 25mm
キャンバー角	<input type="checkbox"/> 6° (全幅=座幅+280mm ハンドリム間距離15mm時)	<input type="checkbox"/> 11° (全幅=座幅+360mm ハンドリム間距離15mm時)
キャスト	<input type="checkbox"/> 4インチ <ソリッド>	<input type="checkbox"/> 5インチ <ソリッド>
	キャストアルミホイール<シルバー> <input type="checkbox"/> 4インチ ¥54,200	<input type="checkbox"/> 5インチ ¥54,200
		<input type="checkbox"/> ライトニングキャスト ※4インチのみ ¥24,300

フレームカラー	<input type="checkbox"/> クロスレッド <input type="checkbox"/> クロスイエロー <input type="checkbox"/> クロスオレンジ <input type="checkbox"/> シルバーメタリック <input type="checkbox"/> グリーンメタリック <input type="checkbox"/> オレンジメタリック <input type="checkbox"/> マットブラック
シートカラー	<input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> イエロー <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> ブラック
スペーサーカラー	<input type="checkbox"/> ブルー <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> 指定なし
スポークカバー	<input type="checkbox"/> 透明 ※22インチタイヤ使用時のみ選択可 ¥29,600

<input type="checkbox"/> シートクッション <3cm厚> ※シート同色 ¥22,600	<input type="checkbox"/> 軽量ホイール <高圧タイヤ・ハンドリムアルミ・ハンドリム間距離15mm> ※タイヤ・ハンドリム・スポークの色指定不可/スポークカバー取付不可 ¥100,000
<input type="checkbox"/> 転倒防止バー <回転収納式> ※左に追加したい場合のみチェックしてください(右側は標準仕様) ¥23,000	<input type="checkbox"/> 高さ調節式手押しハンドル (30cm) ※手押しハンドルなしの選択要 ※手押しブレーキ介助者共用型との併用不可 ¥41,900
<input type="checkbox"/> 手押しブレーキ、介助者共用型 ※高さ調節式手押しハンドルとの併用不可 ¥20,600	<input type="checkbox"/> シート奥行き調節レール ※座奥行き26cmまで取付可 ¥17,500
<input type="checkbox"/> 反射板 ¥3,200	4点式シートベルト <input type="checkbox"/> XS ¥16,900 <input type="checkbox"/> S ¥16,900

標準装備

- 張り調整式バックサポート ● 背座間角度調節機構 ● 大車輪脱着機構
- 座奥行き調節機構(スライド式) ● 回転収納式(高さ角度可変)手押しハンドル
- 回転収納式転倒防止バー(右側のみ) ● バックサポート位置(車軸位置)調節機構

☆ 空気入れは付属しません


※2018年5月改定

パシフィックサプライ株式会社
本社 〒574-0064大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072-875-8011 Fax 072-875-8015

貴社名 _____

ご担当者名 _____

お客さま名 _____



- ① バックサポート高
- ② 後座高
- ③ 前座高
- ④ シート・フットプレート間距離
- ⑤ 座奥行き

※表示金額は税抜価格です。本体は非課税。オプションは課税、本体と同時に購入時は非課税となります。