

2018年6月22日

得意先 各位

パシフィックサプライ株式会社  
TEL:072-875-8008(代)  
FAX:072-875-8010(代)

## オズール社排出バルブ・スプリング改良のご案内

拝啓 陽春の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、オズール社の排出バルブについて下記の通りご案内いたします。価格の変更はありません。




今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象製品

オズール社の以下排出バルブ

メーカー品番	品名	画像
L-551002	アイスロック 551 下腿用バルブ	
L-552000	アイスロック 552 大腿用バルブ	
UTT0001	ユニティバキュームシステム下腿用バルブ	
UTF0001	ユニティバキュームシステム下腿用バルブ	

#### 2. 改良内容

バルブ内のスプリングが鉄を含む材質より、ステンレススチールへ変更し、サビが発生しにくくなりました。

#### 3. 改良反映開始日

2018年2月26日の梱包開始日(製品箱に記載)より反映しております。

#### 4. 価格

価格の変更はありません。

以上