

発注専用FAX：072-875-8015

マイラ SMART f 専用オーダーフォーム



MEYRA | **SMART^F**

貴社名	
ご担当者名	
お客様名	

P品番	CODE	名称	価格
■ 42585001	2.360	SMART f (スマートエフ)	¥287,000

ーテクニカルデーター 単位：mm

座幅	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
全幅	500	510	540	560	580	600	620	640	660	680	700
	*キャンバー0° 設定、ハンドリム間15mm設定の場合										
	550	570	590	610	630	650	670	690	710	730	750
	*キャンバー3° 設定、ハンドリム間15mm設定の場合										
折りたたみ幅	280 (キャンバー0° 設定)					/	330 (キャンバー3° 設定)				
シート奥行	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500										
シート高	前座高 440-530 / 後座高 400-530										
全高	後座高 + バックサポート高										
バックサポート高	250-500 (+25)										
アームサポート高	170-245										
車体全長	880-1,030 (フレーム長・ホイールサイズ・車軸位置によって変化します)										

00 フレームデザイン (フレーム長) 単位: mm

	P品番	CODE	名称	対応シート奥行	全長	価格
<input type="checkbox"/>	—	351	ショートフレーム	380-420	880-950	—
<input type="checkbox"/>	—	352	ミディアムフレーム	440-460	920-990	—
<input type="checkbox"/>	—	353	ロングフレーム	480-500	960-1,030	—

*シート奥行の長さに応じてフレーム長を選択してください

フレームデザイン (フレーム角度・フレームインサート)

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	—	346	スタンダード フロントフレーム角度79°	—
<input type="checkbox"/>	—	4950	フロントフレームインサートあり (片側10mm絞り) 座幅36cm以上必要	—
<input type="checkbox"/>	—	4959	フロントフレームインサートなし	—

01 シート幅 単位: mm

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	—	32	シート幅 320	—
<input type="checkbox"/>	—	34	シート幅 340	—
<input type="checkbox"/>	—	36	シート幅 360	—
<input type="checkbox"/>	—	38	シート幅 380	—
<input type="checkbox"/>	—	40	シート幅 400	—
<input type="checkbox"/>	—	342	シート幅 420	—
<input type="checkbox"/>	—	344	シート幅 440	—
<input type="checkbox"/>	—	46	シート幅 460	—
<input type="checkbox"/>	—	48	シート幅 480	—
<input type="checkbox"/>	42585002	350	シート幅 500	¥15,800
<input type="checkbox"/>	42585003	952	シート幅 520	¥15,800

02 シート奥行 単位: mm

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	—	368	シート奥行 380 フレームサイズショート	—
<input type="checkbox"/>	—	615	シート奥行 400 フレームサイズショート	—
<input type="checkbox"/>	—	784	シート奥行 420 フレームサイズショート	—
<input type="checkbox"/>	—	618	シート奥行 440 フレームサイズミディアム	—
<input type="checkbox"/>	—	619	シート奥行 460 フレームサイズミディアム	—
<input type="checkbox"/>	—	787	シート奥行 480 フレームサイズロング	—
<input type="checkbox"/>	—	792	シート奥行 500 フレームサイズロング	—

03 前座高（キャストとの組合せ） 単位：mm

MEYRA | SMART^F

*希望のキャストサイズと前座高の組合せ可能サイズを選択してください

*前座高と後座高の最大差は100mmです

*前座高を指定すると自動的に標準キャストサイズが選択されます

前座高	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
4inソリッドキャスト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5inソリッドキャスト		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6inソフトソリッド キャスト★			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

★フレームインサートなしの設定に限り軽量アルミ（CODE311/315）・両側跳ね上げ（CODE808）のフットサポートを選択することが可能です

Xtrendキャストホイール

*オプションキャストを選択する場合は下記より選択してください

	P品番	CODE	名称	サイズ	価格	
<input type="checkbox"/>	42585004	689/1068963	ライトニングキャスト	100×23mm	¥20,900	
<input type="checkbox"/>	42585005	689/1072385	アルミホイールキャストシルバー	100×32mm	¥46,300	
<input type="checkbox"/>	42585006	689/1072386		125×32mm	¥46,300	
<input type="checkbox"/>	42585007	689/1081340	フロッグレッグスアルミ ホイールキャスト	シルバー	¥58,300	
<input type="checkbox"/>	42585008	689/1081341		ブラック	¥58,300	
<input type="checkbox"/>	42585009	689/1081342		オレンジ	100×32mm	¥58,300
<input type="checkbox"/>	42585010	689/1081343		レッド	¥58,300	
<input type="checkbox"/>	42585011	689/1081344		ブルー	¥58,300	
<input type="checkbox"/>	42585012	689/1081345	フロッグレッグスアルミ ホイールキャスト	シルバー	¥58,300	
<input type="checkbox"/>	42585013	689/1081346		ブラック	¥58,300	
<input type="checkbox"/>	42585014	689/1081347		オレンジ	125×32mm	¥58,300
<input type="checkbox"/>	42585015	689/1081348		レッド	¥58,300	
<input type="checkbox"/>	42585016	689/1081349		ブルー	¥58,300	

04 シートクッション

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585017	560	シートクッション30mm厚 *バックサポートカラーと同色	¥15,800

05 後座高 (ホイールサイズとの組合せ)

単位：mm

MEYRA | SMART[®]

*希望のホイールサイズと後座高の組合せ可能サイズを選択してください*前座高と後座高の最大差は100mmです

*25inと26inはX-Trendsホイール (オプション) をご覧ください

*ショートフレーム (CODE351)で、キャンバー3° (CODE447) 設定・ドラムブレーキ (CODE305/706) を設定する際、後座高は のみ選択が可能です。

後座高	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
24×1"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
24×1.75"		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25×1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26×1"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

車軸位置 (前だし)

*バックパイプ中央～車軸中央間距離

ポジション mm	アクティブ			ミディアム		パッシブ	
	1	2	3	4	5	6	7
	100	90	80	70	60	50	40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

06 後座高 (ホイールサイズとの組合せ)

単位：mm

	P品番	CODE	名称	直径	価格
<input type="checkbox"/>	—	651	標準ホイール	24"	—
<input type="checkbox"/>	42585018	848	シルバーデザイン/ラジアルスポーク/ラージフランジハブ	24"	¥14,900
<input type="checkbox"/>	42585019	695	アクティブホイール/ラジアルスポーク/ラージフランジハブ	24"	¥43,200
			*体重100kg以上の方、アクティブに乗りこなす方に推奨 *ポリウレタンタイヤ (CODE902) との併用不可		
<input type="checkbox"/>	42585020	752	軽量ホイール/シュワルベワンタイヤ/アルミブラックハンドリム	24"	¥43,200
			*0° キャンバー設定時のみ選択可能 *体重90kg以下の方に推奨		

*標準ホイール (CODE651) とアクティブホイール (CODE695) を選択した方は、ハンドリム (07) とタイヤ (08) を選択してください

*必要に応じて、標準ホイール (CODE651) 、アクティブホイール (CODE695) 、軽量ホイール (CODE752) の代わりにハンドリムとタイヤを含んだX-Trendsホイールから選択してください

X-Trends ホイール

	P品番	CODE	名称	直径	価格
<input type="checkbox"/>	42585021	688/1081354	ニューアクティブホイール/ラジアル	ブルー	¥148,600
<input type="checkbox"/>	42585022	688/1081356	スポーク/シュワルベワンタイヤ	レッド	¥148,600
<input type="checkbox"/>	42585023	688/1081355	*ハブ・リム・ハンドリムカラー選択	イエローゴールド	¥148,600
<input type="checkbox"/>	42585024	688/1068705	シックススターホイール/8bar高压タイヤ/アルミハンドリム	24×1"	¥148,600
<input type="checkbox"/>	42585025	688/1068707	クロスホイール/オフロードタイヤ/ステンレスハンドリム	24×1"	¥148,600
			12スポークスピナジーホイール/マラソンプラスタイヤ/		
<input type="checkbox"/>	42585026	688/1073641	テトラハンドリム	24×1"	¥236,800
			*スポークの色選択 (ホワイト・オレンジ)		

	P品番	CODE	名称	直径	価格
<input type="checkbox"/>	42585027	688/1073640	12ｽﾌﾟｰｸｽﾋﾟﾅｼﾞｰﾎｲｰﾙ/ﾏﾗソンﾌﾟﾗｽﾀｲﾔ/ ステンレスハンドリム *スポークの色選択 (ホワイト・オレンジ)	24×1"	¥203,200
<input type="checkbox"/>	42585028	688/1068713	ﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄﾎｲｰﾙ/ﾏﾗソンﾌﾟﾗｽ ﾀｲﾔ/ｱﾙﾐﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	24×1"	¥148,600
<input type="checkbox"/>	42585029	688/1075478	ｱｸﾃｲﾌﾞﾎｲｰﾙ/ﾗｼﾞｱﾙｽﾎﾟｰｸ/ ﾗｰｼﾞﾌﾗﾝｼﾞ/ﾏﾗソンﾌﾟﾗｽﾀｲﾔ/	25in 25×1"	¥149,600
<input type="checkbox"/>	42585030	688/1075479	ステンレスハンドリム	26in 26×1"	¥149,600

* 体重100kg以上の方、アクティブに乗りこなす方に推奨

ホイールオプション (四肢麻痺の方向け)

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585031	697	テトラクイックリリース	
<input type="checkbox"/>	* シルバーデザインホイール (CODE848) とアクティブホイール (CODE695) とのみ組合せ可能 * ホイールキャンバー3° (CODE447) の設定推奨			¥28,300

ホイールキャンバー

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	—	423	ホイールキャンバー0°	—
<input type="checkbox"/>	42585032	447	ホイールキャンバー3°	¥4,300

07 ハンドリム&ハンドリムオプション

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585033	445	チタンハンドリム *アクティブホイール (CODE695) とのみ組合せ可能	¥43,200
<input type="checkbox"/>	—	493	ステンレスハンドリム	—
<input type="checkbox"/>	—	494	アルミニウムハンドリム *アクティブホイール (CODE695) との組合せ不可	—
<input type="checkbox"/>	42585034	168	テトラハンドリム	¥49,300
<input type="checkbox"/>	42585035	166	シリコンコーティング *アクティブホイール (CODE695) との組合せ不可	¥31,000
<input type="checkbox"/>	—	692	ハンドリム間15mm	—
<input type="checkbox"/>	—	693	ハンドリム間25mm	—
<input type="checkbox"/>	42585036	849	カーブLハンドリム *アクティブホイール (CODE695) とスピナジーホイール (1073641/1073640) とのみ組合せ可能	¥84,000
<input type="checkbox"/>	42585037	850	カーブグリップLハンドリム (コーティング付) *アクティブホイール (CODE695) とスピナジーホイール (1073641/1073640) とのみ組合せ可能	¥106,000
<input type="checkbox"/>	42585038	871	デュアルハンドリム (座幅48cm以上) *ポリウレタンタイヤとのみ組合せ可能 *ドラムブレーキとの併用不可	¥115,300

08 タイヤ

MEYRA SMART

	P品番	CODE	名称	直径	価格
<input type="checkbox"/>	—	496	8bar ニューマテック高圧タイヤ	24×1”	—
<input type="checkbox"/>	—	486	4bar ニューマテックタイヤ	24×1.75”	—
<input type="checkbox"/>	—	902	ポリウレタン（ノーパンク）タイヤ * アクティブホイール（CODE695）との組合せ不可	24×1”	—
<input type="checkbox"/>	42585039	897	シュワルベマラソンプラスエボリューションタイヤ	24×1”	¥10,500
<input type="checkbox"/>	42585040	363	シュワルベワンタイヤ	24×1”	¥13,800

09 ブレーキ

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	—	305	標準プッシュブレーキ	—
<input type="checkbox"/>	42585074	2595	ライトブレーキ（アルミ/開閉式） * アームサポート付サイドガード（CODE748/81/84）との組合せ不可	¥17,500
<input type="checkbox"/>	42585041	305/706	ドラムブレーキ * キャンバー0°（CODE423）・プッシュハンドルロング（CODE412）もしくは 高さ調整式プッシュハンドル（CODE502）の選択要 * ホイールカバー（CODE98）推奨 * 後座高400/480mmには不向き	¥43,800

10 バックサポート高 単位：mm

	P品番	CODE	高さ	価格
<input type="checkbox"/>	—	620	250	—
<input type="checkbox"/>	—	626	300	—
<input type="checkbox"/>	—	631	350	—
<input type="checkbox"/>	—	632	400	—
<input type="checkbox"/>	—	633	450	—
<input type="checkbox"/>	—	637	500	—

* バックサポート張り調整式 * 高さ25mm延長可能

11 バックサポート

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	—	410	プッシュハンドルショート	—
<input type="checkbox"/>	42585042	412	プッシュハンドルロング	¥8,800
<input type="checkbox"/>	—	411	プッシュハンドルなし	—
<input type="checkbox"/>	42585043	140	高さ調整グリップ（パイプ連結式）100mmUPブロックなし * バックサポートランバーカーブあり（CODE622）のみ組合せ不可	¥37,600
<input type="checkbox"/>	42585044	141	回転式折りたたみプッシュハンドル * バックサポートランバーカーブあり（CODE622）のみ組合せ不可	¥24,500
<input type="checkbox"/>	42585045	502	独立式高さ調整式プッシュハンドル150mmUPブロックあり * 高さ調整グリップ（CODE140）と回転式プッシュハンドル（CODE141）との組合せ不可	¥33,200

バックサポートオプション

MEYBA SMART

	P品番	CODE	名称	価格
			背角度調整式+/-15° (5° ビッチ)	
<input type="checkbox"/>	42585046	29	*バックサポート高250-300mmのみ組合せ可能 *バックサポートランバーカーブあり (CODE622) との組合せ不可	¥31,800
<input type="checkbox"/>	—	621	バックサポートランバーカーブなし	—
<input type="checkbox"/>	—	622	バックサポートランバーカーブあり	—

12 サイドガード&アームサポート

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585049	100	アルミサイドガード/カーボン内張り	¥27,000
<input type="checkbox"/>	42585050	81	高さ調整式アームサポートショート付サイドガード *着脱・跳ね上げ・高さ調整片手操作可能 (後座高440mm以上に適用)	¥40,300
<input type="checkbox"/>	42585051	84	高さ調整式アームサポートロング付サイドガード *着脱・跳ね上げ・高さ調整片手操作可能 (後座高440mm以上に適用)	¥40,300
<input type="checkbox"/>	42585052	302	軽量アルミサイドガード (後座高430mm以上に適用)	¥21,500
<input type="checkbox"/>	42585053	748	高さ調整式アームサポート付サイドガード/カーボン内張り	¥53,900
<input type="checkbox"/>	42585054	783	カーボンサイドガード	¥79,500
<input type="checkbox"/>	42585055	98	50mmホイールカバー *アルミサイドガード (CODE100) にのみ取付可能	¥13,900

13 レッグサポート&フットサポート

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585059	311/97	アルミフットサポート開閉補助式 (CODE311選択要) (高さ・角度調整可能) 下腿長360-480mm *フレームインサートなし (座幅340-500mm) インサートあり (座幅360-520mm) に対応可能	¥6,800
<input type="checkbox"/>	42585056	311	軽量アルミフットサポート奥行100mm (片側跳ね上げ、高さ・角度調整可能) 下腿長360-480mm	¥34,800
<input type="checkbox"/>	42585057	315	軽量アルミフットサポート奥行150mm (片側跳ね上げ、高さ・角度調整可能) 下腿長360-480mm	¥34,800
<input type="checkbox"/>	42585058	808	アルミフットサポート奥行150mm (両側跳ね上げ、高さ・奥行・角度調整可能) 下腿長340-480mm *フレームインサート (CODE4959) との組合せ不可	¥33,800
<input type="checkbox"/>	42585060	123/54	アルミフットサポート奥行150mm (片側跳ね上げ、高さ・角度調整可能) 下腿長300-380mm *フレームインサート (CODE4959) との組合せ不可	¥46,300

フットサポートアクセサリ
MEYRA SMART

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585061	663	フットサポート外折れ 下腿長400-480mm *アルミフットサポート (CODE311/315) への追加機能	¥15,500
<input type="checkbox"/>	—	359	フットサポートベルト	—

14 フレームカラー

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	—	130	チタングレー	—
<input type="checkbox"/>	—	180	レモン	—
<input type="checkbox"/>	—	183	シルバーメタリック	—
<input type="checkbox"/>	—	186	マジックブルー	—
<input type="checkbox"/>	—	188	ブラックスター	—
<input type="checkbox"/>	—	216	ディープブラック	—
<input type="checkbox"/>	—	193	イエロー	—
<input type="checkbox"/>	—	206	マットブラック	—
<input type="checkbox"/>	—	224	ブルーメタリック	—
<input type="checkbox"/>	—	227	レッドメタリック	—
<input type="checkbox"/>	—	230	ブルゴーニュレッド	—
<input type="checkbox"/>	—	4023	シグナルホワイト	—
<input type="checkbox"/>	—	4922	グリーンメタリック	—
<input type="checkbox"/>	—	4923	オレンジメタリック	—
<input type="checkbox"/>	—	4912	クロスイエロー	—
<input type="checkbox"/>	—	4913	クロスオレンジ	—

15 バックサポートアウターシートカラー (座シートはブラックのみ)

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	—	235	ナイロンブラック	—
<input type="checkbox"/>	42585047	292	メッシュブラック	¥16,600
<input type="checkbox"/>	42585048	296	メッシュレッド	¥16,900

**16 アクセサリ
スポークカバー**

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585062	489	透明	¥22,500

転倒防止装置

MEYRA | SMART

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585063	691	回転収納式転倒防止装置（両側）	¥38,500
<input type="checkbox"/>	42585064	712	回転収納式転倒防止装置（左側）	¥19,300
<input type="checkbox"/>	42585065	713	回転収納式転倒防止装置（右側）	¥19,300

*いずれもティッピングバー（CODE309）との組合せ不可

その他アクセサリ

	P品番	CODE	名称	価格
<input type="checkbox"/>	42585066	309	ティッピングバー（両側）	¥9,000
<input type="checkbox"/>	42585067	4930	ティッピングバー（左側） *転倒防止装置（CODE691/712）とトランジットホイールとの組合せ不可	¥4,600
<input type="checkbox"/>	42585068	4931	ティッピングバー（右側） *転倒防止装置（CODE691/713）とトランジットホイールとの組合せ不可	¥4,600
		746	トランジットホイール	
<input type="checkbox"/>	42585069	*ティッピングバー（CODE309）と転倒防止装置（CODE691/712/713） との組合せ不可（後座高420以上必要）		¥33,200
<input type="checkbox"/>	42585070	833	シートベルト（黒）	¥7,500
<input type="checkbox"/>	42585071	970	杖立て（ティッピングバーの選択要）	¥4,900
<input type="checkbox"/>	42585072	951	アクセサリネット	¥1,800
<input type="checkbox"/>	42585073	261519300	X-TREME バックパック	¥7,500