


既存のソックスの着脱が困難な方、
足部に変形・浮腫のある方に。
麻痺のある足にも履かせやすい!!

自助具がつかえる
ふんわりソックス シリーズ



ふんわりソックス デモ機あり



品番	9042	9043	9044	9045
色	黒	ブルーグレー	ピンク	ラベンダー
サイズ	22~24cm			
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン			

(JAN 4524491000173) (JAN 4524491000180) (JAN 4524491000197) (JAN 4524491000203)

品番	9046	9047	9048	9049
色	黒	こげ茶	グレー	ブルー
サイズ	24~26cm			
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン			

(JAN 4524491000210) (JAN 4524491000227) (JAN 4524491000234) (JAN 4524491000241)

¥950 (税抜)

¥950 (税抜)

ふんわりシルクソックス デモ機あり

●ふんわりソックスの特徴はそのままに、吸湿性と保湿性のある絹素材を使用しています。



品番	6920	6921	6922	6923
色	ピンク	ブルー	グリーン	クリーム
サイズ	22~24cm			
材質	シルク、ナイロン、ポリウレタン			

(JAN 4524491000104) (JAN 4524491000111) (JAN 4524491000128) (JAN 4524491000135)

品番	24115001	24115002	24115003	24115004
色	ライトグレー	オリーブ	クリーム	ピンク
サイズ	24~26cm			
材質	シルク、ナイロン、ポリウレタン			

(JAN 4524491004621) (JAN 4524491004638) (JAN 4524491004645) (JAN 4524491004652)

¥1,000 (税抜)

¥1,000 (税抜)

デモ機あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

片足ずつ足に
合わせてお選び
いただけます

「オルトα」「こみち」は同じデザインで 甲回りやかかとなどの設計の違う靴です

アルファ オルトα

プラスチック製 短下肢装具・対応靴

フォーマルタイプは、ベルトの形状がつまみやすく
着脱が容易です。

リーチャーを使用される方はループ付ベルト
(オプション)に交換してください。



フォーマルタイプ

フォーマルタイプ	
品名	オルトα
品番	47350401～
サイズ	21.0～28.0cm (1cmきざみ)
重量	230g (23cm片足)
色	黒
材質	表素材 合成皮革 裏素材 豚革(踵部)、ポリエステル100%(その他の箇所) 底材 合成底

¥10,400 (税抜) (両足)

¥5,200 (税抜) (片足)

¥8,400 (税抜) (両足)

¥4,200 (税抜) (片足)

※「オルトα」につきましては、補装具製作所、装具の適合確認が可能な
福祉用具販売店にて適合納品されます。

こみち

足底板対応靴

- 踵に十分な深さがあり、8mmまでの
足底板に対応します。
- クッション性のあるカップインソール付



布タイプ

布タイプ	
品名	オルトα
品番	47351001～
サイズ	21.0～28.0cm(1cmきざみ) (ワインは22.0～25.0cm)
重量	195g (23cm片足)
色	ブラック・ブラウン・ワイン
材質	表素材 ポリエステル撥水加工 裏素材 ポリエステル抗菌加工 底材 合成底

¥9,000 (税抜) (両足)

¥4,500 (税抜) (片足)

¥7,800 (税抜) (両足)

¥3,900 (税抜) (片足)

交換用
別売品

- こみち交換用カップインソール ¥450 (税抜) (片足)
- 布タイプの各サイズ
ベルト・延長ベルト ¥400 (税抜) (1本)
- フォーマルタイプの各サイズ
ベルト・延長ベルト ¥950 (税抜) (1本)

ゲイトフィックス

Gait fix

デモ機
あり

室内をより安全に楽しく過ごせるルームシューズを考えてみました。



ゲイトソリューション
デザイン(GSD)の
装着時にGSDの
スレを防止します



シューホン等の装着
時に床との接触音が
小さくなります



足底板のホルダー
として(6mm厚まで)



普段お使いの室内
履きのかわりとして
つま先を保護します

- 装具を家屋内で装着の際、一般的なスリッパやルームシューズでは
装具がズレてしまったり、履けなかったりします。家屋内でも装具を装
着し安全に歩行頂けるように装具に対応したルームシューズを開発し
ました。(※ゲイトフィックスは屋外では使用できません。)

品番	69490001	69490002	69490003
サイズ	S(21～23cm)	M(23～26cm)	L(26～28cm)
重量(両足)	約135g	約155g	約180g
色	ブラック		
材質	表素材 ポリエステル/ポリウレタン 裏素材 ポリエステル		

¥5,445 (税抜) (両足)

オルトα、こみちの
主な特徴



つまみやすい
形状のベルト(フォーマルタイプ)
リーチャーを使用
される方は
ループ付ベルト(オプション)
への交換も可能です。
布タイプは
ループ付ベルトになります。

※イラストはこみちフォーマルタイプです。

靴底の特徴



※イラストはオルトαです。

面ファスナーを剥がして、
折り返し位置を変えると
長さを2cm延長できます。



こみち

オルトα

オルトα、こみちは
片足販売です

例えばこんなケースに...

- 両足プラスチック製装具を使用 → 両足オルトα
- 片足プラスチック製装具を使用 → 片足オルトα + 片足こみちの組合せ
- 両足足底板を使用 → 両足こみち

プラスチック製
短下肢装具

足底板



Vela

新しいスタイルの靴べら

履きたい靴を履く楽しさ、新感覚で
使える靴べらで新しいスタイルを
みつけてみませんか。



Vela
New Style Shoehorn



ブラック

グリーン

ピンク

靴のかかとを挟み込むクリップ

靴のかかとを挟み込み靴べら自体が自立するた
め、靴べらを手で支える必要がありません。



差し込みやすいクリップ形状

クリップの先端が広がっていますので靴のかかと
に取り付けやすくなっています。



かかとを靴に誘い込むカーブ

靴に足を入れる自然なカーブに靴べらが曲がっ
ていますので、足への負担が少なく靴を履くことが
できます。



ポリカーボネート使用

本体には強度の高いポリカーボネートを採用しています。

品番	29415001	29415002	29415003
色	ブラック	グリーン	ピンク

¥1,000(税抜)



ふんわり5本指ソックス

デモ機あり

通常の5本指のソックスでは、履きこみ口がきつい！
履きにくい！脱ぎにくい！という方のために。

- 足の指の間のムシに有効な、5本指ソックスです。
- 伸縮性に優れており、締め付け感が少ないです。
横に2倍以上も伸びるようになっております。
また指股の伸縮性のよさによって、履きやすさ、脱ぎやすさを実現しました。



ウール混

品番	24110001	24110002	24110003	24110007	24110008	24110009
色	ネイビー	ブラウン	ブラック	ラベンダー	ピンク	ブラック
サイズ	Lサイズ(24~25cm)			Mサイズ(23~24cm)		
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン					

¥934 (税抜)

綿

品番	24110004	24110005	24110006	24110010	24110011	24110012
色	ライトブルー	グレー	ブラック	ナチュラル	ライトピンク	ブラック
サイズ	Lサイズ(24~25cm)			Mサイズ(23~24cm)		
材質	綿、ナイロン、ポリウレタン					

¥934 (税抜)



ウール混

綿

ふんわりハイソックス

- ふんわりソックスのハイソックスタイプです。



黒

こげ茶

品番	9050	9051
色	黒	こげ茶
サイズ	22~24cm	
材質	アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン	

(JAN 4524491000258) (JAN 4524491000265)

¥1,300 (税抜)

ひざ付ふんわりレッグウォーマー

デモ機あり



すね
脛(ひざから足首までの部分)を
冷えから守るために!


- ズボン下の重ね履きによる排泄時の着脱の不便さを解消します。
- 車椅子など長時間の座位生活の方にお勧めです。

品番	9052	9053
サイズ	フリー	
色	黒	こげ茶
材質	アクリル・ナイロン・ウール・ポリウレタン	

(JAN 4524491000272) (JAN 4524491000289)

¥1,500 (税抜) (1組)

●ふんわりレッグウォーマーの主な特徴



- 履き込み口が開いているので着脱が簡単です。
- リーチャーの使用が可能です。
の部分は、リーチャーで引っ掛けても破れにくい編み方になっています。
- 膝を曲げた時、膝裏に圧迫が加わらないような編み方になっています。
- 柔らかく抜群の保温性を持っています。(夏場の冷房対策に最適です。) 特に膝部分の保温性を高める為に、膝の前面は厚手になっています。
- 局所的な圧迫を避ける為に、弱い口ゴムや伸縮性のある糸の使用は、ソックスと同じで、膝関節の下と足首の2ヶ所で止める編み方になっています。
- 膝を曲げた時のズレと膝裏の圧迫を避けるために、膝関節の自然な屈曲角度に編み上げています。

k. パシフィックサプライ株式会社

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ

検索

- 大東本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
- 東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

※最新情報は弊社ホームページをご覧ください。
※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。

<販売店>

デモ機あり

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。

2018.11.MC110.1000.PAC

カタログ品番:36010221