



得意先各位

ハートリーフチェア昇降フレーム  
リニューアルのお知らせ

パシフィックサプライ株式会社  
TEL：072-875-8008（代）  
FAX：072-875-8010（代）

2019年1月10日

拝啓

新春の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、長らくご愛顧いただいております、ハートリーフチェア昇降フレームにつきまして、仕様変更がございますので、下記の通りご案内いたします。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記



寸法	全長650mm（100mm短縮）＊ 全幅538mm＊全高202～613mm
重量	16.0kg（2.8kg減）
座面高	202～613mm（任意で固定）
ティルト角	前傾0度～後傾30度
サイズ	なし （1サイズでハートリーフチェアS/M/L に対応） ☆ただし既存のLサイズの支持部に装着 する際はシェル側に加工が必要です
完成用部品	HLC-1982-SIZEに対応 ☆現行の品番にはSIZEと表記されてい ますが、実際には1サイズです
取扱開始時期	在庫限りで新仕様に変更

☆新仕様を希望される場合は下記品番をご利用ください

品番	品名
19981101	新ハートリーフパーツ昇降フレーム
19980004	新ハートリーフFS昇降タイプA
19980005	新ハートリーフFS昇降タイプBプッシュハンドル付

～特長～

☆昇降の動きが従来品よりスムーズです

☆サイズがコンパクトになり、軽量化されました

☆操作性が向上しました

以上