

2018年12月20日

得意先各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

オズール社 プロフレックス LP アライン 仕様変更のご案内

拝啓 師走の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、オズール社足部「プロフレックス LP アライン」が製造工程の変更に伴い仕様変更となりますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

プロフレックス LP アライン(メーカー品番: PLAyxxz)

2. 変更内容

製造工程の変更に伴い、ハウジング(上部プラスチックカバー)が黒く光るタイプになり、大きさがスモールタイプに統一されます。またボルトやワッシャーは、よりカーボンの締め付けに優れたものへ変更となります。

3. 価格

価格の変更はございません。

4. 切り替えの時期

2018年12月から足部25-26cmのカテゴリ6、足部27-28cmのカテゴリ1-6より順次切り替えとなります。

5. 変更前/変更後の比較

ハウジング	変更前				変更後			
足部(cm)	22-26	25-26	27	28	全サイズ: 22-28			
<カテゴリ>	<1-5>	<6>	<1-6>	<3-6>	全カテゴリ: <1-6>			
外観								
タイプ	スモール		スタンダード		スモール			
高さ	変更前				変更後			
足部(cm)	22-24	25-26	25-26	27	28	22-24	25-27	28
<カテゴリ>	<1-5>	<1-5>	<5>	<1-6>	<3-6>	<1-5>	<1-6>	<3-6>
構造的高さ	116mm	121mm	132mm		136mm	116mm (変更なし)	121mm	124mm
重量	変更前				変更後			
足部(cm)	24		27		24	27		
<カテゴリ>	<5>		<5>		<5>	<5>		
重量	703g		911g		703g(変更なし)	866g		

以上