

# メデイカルボディ

平成31年度版完成用部品として登録されました。

労災のお客様にセミオーダータイプの  
より良い義指を製作して頂けるようになりました。

# 採型セット

発送箱

石膏

印象材

発注書

採型箱



# 装着例①



右第5指、左第2指の製作





採型時のトレース



装着時

## 装着例②

左第1・2・3指の製作



色合わせ



# 装着例③



左第2指の製作



# 製作の流れ



初回  
印象材による採型  
両手をトレース、色の決定  
写真を撮りメールで送付  
(所要時間約30分)

(1本製作に要する期間)



3週間



2回目  
透明シリコンによる形合わせ  
長さ、締まり具合などのチェック  
(所要時間約15分)



2週間



3回目  
納品  
(所要時間約15分)

# メディカルボディ・指

パシフィックサプライ AR-01  
装飾手袋 (コスメチックグラブ)

価格 ¥120,500-  
(基本価格込み 1具¥135,611-)

## ～商品説明・特徴～

### ・シリコン製

➡ 汚れにくく劣化しにくい

### ・色、雰囲気合いやすい

➡ 10色の色サンプルから2色選択  
写真を参考に製作  
隣り合った指も採型

### ・フィット感が良い

➡ 細密印象によりモデルをおこす

