



# A NEW SOLUTION

## Positioning system for the pelvis with modular inserts



### Insertoドミノ クッションとは？

- 完全なるフィット感
- 解剖学的な形状
- 骨盤周囲の懸垂保持

☆座位保持装置完成用部品認可 (2019年4月)

<骨盤・大腿部>500-3D-size-501 ¥114,900- (税抜)



構造キット  
(フラットベース&インサート)




パディングキット



カバー



## PTS Pelvic Total Support



(骨盤トータルサポート)

- 骨盤は、大腿後面(坐骨結節前方)と大転子部外側、仙骨・尾骨後方からの支えにより、しっかりと安定したサポートが必要です。
- 解剖学的構造を担う、脚・骨盤・脊椎(尾骨・仙骨・腰椎)の関係性を整え、バランスをとり、変形に対しても柔軟に対応できることにより、骨盤が安定するため、前滑りを防止し、横方向・後方向への安定を増加させます。
- 脚長差、ウインドスウェプト、骨盤の傾斜、骨盤の回旋、重度の骨盤前後傾など、重度または非常に重度な方に適応しています。



骨盤回旋



ウインドスウェプト




骨盤回旋左右非対称

小児  
サイズ

品番	42531001	42531002	42531003	42531004
サイズ	UUS	USS	US	XXS
幅×奥行(cm)	25×30	30×30	30×38	36×38

成人  
サイズ

品番	42531005	42531006	42531007	42531008	42531009	42531011	42531010	42531012	42531013
サイズ	XS	XS1S	XS1	S	M	M1S	M1	L	XL
幅×奥行(cm)	36×42	40×40	40×45	42×45	42×50	45×45	45×50	48×45	48×50



DOMINO  
inserto  
SEAT

- |               |             |
|---------------|-------------|
| ① 前方大腿インサート   | ⑥ 仙骨インサート   |
| ② 中間前方大腿インサート | ⑦ 臀部インサート   |
| ③ 台形後方大腿インサート | ⑧ フラットベース   |
| ④ 外転防止インサート   | ⑨ 内転防止インサート |
| ⑤ 中間臀部インサート   | ⑩ ウェッジインサート |

品名	重量	クッション部材質	カバー表材質
ドミノクッション	1.5 kg (サイズXSの場合)	<フラットベース&インサート> ・ポリエチレン <フォームパディング> ・ポリウレタン網状フォーム ・ポリウレタンフレキシブルオープンセルフォーム ・ポリウレタン抗褥瘡低反撥フォーム	ラテックスフリー 不燃性

お問合せ先

**k** パシフィックサプライ株式会社



\*詳細はこちらを  
ご覧ください。

ドミノクッション 検索

- 大東本社 TEL.072-875-8008  
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
- 札幌営業所 TEL.011-218-5801
- 仙台営業所 TEL.022-227-1820
- 東京営業所 TEL.03-5635-5015
- 名古屋営業所 TEL.0568-34-2696
- 大阪営業所 TEL.072-875-8011
- 福岡営業所 TEL.092-641-8151

\*印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。\*商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。