



スタンディングフレームで発注書


年 月 日

お客様名(カタカナ表記)

様分

貴社名	ご担当者名	TEL
ご住所		FAX

身長150cmまで




※⑤テーブル、⑥ヒールカップはオプション

<基本仕様>

①ベース天板	20mm厚合板
②膝パッド	一体タイプ/スポンジ+合板・コの字補強+カバー(紺色)
③骨盤ベルト	80mm幅折返しベルト(紺色)
④メイン支柱(1対)	スチールΦ22mm(先端キャップ付)

チェック	品番	サイズ	①天板	②膝パッド	③腰ベルト	支柱
	0037	特大	800×650	下記参照	650	1000
	0038	大	700×600	下記参照	630	965
	0039	中	600×450	下記参照	580	805
	0040	小	600×450	下記参照	580	550

膝パッド




<膝パッド>*選択された本体サイズと同じサイズのみ適用

本体サイズ	①	②	③	④	⑤	⑥
特大	500	150	150	130	80	90
大	450	150	150	120	60	90
中	335	150	150	110	60	80
小	315	150	150	90	60	80


<オプション>

テーブル(ポリ合板)+取付金具



チェック	品番	サイズ	①	②	③	④
	69210032	特大	650	400	400	30
	69210029	大	600	400	380	30
	69210030	中	550	400	260	30
	69210031	小	500	400	240	30
	69210045	表面クッション(15mm厚 KJG)(カバー:紺仕上げ)				
	69210123	カット部スポンジ(カーボンクッション)				

ヒールカップ



【左右1組】

チェック	品番	サイズ
	69210124	ハイトタイプ(50mm)
	69210125	ロータイプ(25mm)

体幹ベルト

チェック	品番	サイズ
	69210109	80×800

キャスト

チェック	品番
	69210126



50mm
[4個1セット]

土日・祝日を除く営業日

注文受付
(12:00締切)

FAX

第1日目

製作

第12日目

発送

弊社記入欄

お得意先様CD

受注No.