









オルフィット社製スプリント製品・各スプリント適応表 ※疾患や適用によって変更となる可能性がありますため、参考程度にご覧ください。

作成日：2020年6月17日

適用になるシート：○		オルフィットソフト オルフィットソフトNS			オルフィットハード オルフィットハードNS	アクアフィットNS			オルフィライト			オルフィットエコ オルフィットエコブラックNS		オルフィットカラーズNS	
スプリント名	画像	1.6mm	2.0mm	3.2mm	3.2mm	1.6mm	2.4mm	3.2mm	1.6mm	2.5mm	3.2mm	2.4mm	3.2mm	2.0mm	3.2mm
指用スプリント（固定用等）		○	○			○	○		○	○		○		○	
サムポストスプリント		○	○			○	○		○	○		○		○	
カックアップスプリント （掌側・背側）				○	○			○			○		○		○
安静用スプリント				○	○			○			○		○		○

適用になるシート：○		オルフィキャスト					
		1.3mm厚		2.6mm厚			
スプリント名	画像	3cm幅	6cm幅	6cm幅	12cm幅	15cm幅	30cm幅
指用スプリント（固定用等）		○	○				
サムポストスプリント			○	○	○	○	○
カックアップスプリント （掌側・背側）					○	○	○
安静用スプリント					○	○	○