

2020年 8月 28日

得意先 各位

パシフィックサプライ株式会社  
TEL:072-875-8008(代)  
FAX:072-875-8010(代)

## Bee プロン仕様変更のご案内(追加)

拝啓 残暑の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、川村義肢製の Bee プロンにつきまして、下記の内容で仕様変更となります。直前でのご案内となり申し訳ありませんが、何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1、変更内容

成形テーブル、成形フットプレートのノンスリップ加工が仕入先の都合により、加工なしに変更。  
成形フットプレートのロゴの焼き付けが無くなります。


#### 2、変更時期

9月7日(月)以降の出荷分より。

\* 新規受注分については新仕様での出荷となります

#### 3、注意点

ノンスリップ加工なしの場合、靴もしくは装具(滑り止めがあるもの)などを装着してご使用ください。



以上