

2020年 11月 6日

得意先 各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

「ハートリーフチェア仕様変更」のご案内

拝啓 晩秋の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度ハートリーフチェアの木製フレームについて仕様変更がございますので、下記にてご案内いたします。すでに変更前の仕様で商談いただいておりますが、変更後の仕様では不都合がある場合には、弊社担当者まで早急にお知らせください。ご迷惑をお掛けすることとなり、大変申し訳ありません。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

- 1、品名:ハートリーフチェア FS
- 2、変更箇所:フレーム部 木製タイプ(標準フレーム、低床フレーム)



3、変更内容:

①ティルト機構(角度)

＜変更前＞前傾5°～後傾20° もしくは 後傾5°～後傾30°



＜変更後＞前傾0°～後傾30°

②色

＜変更前＞シルバー



＜変更後＞黒

*仕様変更に伴い、金属部分の重量が1.2kg軽量となります

4、変更時期:11月6日受注分より

以上