

2021年8月23日

お得意先各位

## オルトトップ AF0 LH リングストラップ材質変更のご連絡

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。

さて、ご愛顧賜っております「オルトトップ AF0 LH のリングストラップ」の材料につきましてご案内申しあげます。現行品に「コードレ」を使用しておりましたが、昨今のナイロン樹脂供給の不足により供給元よりフォースマジュール宣言が出され、材料の供給が一時停止する状態となりました。お得意先さまにはたいへんご迷惑お掛けする事お詫び申し上げます。

つきましては材料供給不安定の期間、下記の仕様にて製品を出荷させていただきます。本年末には供給状況は改善するものと思われますので、供給が安定した後は現行の仕様に戻す予定をしております。

お得意先さまにはご迷惑お掛け致しますが、引き続き製品の安定した供給に努めて参りますので、何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

## 記

対 象 : オルトトップ AF0 LH リングストラップ部 及び 別売のリングストラップ  
変更時期 : 2021年9月上旬より 各サイズ、現行仕様が無くなり次第変更致します。  
仕 様 : 現行仕様 材料「コードレ 1.6mm 厚」  
新仕様 材質「マリンスター 2.0mm 厚」  
形状に変更はございません。尚、摩擦試験は現行仕様同等以上の機能を有しております。

以上

パシフィックサプライ株式会社

大阪府大東市御領 1-12-1

TEL. 072-875-8008

FAX. 072-875-8010

Think Possibility!