

2022年2月8日

各位

パシフィックサプライ株式会社  
TEL:072-875-8008(代)  
FAX:072-875-8010(代)

## 感覚統合器具仕様変更のご案内

拝啓 新春の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社感覚統合器具の仕様変更につきまして、下記の通りご案内いたします。

器具の強度試験を再検討し、耐荷重の向上を図りましたことと、製品仕様の見直しを実施いたしました。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 耐荷重の変更について

総合カタログ掲載ページ	品番	品名	変更前耐荷重(kg)	変更後耐荷重(kg)	変更時期
80	9556	オーシャンスイング	70	80	2022年 4月
80	0202	円盤ブランコ 20cm	70	120	
80	8964	円盤ブランコ 30cm	70	120	
81	9557	サンライトスイング(1点吊り)	70	80	
81	69250024	サンライトスイング(2点吊り)	70	80	
82	0182	バースイング	70	110	
83	0200	プラットホームスイング	70	120	
83	0195	フレキサースイングⅠ	70	120	
83	0635	フレキサースイングⅡ	70	120	
84	0199	ホーススイング	100	120	
84	8962	ポケットスイング	70	90	
84	9559	ポニースイング	100	120	
85	0212	タワーラダー	70	110	
85	0181	ボルスターミニ	70	120	
86	8961	ロングスイング	70	80	
88	8966	スイングサポートフレーム 小型	120	135	2022年 1月 21日
88	8967	スイングサポートフレーム 中型	120	135	
88	8968	スイングサポートフレーム 大型	120	135	

総合カタログ掲載ページ	品番	品名	変更前耐荷重(kg)	変更後耐荷重(kg)	変更時期
90	8978	狭い遊び橋	50	60	2022年 4月
90	8977	広い遊び橋	50	60	
90	8975	飛び石 小サイズ	50	80	
90	8974	飛び石 中サイズ	50	80	
90	8973	飛び石 大サイズ	50	80	
90	8976	遊び坂	50	60	
90	8972	遊び台コンパネ仕様 大	50	80	
90	8970	遊び台コンパネ仕様 標準	50	80	
90	8971	遊び台セルバ仕様 大	50	80	
90	8969	遊び台セルバ仕様 標準	50	80	

2. ピコローテーターの有無について					
81	0207	チューブスイング	あり	なし	2022年 1月 21日
83	0200	プラットホームスイング	あり	なし	
85	0212	タワーラダー	あり	なし	

1.2. 共に安心パック対象品についても同様の変更になります。

以上