

molift

a part of Etac

モーリフトカタログ
2022.JUNE



K Pacific Supply
Think Possibility



エタック社とは

スウェーデンのストックホルムに本社を置くエタック社は、
移動に制約のある生活者を支援する人間工学に基づいた製品の開発で世界をリードする企業です

molift
a part of Etac

モーリフトとは

エタック社が提供するモーリフトは、対象者のQ.O.L.向上を目指すと同時に、
介助者に最適なサポートと最適な作業環境を提供できるように設計された介護リフトです



molift
a part of Etac



製品の設計は、リハビリの専門家と工業デザイナーが協力をして
世界最高レベルでおこなわれています

『介助者に最高のサポートと最適な作業環境を提供する』
つまり、『対象者により多くの時間とエネルギーを集中する』

品質、機能性、信頼性、デザイン、そしてなによりシンプルであることが
対象者の生活と介護者の労働環境を安全で質の高いものにします

魅力 <全ての機種共通>



防水

IPX 4（防沫型）規格を取得
浴室での利用も可能です



着脱バッテリー

充電は、バッテリーを抜いて充電器に
差し込むだけです



モーリフトサポートシステム

動作の異常が感知された場合、LEDの点灯や警告音でお知らせします
リフトの動作回数や点検記録の確認も出来ます



緊急時システム

万一の事態に備え、アクチュエータを強制的に降下
させたり、一瞬で動作を停止させることが可能です

モーリフトでは、4点ハンガーを基本設計としています



対象者の頭部と上半身に十分なスペースを確保できます



自由にオープンな姿勢による移乗は
とても快適で安心感があります

*mover180、mover205は
2点ハンガーも選択できます



molift
a part of Etac



molift smart 150

モーリフトスマート150

コンパクトで軽量、なのに安定した動作
だから必要な場所で活躍できる




品番 26181001

価格 ¥540,000 (非課税)



スマート150の組み立て方を
動画でご覧いただけます



工具無しで折り畳みができ
折り畳んだまま持ち運び可能



脚部の開閉は簡単に、
そして安全におこなえます



揺れや回転を軽減する特別なハンガーで
利用者の安全をより高いレベルで確保



大径キャスターで
安定した走行が可能



床からの吊上げも簡単に行える

molift
a part of Etac



別売りの専用バッグを使うと
持ち運びがより楽に。

航空機にも預けられるハードタイプ


molift mover 205

モーリフトムーバー205

高い走行性はそのままだに低床型ベッドに対応します

品番 26181114

価格 ¥660,000 (非課税)



大型でありながら床からの吊上げにも対応
高い位置への吊り上げも可能



脚部高さは最大でも58mm、電動で脚部開閉をします

2点ハンガーモデル

品番 26181113

価格 ¥650,000 (非課税)





molift
a part of Etac


molift mover 180

モーリフトムーバー180

シンプルでパワフル、堅実な活躍を期待できます

品番 26181111

価格 ¥480,000 (非課税)



握りやすいグリップバーは
介助者の力をリフト全体にダイレクトに伝えます
もちろん床からの吊上げや電動による
脚部開閉にも対応




2点ハンガーモデル

品番 26181112

価格 ¥470,000 (非課税)



ループ状ストラップは
姿勢が変化しても
しっかりと頭部を支えます




モーリフト イージースリング

パッドを利用した安定感のあるスリングシート
広い面で身体を包み込むため、ユーザを快適な状態で吊上げます



イージースリング
頭部サポートありの装着を
動画でご覧いただけます



背中と脚部にあるポケットは
装着をサポートします

車椅子での装着



折りたたむことで装着が驚くほど簡単に行えます



ベッドでの装着

身体にフィットするデザインでベッドでの装着もスムーズに行えます



頭部サポート無し

品番	26181054	26181014	26181015	26181016	26181017
サイズ	XXS	XS	S	M	L
JAN	4524491007288	4524491004256	4524491004263	4524491004270	4524491004287
TAIS	01087-000007				
価格(税込)	¥52,800				

品番	26181057	26181018	26181019	26181020	26181021
サイズ	XXS	XS	S	M	L
JAN	4524491007295	4524491004294	4524491004300	4524491004317	4524491004324
TAIS	01087-000008				
価格(税込)	¥70,400				

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」を目安にサイズをお選びください。

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XXS	ピンク色 ●	300kg	12～17kg
XS	水色 ●		17～25kg
S	赤色 ●		25～50kg
M	黄色 ●		45～95kg
L	緑色 ●		90～160kg




頭部サポート有り

モーリフト 入浴用スリング


入浴に適した水抜けの良いメッシュ生地のスリング
イーゼースリングと同じく背中と脚部に装着をサポートする
大きなポケットがついています

頭部サポートなし



品 番	26181041	26181040	26181042	26181043	26181044
サイズ	XXS	XS	S	M	L
JAN	4524491007301	4524491005505	4524491005512	4524491005529	4524491005536
TAIS	01087-000011				
価格(税込)	¥46,200				

頭部サポートあり



品 番	26181048	26181047	26181049	26181050	26181051
サイズ	XXS	XS	S	M	L
JAN	4524491007325	4524491005543	4524491005550	4524491005567	4524491005574
TAIS	01087-000012				
価格(税込)	¥53,900				

入浴場面以外でも、座位保持装置やティルト・リクライニング
車いすで利用いただく際に便利です

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」を目安にサイズをお選びください。

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XXS	ピンク色 ●	300kg	12~17kg
XS	水色 ●		17~25kg
S	赤色 ●		25~50kg
M	黄色 ●		45~95kg
L	緑色 ●		90~160kg

※ベーシックシート型スリングはXXSがありません

モーリフト ベーシックシート型スリング

車椅子や座位保持装置などで取り外さず使用できるスリングシートです
脚部ストラップを交差させることなく包み込むような吊上げが可能です



他のスリング同様、床からの吊上げにも対応
メッシュ生地のため入浴スリングの代わりに使用頂くことも出来ます
＊臥位姿勢以外で着脱することが出来ません



ベーシックシート型スリングの装着を
動画で確認いただけます


品番	26181087	26181088	26181089	26181090
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491007318	4524491004812	4524491004829	4524491004836
TAIS	01087-000015			
価格(税込)	¥67,100			

モーリフト トイレ用スリング

トイレ介助に最適なスリング
固定力の高いウェストベルトによりズボンの着脱が
安定した状態で容易に行えます



頭部サポートなし




品番	26181091	26181092	26181093	26181094
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004676	4524491004690	4524491004706	4524491004713
TAIS	01087-000013			
価格(税込)	¥73,700			¥86,900

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」を目安にサイズをお選びください。

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XS	水色 ●	300kg	17~35kg
S	赤色 ●		35~60kg
M	黄色 ●		55~95kg
L	緑色 ●		90~160kg

※他のスリングと推奨体重が異なります

頭部サポートあり



品番	26181095	26181096	26181097	26181098
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004744	4524491004768	4524491004775	4524491004782
TAIS	01087-000014			
価格(税込)	¥82,500			¥86,900



延長ループの提案

トイレ用スリングは延長ループと組み合わせて使用頂くことで、より衣服の着脱が容易に行えます

品番 26181101

価格 ¥17,600 (税込)

※2本 / 1組での販売となります

使用例1

＜通常の吊り方＞外側から大腿部をサポート



＜延長ループを使用した吊り方＞内側から大腿部をサポート




トイレ介助が容易

使用例2

＜延長ループなし＞



＜延長ループあり＞




特に2点ハンガー使用時に便利です
※トイレ用スリング以外でも使用できます




モーリフト 下肢切断者用スリング

切断者のために開口部を小さくした設計
ウェストベルトは位置調整が可能なため、骨盤が小さな方や筋力が低下している方にも最適です



頭部サポートなし

品番	26181060	26181062	26181063	26181064
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491005420	4524491005437	4524491005444	4524491005451
TAIS	01087-000009			
価格(税込)	¥71,500	¥77,000		



頭部サポートあり

品番	26181067	26181069	26181070	26181071
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491005468	4524491005475	4524491005482	4524491005499
TAIS	01087-000010			
価格(税込)	¥74,800	¥79,200		

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」および対象者の体型、身長を考慮し、サイズをお選びください

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XS	水色 ●	300kg	17～25kg
S	赤色 ●		25～50kg
M	黄色 ●		45～95kg
L	緑色 ●		90～160kg

※ディスプレイスリングはXSがありません

モーリフト ディスポーザブルスリング

短期間での使用を目的とした消耗型タイプのスリング
1枚ずつパッケージされており、常に衛生的な状態で使用頂けます



※洗濯はできません



ディスポーザブルスリング (10枚セット)

品番	26181084	26181085	26181086
サイズ	S	M	L
価格(税込)	¥108,900		

*本製品は10枚／1箱での販売となります



molift Quick Raiser 2

モーリフト クイックレイザー2



自然な立ち上がりをサポートするスタンディングリフト
車椅子やトイレ移乗を素早く安全に行えます



クイックレイザー2の操作方法を
動画で確認いただけます



脚部は電動で開閉可能




品番 26181009

価格 ¥850,000 (非課税)



専用スリングの装着は驚くほどシンプル



molift Quick Raiser 1

モーリフト クイックレイザー1

よりコンパクトな取り回しが出来るクイックレイザー

※脚部開閉はできません。


品番 26181201

価格 ¥700,000 (非課税)

モーリフト イージーレイザースリング

装着方法はバックルで固定するだけ
わずかな時間で装着できます


臀部支持なし



支持なし

品番	26181022	26181023	26181024	26181025
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004331	4524491004348	4524491004355	4524491004362
TAIS	01087-000016			
価格(税込)	¥57,200	¥52,800		

臀部支持あり




支持あり

品番	26181026	26181027	26181028	26181029
サイズ	XS	S	M	L
JAN	4524491004379	4524491004386	4524491004393	4524491004409
TAIS	01087-000017			
価格(税込)	¥79,200	¥73,700	¥80,300	

〈サイズ表〉 下表の「推奨体重」および対象者の体型を考慮し、
サイズをお選びください

スリング			対象者
サイズ	ラベルの色	耐荷重	推奨体重
XS	水色 ●	200kg	20~30kg
S	赤色 ●		30~50kg
M	黄色 ●		50~90kg
L	緑色 ●		90~160kg

モーリフト クイックレイザー2を使用した排泄介助の流れ







モーリフト レイザープロ

ユーザー自身の能力を活かし立ち上がりをサポート
そのまま移乗も簡単に行えるスタンディングマシン

品番 26181211

価格 ¥161,700 (税込)



オプション



レイザーベルト

バックルで固定する補助ベルトです。
安定して立ち上がる力を補助します。
立位保持中もサポートします。腰部で
支えるためズボンの介助も容易です
●全長：175cm／バンド長さ：100cm

品 番	26181208
JAN	4524491007271
価格(税込)	¥30,800



レイザーストラッププラス

座位から立ち上がる際に立ち上がる
力を補助します。介助者1or2名それ
ぞれの場合で使用可能です。立位保
持中もサポートします
●全長：186cm／バンド長さ：105cm

品 番	26181209
JAN	4524491005093
価格(税込)	¥27,500



レイザーソフトハンドル (2本／1組)

握力が弱い方やグリップに手が届き
にくい場合にグリップに固定して使
用します

品 番	26181203
JAN	4524491005031
価格(税込)	¥12,100

モーリフトプラチナクラブ

モーリフト製品を購入時に会員登録頂くことで、
特別なサービスを提供いたします。
これらのサービスはモーリフト製品を長く安全にご使用頂くことを目的としております。
～全ての介助者を腰痛から守り、お客様の快適な移乗を実現する～
そんな私どもの願いを込めたサービスです。



1

初回点検サービス（1年点検）

納品後1年以内に機器の無料点検を実施致します。
点検方法は、状況や要望に応じて、訪問、オンライン、お預かりなどによる対応を行います。
部品交換が必要な修理も**製品保証対象であれば無料**となります。
※誤った使用方法による故障が原因の場合は有料となります。

2

サポートシステム点検サービス （スマート150、ムーバー180、ムーバー205、クイックレイザー1・2）

モーリフトにはサポートシステムが内蔵されています。（P4参考）
システムがメンテナンス必要と判断した場合、サービスランプの変化や警告音などによりお客様へお知らせ致します。その際、弊社までご連絡頂ければ状況に応じた点検を無料で実施いたします。
※点検の結果、修理や部品交換が必要な場合、**部品代金・工賃・送料は有料**となります。

3

使い方セミナーの実施

リフトを使いこなす事を目的としたセミナーを納品後**2回まで無料**で行います。
弊社インストラクターを派遣、もしくはオンラインにより実施いたします。
※2回目のセミナーは初回点検サービスのタイミングで行います。（要相談）
※弊社インストラクターのスケジュール調整にお時間を頂戴する場合がございます。

モーリフトプラチナクラブのサービス詳細や登録方法などは、弊社ホームページでご確認頂けます。
下記QRコードでもご確認頂けます。



molift®
a part of Etac

アクセサリ紹介

モーリフトパワーバッテリー 14.4V Ni-MH

- スマート150
クイックレイザー 1・2
- ムーバー180用

品番 26181002
価格 ¥30,800 (税込)
JAN 4524491004133



モーリフトパワーバッテリー 26.4V Ni-MH

- ムーバー205用

品番 26181115
価格 ¥41,800 (税込)
JAN 4524491007332



モーリフト(スマート/ムーバー/QR) 兼用充電器

品番 26181106
価格 ¥50,600 (税込)
JAN 4524491007370



スマート150専用トラベルケース
TAISロックに対応した専用ハードケース

品番 26181008
価格 ¥146,300 (税込)



スマート150&クイックレイザー1用リモコン

品番 26182064
価格 ¥16,500 (税込)
JAN 4524491005055



ムーバー180/205、クイックレイザー 2用リモコン

品番 26181102
価格 ¥17,600 (税込)
JAN 4524491004218




延長ループ (2本入り)

品番 26181101
価格 ¥17,600 (税込)
JAN 4524491004669



スリングオン
スリングシート装着用
スライディングシート

品番 26180326
価格 ¥35,200 (税込)
JAN 4524491005390



スペック表

品 番	26181001	26181114 (4点) 26181113 (2点)	26181111 (4点) 26181112 (2点)	26180002	26180001	26181211
製品名	モーリフト スマート150	モーリフト ムーバー205	モーリフト ムーバー180	モーリフト クイックレイザー2	モーリフト クイックレイザー1	モーリフト レイザープロ
価格(非課税)	¥540,000	¥660,000	¥480,000	¥850,000	¥700,000	¥161,700 ※ ¹
製品重量	25Kg	38.8Kg	32Kg	37kg	32kg	10.7kg
耐荷重	150Kg	205Kg	180Kg	160Kg	160Kg	170Kg
材質	アルミニウム、スチール					アルミニウム スチール プラスチック
バッテリー	14.4VNiMH (ニッケル水素) 2.2Ah	26.4VNiMH (ニッケル水素) 2.6Ah	14.4VNiMH (ニッケル水素) 2.2Ah	14.4VNiMH (ニッケル水素) 2.2Ah	14.4VNiMH (ニッケル水素) 2.2Ah	無し
昇降回数／満充電	30～40回 (500mmの昇降、対象者が75kgの場合)					無し
キャスター	75mm×4	前輪: 35mm×6 後輪: 100mm×2	75mm×4	前輪: 65mm×2 中央: 100mm×2 後輪: 115mm×2	前輪: 65mm×2 中央: 100mm×2 後輪: 115mm×2	後 輪: 75mm×2 前後輪: 30mm×4 中 央: 75mm×2
脚部高さ	110mm	52mm～58mm	112mm	100mm	70mm	35mm ※ ²
脚部開閉	手動	電動	電動	電動	開閉しない	—
その他／共通	防水 IPX4 / モーリフトサポートシステム搭載					
JAN	4524491004126	4524491007349 (4点) 4524491007356 (2点)	4524491005062 (4点) 4524491005079 (2点)	4524491004201	4524491005017	4524491005024
福祉用具 届出コード	01087-Z00017	—	—	01087-Z00016	—	01087-000055

※1 モーリフト レイザープロのみ税込

※2 キャスターカバー部のみ57mm

molift
a part of Etac



k パシフィックサプライ株式会社

本 社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索



※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。