

「オルトα」「こみち」は同じデザインで 甲回りやかかとなどの設計の違う靴です 片足ずつ足に合わせてお選びいただけます

アルファ オルトα

プラスチック製 短下肢装具・対応靴

フォーマルタイプは、ベルトの形状がつまみやすく
着脱が容易です。
リーチャーを使用される方はループ付ベルト
(オプション)に交換してください。



フォーマルタイプ

品番	47350401~
サイズ	21.0~28.0cm (1cmきざみ)
重量	230g (23cm片足)
色	黒
材質	表素材 合成皮革 裏素材 豚革(踵部)、ポリエステル100%(その他の箇所) 底材 合成底

¥11,400(税込)(両足) ¥5,720(税込)(片足)

布タイプ

品番	47351001~
サイズ	21.0~28.0cm(1cmきざみ)(ワインは22.0~25.0cm)
重量	195g (23cm片足)
色	ブラック・ブラウン・ワイン
材質	表素材 ポリエステル撥水加工 裏素材 ポリエステル抗菌加工 底材 合成底

¥9,900(税込)(両足) ¥4,950(税込)(片足)

※「オルトα」につきましては、補装具製作所、装具の適合確認が可能な福祉用具販売店にて適合納品されます。



布タイプ

フォーマルタイプ

品番	47350417~
サイズ	21.0~28.0cm (1cmきざみ)
重量	200g (23cm片足)
色	黒
材質	表素材 合成皮革 裏素材 豚革(踵部)、ポリエステル100%(その他の箇所) 底材 合成底

¥9,240(税込)(両足) ¥4,620(税込)(片足)

布タイプ

品番	47351101~
サイズ	21.0~28.0cm(1cmきざみ)(ワインは22.0~24.0cm)
重量	183g (23cm片足)
色	ブラック・ブラウン・ワイン
材質	表素材 ポリエステル撥水加工 裏素材 ポリエステル抗菌加工 底材 合成底


¥8,580(税込)(両足) ¥4,290(税込)(片足)

こみち


足底板対応靴

- 踵に十分な深さがあり、8mmまでの足底板に対応します。
- クッション性のあるカップインソール付

オルトα、こみちの 主な特徴




※イラストはこみちフォーマルタイプです。



※イラストはオルトαです。

靴底の特徴



オルトα、こみちは 片足販売です

例えばこんなケースに...

- 両足プラスチック製装具を使用 → 両足オルトα
- 片足プラスチック製装具を使用 → 片足オルトα+片足こみちの組合せ
- 両足足底板を使用 → 両足こみち



Vela

新しいスタイルの靴べら

履きたい靴を履く楽しさ、新感覚で
使える靴べらで新しいスタイルを
みつけてみませんか。



Vela
New Style Shoehorn




靴のかかとを挟み込むクリップ

靴のかかとを挟み込み靴べら自体が自立するため、靴べらを手で支える必要がありません。



差し込みやすいクリップ形状

クリップの先端が広がっていますので靴のかかとに取り付けやすくなっています。



かかとを靴に誘い込むカーブ

靴に足を入れる自然なカーブに靴べらが曲がっていますので、足への負担が少なく靴を履くことができます。



ポリカーボネート使用

本体には強度の高いポリカーボネートを採用しています。

品番	29415001	29415002	29415003
色	ブラック	グリーン	ピンク

¥1,100(税込)

交換用別売品

- こみち交換用カップインソール ¥495(税込)(片足)
- 布タイプの各サイズベルト・延長ベルト ¥440(税込)(1本)
- フォーマルタイプの各サイズベルト・延長ベルト ¥1,045(税込)(1本)