

「モーリフト スマート 150」デモ機 同梱物チェック表

パシフィックサプライ株式会社 事業開発本部

この度は、「モーリフト スマート 150」見本品をご利用いただき、誠にありがとうございます。お受取時およびご返却時のお願いがございます。

- 見本品のお受取後、すぐに内容物をご確認ください。見本品の破損、欠品があった場合、ご連絡ください。
- 見本品のご返却時、内容物が一式揃っているかご確認ください。また、見本品の破損、紛失があった場合、ご連絡ください。
- 確認には本用紙を用い、ご返却時に同梱してください。

お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

同梱物確認リスト

内容	部品名	お受取時	ご返却時
モーリフト スマート 150	(1) モーリフト スマート 150 本体	☐	☐
	(2) リモコン	☐	☐
	(3) トラベルハードケース	☐	☐
	(4) 取扱説明書	☐	☐



(1)スマート 150 本体



(2)リモコン



(3)トラベルハードケース

バッテリーと充電器は
2021 年 9 月 6 日以降別送



検査

.

Think Possibility!

「モーリフト スマート150」デモ機 検品チェックリスト

(1) 同梱物確認 ☐

- ☐ 本体(リモコン付き) ☐ ~~バッテリー~~ 充電器(2021年9月6日以降別送)
- ☐ 取扱説明書 ☐ トラベルハードケース ☐ 同梱物チェック表 *同梱物チェック表は毎回交換

(2) 洗浄・外観チェック ☐

- ☐ 品番・シリアルナンバーがあっているか確認
- ☐ 本体に破損、著しい汚れがない

(3) 動作チェック ☐

- ☐ 折りたたんだ状態から組み立てる(取扱説明書参照)
- ☐ バッテリーホルダーにバッテリーを入れる
- ☐ サービスランプが緑に点灯する
- ☐ 脚部開閉ペダルが動作する
- ☐ キャスターがぐらついていない
- ☐ ブレーキがかかる
- ☐ コントローラーを使いアームに体重をかけながら最上段まで上昇させる
- ☐ コントローラーを用いアームを最下段まで降下させる
- ☐ 充電器でバッテリーを充電できる
- ☐ 折り畳みが出来る
- ☐ 折りたたんだ状態でキャスター移動が出来る

(4) 緊急機能チェック ☐

- ☐ コントローラーを使いアームを下降させながら途中で緊急停止ボタンを押し停止する
- ☐ 緊急停止を解除し緊急降下スイッチを押しアームが下降する
- ☐ アームに体重をかけた状態で「手動降下ハンドル」を引き上げゆっくりと下降する

(5) 個人情報漏洩防止 ☐

- ☐ 送り状、納品書などお客さまの情報が特定できるものが箱の中に残っていない

以上

2021年8月25日 中村作成