






令和5年度 パシフィックサプライ株式会社お取扱義足用部品 完成用部品 新規認可一覧

●オズール社

番号	写真	部品番号	備考(品名)	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	型式1	令和5年度 完成用部品価格
1		PST0	プロフレックスST	3つの複合ブレードを備えたエネルギー蓄積型足部。サンダルトウと全長複合ブレードを備える。ポトムブレードはヒールボルトと一緒に固定されている。スペクトラソックスとフットカバーが付属する。	骨格構造義足用部品	足部	A SACH足部	SACH	¥391,100
2		I-4613	ICEROSS デルモ シールイン	軟らかいデルモゲル・シリコーンを用いたライナー。内面は独自のアクティブ・スキんケア成分が含まれる。外層の生地カバーにシールリングが一体化している。遠位部には横方向の伸縮を可能にし、垂直方向の伸縮を制限して安定性と皮膚の快適性を向上させる安定化マトリックスが埋め込まれている。	殻構造義肢	義足用部品	その他	ライナー	¥119,100
					骨格構造義肢	義足用部品	その他	ライナー	
3		TSA5000	トーションショックアダプタ	垂直方向の衝撃吸収機能と、回旋方向の回転機能を有するショックアダプター。	骨格構造義足用部品	義足調整用部品トルクアップソーパー	ショックアップソーパー		¥152,400
4		A-442110	メスシングルアダプタ 200mm アルミ	一方の接続がメスピラミッドアダプタとなっているシングルアダプタのチューブ。最短60mmまでカットして使用可能。	骨格構造義足用部品	義足調整用部品チューブ	ピラミッド(メス)付		¥37,700
5		A-645210	シフトアダプタ チタン	両端の接続がメスピラミッドアダプタとなっているダブルアダプタ。水平面における義足アライメントのオフセット調整を可能とする。	骨格構造義足用部品	義足調整用部品コネクタ	ダブルアダプタ(メス・メス)		¥88,600