



バナナカーブシリーズ

BANANA CURVE SERIES

バナナカーブシリーズは、筋力が弱い、関節に痛みや、可動域の制限がある等の障がいで、身体の一部に届きにくい所がある方の為に、開発された補助器具です。持ち手の適切な長さ、太さ、軽量で水はけの良い素材、直線とカーブを組み合わせた形状により、届きにくい所に、最小限の動きで届くことを可能にしています。関節の負担を少なくして、ご本人の活動性を活かすことができる自助具です。

バナナカーブシリーズをご利用いただき、自分でできることは自分でする喜びをお届けできれば幸いです。

1 グリップ形状

グリップは指の関節に負担をかけず、弱い筋力でも握ることができる太さを基本に直線とカーブをバランスよく組み合わせ、「届きやすさ」を実現しています。

2 肌に優しいブラシ

ブラシには、皮膚への刺激が少ない豚毛を採用しています。豚毛のブラシは水にぬれても適度なやわらかさで、少ない力でも洗うことができます。

3 軽さ

ねじり形状の豚毛ブラシは、水はけが良い為、お湯をかけても重くなりません。グリップにも水はけの良いメッシュ状パイプを使用することで、大切な「軽さ」を形にしています。

4 洗いやすさ

ブラシ全面を使って、届きにくいさまざまな部位を洗うことができます。またボディソープの泡立ち、泡切れも良いことから、楽に体を洗うことができます。

バナナカーブボディブラシ(洗体用)




- 関節に大きな負担をかけず少ない関節の動きで容易に身体を洗うことができます。
- グリップはヒートガン等の熱風で角度調整が可能です。(ドライヤーでは破損の恐れがあり、調整には向きません)

品番	69290001
サイズ	全長 約525mm
重さ	118g
材質	ブラシ部分:豚毛、グリップ:PP
握り手太さ	φ35mm

¥4,950 (税込)
(JAN 4524491001774)


⚠ 注意

左記のような洗い方をおこなう場合は、安全性、安定性の高い入浴用いすをご使用ください。



デモ機あり

バナナカーブヘアブラシ




- 手が届きにくいところの髪をとかす為のブラシです。握りやすさと届きやすさを実現しています。
- グリップはヒートガン等の熱風で角度調整が可能です。(ドライヤーでは破損の恐れがあり、調整には向きません)

品番	69290002
サイズ	全長 約500mm
重さ	100g
材質	ブラシ部分:PP、グリップ:PP
握り手太さ	φ35mm

¥3,520 (税込)
(JAN 4524491001781)

「大切な関節を保護して、髪をとかせるような道具をつくりたい」という想いから生まれたヘアブラシです。発売から20年以上たった今でも多くの方々にご愛用いただいております。

デモ機あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。



デモ機あり

k パシフィックサプライ株式会社

- 大東本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
- 東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索

<販売店>