

オルフィキャスト 品名	品名	画像	代替製品	厚さ
オルフィキャスト 15 cm / 30 cm	手首固定用装具 手根管症候群		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 15 cm / 30 cm	サムポスト スプリント		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	1.6 mm ~ 2.5 mm
オルフィキャスト 30 cm	母指+手首固定		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 3 cm / 6 cm	マレットフィン ガー		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	1.6 mm ~ 2 mm
オルフィキャスト 6 cm	アンチクロー 鷲手変形防止		オルフィットストリップス	3.2 mm
オルフィキャスト 15 cm	ドケルバン装具		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm

オルフィキャスト 品名	品名	画像	代替製品	厚さ
オルフィキャスト 6 cm	指固定		オルフィットソフト/NS オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	1.6 mm / 2 mm
オルフィキャスト 3 cm / 6 cm	スワンネック		オルフィットソフト/NS オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	1.6 mm / 2 mm
オルフィキャスト 6 cm	スワンネック		オルフィットソフト/NS オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	1.6 mm / 2 mm
オルフィキャスト 15 cm	カックアップ掌側		オルフィットエコ オルフィットエコ ブラックNS	2.4 mm ~ 3.2 mm
オルフィキャスト 15 cm / 30 cm	カックアップ背側		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 15 cm / 30 cm	手首固定		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 15 cm	第4・5中手骨遠 位端骨折		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm

オルフィキャスト 品名	品名	画像	代替製品	厚さ
オルフィキャスト 15 cm	第2・3中手骨遠 位端骨折		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラースNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 6 cm	尺側偏位装具		オルフィットストリップス + ベルクロ	3.2 mm
オルフィキャスト 15 cm	根関節症		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラースNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 15 cm / 30 cm	前腕の回旋運動の 防止		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラースNS アクアフィットNS	3.2 mm
オルフィキャスト 15 cm / 30 cm	屈曲ダイナミック スプリント		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラースNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 6 cm	ダイナミックスプ リント 尺骨神経病変		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラースNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 6 cm	静的スプリント 尺骨神経病変		オルフィットソフト/NS オルフィットカラースNS アクアフィットNS	1.6 mm / 2 mm

オルフィキャスト 品名	品名	画像	代替製品	厚さ
オルフィキャスト 6 cm	カペナー		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 15 cm	ダイナミック スプリント デュピュイトラ ン術後		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5 mm
オルフィキャスト 15 cm / 30 cm	アイソフォース		オルフィットソフト/NS オルフィライト オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	2 mm / 2.5mm
オルフィキャスト 6 cm	手指固定		オルフィットソフト/NS オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	1.6 mm / 2 mm
オルフィキャスト 6 cm	ヨーク装具		オルフィットソフト/NS オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	1.6 mm / 2 mm
オルフィキャスト 6 cm	バネ指		オルフィットソフトNS オルフィットカラーズNS アクアフィットNS	1.6 mm / 2 mm

\*製作には代替品以外にベルクロ、金具等が必要な場合があります。  
オルフィットカラーズNS、オルフィットストリップスはお取り寄せ商品の為、納期を1カ月程頂きます。