

## Beeプロン滑り止め加工の件(2020年9月7日以前出荷分が対象)



Beeプロンのテーブルおよびフットプレート表面には、製造時に滑り止め加工を施しておりました。この滑り止め加工の特徴として、表面にややべた付きを感じられます。お使いいただく中で、微小なほこりなどが付着しますと、このべた付き感が減少することがあります。

アルコール系消毒剤を塗布・拭き取りされた場合、表面の汚れが落ち、滑り止めとしてのべた付き感が再び現れることがございます。これはもともとの性質によるものですので、ご安心してお使いください。

ただし、過度な消毒や清拭により、滑り止め加工が劣化し剥がれが生じる場合がありますので、ご注意ください。