

2025年 10月 21日

得意先 各位

パシフィックサプライ株式会社  
TEL：072-875-8008（代）  
FAX：072-875-8010（代）

## 【感覚統合器具】新仕様発売開始のご案内

拝啓 紅葉の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております、＜スクーターボード＞・＜バランスボードⅡ型＞に新しい仕様を追加いたしました。

これまでより、幅広くのお客様にもお使いいただけるようになりました。ぜひこの機会に新仕様品についてもご検討いただけますと幸いです。詳細は、下記ご覧ください。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. スクーターボード

品番：69210057 品名：スクーターボード四輪自在輪 価格：¥36,300-（税込）

●腹ばいで使用します。

●四輪全てを自在輪にしたことで、お子さん自身でボードをコントロールして、自由自在に動き回ることができます。

\*本体重量：約3kg \*耐荷重：70kg

\*本体サイズ：43×43cm \*キャストサイズ：直径5cm

\*木材を使用しているため、重量が多少増減する可能性があります



#### 2. バランスボードⅡ型

品番：69251076 品名：バランスボードⅡ型ハーフ 価格：¥132,000-（税込）

●従来あるバランスボードⅡ型の半分のサイズをご用意しました。

●省スペースでバランスを取ったり、お子さまの姿勢評価にご利用いただけます。

\*本体重量：15kg \*耐荷重：130kg

\*本体サイズ：93×93×26cm



以上