

2025 年 12 月 11 日

得意先各位

パシフィックサプライ株式会社

TEL：072-875-8008（代）

FAX：072-875-8010（代）

【感覚統合器具】フレキサースイングⅢ発売開始のご案内

拝啓 師走の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、長らくご愛顧いただいております フレキサースイングⅡ につきまして、多くのお客様のお声を反映して、仕様を変更してあらたに生まれ変わります。詳しくは下記ご参照ください。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 新発売



品番：69251086 （69251086：安心パック） 品名：フレキサースイングⅢ

仕様：円盤直径 61cm、本体支柱上部にスチール製パイプなし 重量：約 9kg 耐荷重：120kg

*抱きつく支柱部分の太さはフレキサースイングⅡと同じですが、円盤部分の直径サイズを見直しました。これによって、着座面積が小さくなるため、より不安定な中でしっかりとしがみ付く力を養うことができますようになります。また、ロープ部分のパイプを無くしたことで、軽量・コンパクトになりました。

2. 販売終了：フレキサースイングⅡ



品番：0635（69251021 安心パック含む）

仕様：円盤直径 79cm、本体支柱上部にスチール製パイプあり

*フレキサースイングⅡにつきましては、在庫限りで販売を終了させていただきます

3. 出荷開始

2026 年 1 月 21 日（予定）

*見積・受注は随時受付いたします

以上