

2025 年 12 月 11 日

得意先各位

パシフィックサプライ株式会社

TEL : 072-875-8008 (代)

FAX : 072-875-8010 (代)

【感覚統合器具】フレキサースイングⅢ発売開始のご案内

拝啓 師走の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、長らくご愛顧いただいております フレキサースイングⅡ につきまして、多くのお客様のお声を反映して、仕様を変更してあらたに生まれ変わります。詳しくは下記ご参照ください。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 新発売



品番 : 69251086 (69251087 : 安心パック) 品名 : フレキサースイングⅢ

仕様 : 円盤直径 61cm、本体支柱上部にスチール製パイプなし 重量 : 約 9kg 耐荷重 : 120kg

*抱きつく支柱部分の太さはフレキサースイングⅡと同じですが、円盤部分の直径サイズを見直しました。これによって、着座面積が小さくなるため、よりしっかりとしがみ付く力を養うことができるようになります。また、ロープ部分のパイプを無くしたことで、軽量・コンパクトになりました。

2. 販売終了 : フレキサースイングⅡ



品番 : 0635 (69251021 安心パック含む)

仕様 : 円盤直径 79cm、本体支柱上部にスチール製パイプあり

*フレキサースイングⅡにつきましては、在庫限りで販売を終了させていただきます

3. 出荷開始

2026 年 1 月 21 日 (予定)

*見積・受注は随時受付いたします

以上