



MOTION IS LIFE.

WHAT IS BAUERFEIND.

**バウアーファインド社は世界有数の医療機器メーカー
バウアーファインドの製品によって人々はより活動的になり、
健康の維持に大きく貢献することができます。**

医療のノウハウと技術的専門知識

バウアーファインド社では何十年にもわたり培ってきた技術や製造の専門知識と、イノベーションを融合させています。

グローバルな視野をもったスペシャリストたちは創業当初から医師、科学者、開発者と密接に協力してきました。

その結果、特許を取得し受賞歴のある製品とサービスを生み出しています。

バウアーファインド社のサポーターと装具は、「メイド・イン・ドイツ」の革新性と品質で知られています。

効果的なバリエーション

バウアーファインド社では最新の整形外科用サポーターや装具を使用し、年齢を重ねても痛みのないアクティブな生活を送ることができるようサポートすることを使命としています。

臨床的に証明された効果と最新の素材が特徴で怪我のケア、退行性変化や手術後に使用するのに役立ち、新たなレベルの可動性を提供します。

バウアーファインド製品の高い品質基準は、製品の優れた機能性を保証します。

妥協のない品質

バウアーファインド製品は、単に基準を満たすだけでなく、品質、機能性、装着感において最も厳しい条件を満たしています。

これは定期的な検査によって証明されており、検査に合格した製品にはシールとマークが付与されています。バウアーファインドのサポーターと装具は、すべてドイツ医療機器法(MPG)の要件に適合しています。



ドイツ医療機器法 (MPG) 、EU医療機器指令93/42/E
医療機器指令93/42/EECおよび医療機器規則(EU)
CE認証と DIN EN ISO 13485



CONTENTS

バウアーファインド社について
メディカルライン製品について
スポーツライン製品について



バウアーファインド
オフィシャルサイト

<http://bauerfeind.p-supply.co.jp/>



KNEE AND THIGH 膝・太もも



- 08 ゲニューTrain
- 10 ゲニューTrainP3
- 11 ミオTrain
- 24 OUTDOOR KNEE SUPPORT
- 28 SPORTS KNEE SUPPORT
- 29 SPORTS COMPRESSION KNEE SUPPORT
- 30 SPORTS KNEE STRAP



FOOT AND ANKLE 足首・アキレス腱



- 12 マレオTrain
- 13 マレオTrainS
- 14 アキロTrain
- 25 OUTDOOR ANKLE SUPPORT
- 32 SPORTS ANKLE SUPPORT
- 33 SPORTS ANKLE SUPPORT DYNAMIC
- 33 SPORTS ACHILLES SUPPORT



SPINE 腰



- 16 ルンボTrain
ストレートstraight/ウェストwaisted
- 31 SPORTS BACK SUPPORT



ELBOW, HAND AND SHOULDER 肘、手首、肩



- 18 エビTrain
- 19 エビPOINT
- 20 マニューTrain
- 21 オモTrain
- 34 SPORTS WIST STRAP
- 35 SPORTS ELBOW SUPPORT
- 35 SPORTS ELBOW STRAP



COMPRESSION SLEEVES コンプレッションスリーブ



- 38 SPORTS COMPRESSION SLEEVES ARM
- 39 SPORTS COMPRESSION SLEEVES UPPER LEG
- 39 SPORTS COMPRESSION SLEEVES LOWER LEG



INSOLES



- 50 RUNPERFORMANCE INSOLE
- 52 COMFORT SPORTS



COMPRESSION SOCKS コンプレッションソックス



- 42 SPORTS RECOVERY SOCKS
- 44 RUN ULTRA LIGHT SOCKS COMPRESSION SOCKS
- 45 RUN ULTRA LIGHT SOCKS MIDCUT SOCKS
- 45 RUN ULTRA LIGHT SOCKS LOWCUT SOCKS
- 47 OUTDOOR MERINO COMPRESSION SOCKS
- 47 OUTDOOR MERINO MIDOCUT SOCKS



Instagram



Facebook



X

〈パワーファインド社 日本正規代理店〉

パシフィックサプライ株式会社

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

Tel: 072-875-8008

Fax: 072-875-8010

www.p-supply.co.jp

MEDICAL LINE PRODUCT FEATURES

メディカルライン製品特徴

+ Trainニット素材

通気性のある素材の立体感のある生地表面の作用により、運動中も常に継続的なコンプレッションを加えることが可能。コンプレッションの効果により負荷を軽減し、固有受容覚の再生と増進を促します。筋肉を安定化させ、本来の運動プロセスをサポートします。

Trainニット素材は身体の解剖学的形状にフィットし、さまざまなゾーンで構成されているため、より高い効果を発揮し、快適に装着でき温度調節も可能にします。



+ コンフォートゾーン

屈曲部、骨突起、末梢部など身体の特に関心な部位には、より伸縮性のある素材を使用することで、圧力を最小限にし、より快適な着用感をもたらし、かつ容易な着脱が可能です。



+ 肌に優しく、通気性も優れている

特に肌に優しい製品を求める多くのユーザーの声に応えるため、肌触りがよく通気性に優れた、ズレない素材を開発しています。



+簡単に装着可能

製品が簡単に着用でき、違和感なく使用できるようにこだわりをもって各製品が作られています。装着しやすいように付属されているドーニングエイドや、実用的なハンドストラップ、着脱しやすいように作られたサイドステーなどを搭載しています。

+ 安定性と負荷を軽減

高度に構造化された生地表面は心地良い刺激をあたえることができ、滑らかな表面よりもフィットを高めます。

+ エネルギー促進

コンプレッションニット素材は、運動中に継続的なコンプレッションを生み出すことでエネルギーを促進します。

+ フィット感の向上

ニット素材は身体の解剖学的な形状に沿うように縫製されています。

+ 快適な着用感

ニット生地はより薄く伸縮性に優れているため、しっかりとフィットします。

+ ソフトなエッジ


圧迫感を軽減した幅広のエッジは締め付けすぎを防ぎます。

PROVEN BAUERFEIND QUALITY

実証された品質

+ 快適性と耐久性

伸縮性のあるコンプレッション糸は、編む前に2度表面を覆うように巻き付けられています。これにより最適な伸縮性がもたらされ、サポーターの表面は心地よくソフトに仕上がります。





ゲニュTrain

膝全般のトラブルに最適



Ω+PAD
(オメガプラスパッド)



Trainニット生地 快適な着脱



膝高部の快適性



豊富なサイズ
バリエーション


カラー：チタン、黒
素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストラン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン、TPU

価 格：¥13,500 (税込¥14,850)
左右兼用 1個入り

SIZE	0	1	2	3	4	5	6	7
大腿部周径	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	56-59
下腿部周径	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-49

A：膝蓋骨の中心から14cm上の大腿部の周径

B：膝蓋骨の中心から12cm下の下腿部の周径




Ⓐ 14 cm Ⓑ 12 cm

BENEFITS AND MODES OF ACTION


- ・ 膝関節を安定させる筋肉の活性化により膝関節の負荷を軽減し安定化
- ・ サイドのメニスカスウイングが半月板にアプローチし負荷を軽減
- ・ ホッフアパッドがホッフア脂肪体に作用し、炎症プロセスを調整
- ・ ニットの凹凸やシリコンパッドの形状からの刺激により、バランスを整え
感覚運動機能、運動パターンを改善
- ・ 緊張した筋肉、腱、筋膜を心地よく刺激することで関節可動性を向上
- ・ 浮腫や滲出液の吸収を促進
- ・ 通気性の良いアクティブゾーンと、解剖学的に形成されたTrainニット素材の
特にソフトなコンフォートゾーンが、最適なケアと理想的な着心地を可能にします



ホッフアパッドは、膝蓋腱と関節包の間にある膝蓋下脂肪体に作用



メニスカスウイングは半月板を心地良く刺激し、半月板にかかる負荷を軽減





NEW ゲニユTrainP3

※2026年1月リニューアル

- ・膝蓋骨パッドにプラスチックパーツを内蔵しホフファ体へアプローチ
- ・ストラップをパッドに内蔵することで、膝蓋骨の外方移動を予防
- ・プラスチックステーにより耐久性が向上
- ・上部にシリコンの滑り止めをつけることでズレを防止
- ・新しい筋弛緩パッドで腸脛靭帯の緊張を緩和



膝蓋骨パッド



調整ストラップ



筋弛緩パッド



サイドステー

カラー：チタン、黒

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン 他


価格：¥21,000 (税込¥23,100)
左右あり 1個入り

SIZE	1	2	3	4	5	6	7
大腿部周径 (cm)	35-41	39-46	42-51	47-56	51-60	55-64	59-68
膝蓋骨直下周径 (cm)	27-29	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

A：膝蓋骨中心から14cm上の大腿部の周径

B：膝蓋骨直下の下腿部の周径

※従来のバージョンと計測位置がことなりますのでご注意ください。





ミオTrain ※お取り寄せ

調性可能な3連ストラップバンドを採用し、
大腿部をケア



ファンクションパッドと
スモールパッド



パットの使い方

カラー：チタン

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン


価格：¥24,000（税込¥26,400）

左右兼用 1個入り シリコーンパッド2種入り

SIZE	1	2	3	4	5	6	7
大腿部上方周径 (cm)	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68	68-72
大腿部下方周径 (cm)	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53

A：Bの位置から30cm上の大腿部の周径

B：膝窩部の中心から2cm上の大腿部下方の周径



Ⓐ 30 cm Ⓑ 2 cm



BENEFITS AND MODES OF ACTION

- ・解剖学的に計算された着圧により関節部の安定
- ・シリコンパッドにより回内、回外を抑制（マレオ）
- ・動きをつかさどる腱をサポート、動きやすさをもたらす（全足首アイテム）
- ・伸縮性のあるストラップで可動域を維持しながらより安定させる（マレオS）
- ・ヒールパッドが伸展運動をサポート（アキロ）

<マレオTrain・マレオTrainS サイズ共通>

SIZE	1	2	3	4	5	6
足首の周径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
足首の一番細い部分の周径						



マレオTrain

足首の安定と負荷の軽減



外踝、内踝パッド



外踝、内踝の解剖学的形状にそった配置



Trainニット生地



コンフォートゾーン



締め付けすぎないエッジ部

カラー：チタン、黒

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、ポリウレタン、ポリエステル、シリコン

価格：¥12,000 (税込¥13,200)

1個入り 左右あり ドーニングエイド入り

マレオTrainS

機能的なストラップによる足首の安定化



8の字ストラップ



こだわりのストラップ



Trainニット生地



コンフォートゾーン



締め付けすぎないエッジ部

カラー：チタン、黒

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、ポリウレタン、ポリエステル

価格：¥10,000 (税込¥11,000)

1個入り 左右あり ドーニングエイド入り



NEW

アキOTrain

アキレス腱の負荷の軽減




アキレス腱用パッド



アキレス腱全体を
カバー



パッドが改良され
装着が容易に
(着脱エイド内蔵)



負荷を軽減するための
ふたつのヒールウェッジ



コンフォートゾーン
動きやすさが向上

カラー：チタン※、黒

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン

価 格：¥14,500 (税込¥15,950)

左右兼用 1個入り ドーニングエイド入り、
ヒールウェッジ×2

SIZE	1	2	3	4	5	6
足首の周径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

足首の一番細い部分の周径

※お取り寄せ







NEW

ルンボTrain

腰、脊柱の筋活性、負荷の軽減、安定化

BENEFITS AND MODES OF ACTION

- ・ ニット素材とシリコンパッドによる継続的なコンプレッションにより、運動時の負荷を軽減します
- ・ 実用的なハンドストラップにより、最小限の力で簡単に着脱可能
- ・ 腰回りを包み込むことにより矯正効果、安定性を生み出す
- ・ 腰部と臀部の差がある体型にフィットするよう弧を描き、骨盤を包み込む形状を採用（ウェスト）
- ・ サイドステーによりニットのめくり防止（ストレート）

SIZE	1	2	3	4	5	6	7
腰部周径 (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-145

へその真下の腰部の周径



ストレートstraight



腰、脊柱の筋活性、負荷の軽減、安定化



ウェストwaisted



形状の違いにより、腰の張っている
体型の方にもフィット



4つのエリアの機能的ドットを
持ったシリコンパッド



パッド位置は調整可能



パッドと取り外し可能な実用的
ハンドストラップ



ベルクロストラップ
(特許取得済)

カラー：チタン
素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン
綿、ポリウレタン、ポリエステル
シリコン

価 格：¥25,000 (税込¥27,500)
1個入り



エピTrain

肘関節の安定化と負荷の軽減

カラー：チタン、黒

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストラン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン

価格：¥11,500 (税込¥12,650)

左右兼用 1個入り



epicon+パッド
(エピコンプラスパッド)



肘の外側と内側に内蔵



コンフォートゾーン



この腕まで長く伸びた
ニット



Trainニット生地

SIZE	0	1	2	3	4	5	6
前腕部周径 (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	33-35

前腕部の一番太い部分の周径





エピPoint

肘の腱周辺部をターゲットにした負荷軽減

カラー：チタン、黒

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストラン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン、TPU

価 格：¥9,500 (税込¥10,450)

左右兼用 1個入り



締め付け防止のための
レッドマーク 5ポイントパッド

SIZE

UNIVERSAL

前腕部周径 (cm)

22.5-33

前腕部の一番太い部分の周径





マニユTrain

手首の安定と負荷の軽減

カラー：チタン、黒

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン、TPU

価格：¥13,500 (税込¥14,850)

左右あり 1個入り
ドレーンゲイド入り



活動レベルII
本体+手首ストラップ



活動レベルI
本体のみ



活動レベルIII
本体+フルストラップシステム



柔らかく解剖学的形状に
あった親指解放部



骨の解剖学的形状に
合わせたパッドを内蔵

SIZE

1

2

3

4

5

6

手首の周径 (cm)

14-15

15-16

16-17


17-18

18-19

19-20

手首の一番細い部分の周径





オモTrain

※お取寄せ

肩関節の安定と負荷の軽減

カラー：チタン

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン

価格：¥23,000 (税込¥25,300)

左右兼用 1個入り



調整可能なパッド
三角パッド



胸部を圧迫しない
ストラップシステム



カンに通して長さ調整



たすき掛けにすることで
肩の位置を調整可能に

SIZE

0

1

2

3

4

5

6

上腕部周径 (cm)

20-22

22-24

24-26

26-29

29-32

32-36

36-40

上腕部の一番太い部分の周径



NEW

BAUERFEIND FOR OUTDOOR ACTIVITY

パウアーファインド社のアウトドア用サポーターは、多くのアスリートも着用するスポーツライン製品のテクノロジーを基にメリノウールを配合して作られています。

使用しているメリノウールはミュールシングをしておらず、動物愛護の観点からも安心してご使用いただけます。



メリノウール

柔らかくて通気性があり、温度調整機能を備えたメリノウールは暖かい日は涼しく、寒い日はあたたかく過ごせます。



コアヤーンテクノロジー

芯となる糸に複数の糸を巻き付けて作成された糸でニットングすることによりウールを保護し、頑丈で耐久性に優れています。



オメガパッド

膝の力を最適に分散し、ぐらつきを抑制します。



ダウンヒルリリーフシステム

ふくらはぎ部分にはストラップが付属しており、下り坂を降りる際に膝蓋骨や膝蓋靭帯にかかる負荷を軽減します。



ハイヤーシャフト

足首より上の部分は他の足首サポーターより長く作成されており、ハイカットブーツにもしっかりフィットすることができます。



OUTDOOR KNEE SUPPORT


THE FIRST FLAT KNITTED KNEE SUPPORT
WITH MERINO WOOL FOR OUTDOOR

- +メリノウール配合のコンプレッション
ニットによる筋肉の安定化
メリノウール配合率:13%
(ニット生地部分のみは25%)
- +ホッファ体や半月板に対応した
オメガパッドにより膝関節を安定
- +下腿部のストラップにより下り時の
負荷を軽減
- +コアヤーンテクノロジーによる頑丈で
耐久性のあるニット生地
- +メリノウール配合により、アウトドアシーンだけで
なく、日常生活にも使用可能。寒い日には暖かく、
暑い日には涼しいメリノの特性が活かしています
- +持ち手付きのサイドステーで装着を容易にして
しっかりフィット



COLOR サンドストーンオレンジ

SIZE



	XS	S	M	L	XL	XXL
A 大腿部周径 (cm)	35-41	39-46	42-51	47-56	51-60	55-64
B 膝蓋骨直下周径(cm)	27-29	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44

A膝の中心から14cm上の大腿部の周径 B膝蓋骨直下の下腿部の周径



素材

ポリアミド
TPS-SEBS
ウール(メリノ、WV)
熱可塑性ポリウレタン
エラストラン
ポリウレタン
コットン
ポリエステル
ポリオキシメチレン

価格

¥16,000 (税込¥17,600)

OUTDOOR ANKLE SUPPORT

THE FIRST FLAT KNITTED ANKLE SUPPORT
WITH MERINO WOOL FOR OUTDOOR

- +メリノウール配合のコンプレッション
ニットによる筋肉の安定化
メリノウール配合率：23%
- +足首より上が長くなっており、
ハイカットブーツにも対応
- +メリノウール配合により、アウトドア
シーンだけでなく、日常生活にも使用
可能。寒い日には暖かく、暑い日には
涼しいメリノの特性が活かしています



COLOR サンドストーンオレンジ

SIZE



	XS	S	M	L	XL	XXL
足首周径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

足首の一番細い部分の周径

素材

ポリアミド
エラストン
ウール(メリノ、WV)
ポリウレタン
ポリエステル

価格

¥9,000 (税込¥9,900)

BAUERFEIND SPORTSLINE

DEVELOPMENT FOR TOP PERFORMANCE

最高のパフォーマンス向上のために

2016年にパウアーファインド社はスポーツラインをリリース。スポーツ用サポーター、コンプレッションソックス、コンプレッションスリーブ、インソールを製造しています。

パウアーファインド製品はほとんどがドイツで製造されています。一部は手作業で行われ、品質、効果、履き心地において高い基準を満たしています。

そのため世界中のトップアスリートがパウアーファインドの優れた品質を信頼しています。

さらに、Deutsche Sporthilfe財団のサービスパートナーとして、3,800人以上のアスリート、つまりドイツのほぼすべてのオリンピック選手にサポートを提供しています。



OUR TECHNOLOGIES

CORE TECHNOLOGIES FOR OUR PRODUCT LINES

パウアーファインドが誇るテクノロジーの数々



3D AIRKNIT® (3Dエアニット)
超軽量コンプレッションニットは、
体型にフィットし、吸湿発散性に優
れており、汗を放出



ターゲットコンプレッション
革新的なコンプレッションゾーンは
筋肉をより効率的に活性化させ、
パフォーマンス向上とエネルギーを
促進。リカバリーにもいい影響を与
える



ウエイトフレックス®
革新的なX型モジュールを備えた独
自のコアを採用 (特許取得済み) ス
ムーズな重心移動をサポート

BOA® Boa®フィットシステム

Boa®クローザーシステムは、開閉
が簡単でありながら、正確な調節が
可能



グリップテクノロジー
上部のシリコンドットバンド、シリコ
ンテープでズレをなくし、しっかり
フィット



オメガパッド
膝の力を最適に分散し、ぐらつきを
抑制



**シームレスコンプレッション
テクノロジー**
縫い目のない製法で筋運動をサ
ポート



パテラパッド
膝蓋靭帯の負荷を軽減し、周辺の
軟部組織を心地よく刺激



テーピングテクノロジー
こだわりぬいたストラップが関節を
安定かつ正常な動きに



アキレスパッド
運動中のアキレス腱をやさしく圧迫



デュアルパッド
肘関節を両側から圧をかけることで、
動きを正常化



5ポイントパッド
筋肉や靭帯の不快感をピンポイン
トで負荷を軽減



ターゲットサポート
リストバンドが手首の安定を促す



パワードット
運動中の腰の筋肉を心地よく刺激



サンプロテクト
ヨーロッパ基準に沿って設定された
最高度 (UPF80) で、紫外線をカット
日焼け止めの効果を保証



欧州 (EU) の法律に適合していることを宣言した証



EU医療機械指令取得

内蔵されたパッドは筋肉の活性化、圧力の緩和と靭帯や腱、関節を安定化させます。パッドはシリコンで構成され、患部を心地よく刺激しスポーツ中の力を最適に分散します。



SPORTS KNEE SUPPORT

IMPROVES THE MOVEMENT OF THE KNEE DURING SPORTS

スポーツ中の膝関節の動きを改善

- + 膝の過負荷の軽減
- + 通気性に優れたニット素材が体温調節機能を向上
- + 膝関節の安定性を高めるコンプレッションニット
- + 内蔵された"グリップゾーン"により、ズレによる不快感を軽減
- + アナトミカル・フィットで快適な着用感



COLOR



リベラ



黒



ピンク




オールブラック



オールホワイト

SIZE



	XS	S	M	L	XL	XXL
A 大腿部周径 (cm)	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56
B 下腿部周径 (cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

A : 膝蓋骨の中心から14cm上の大腿部の周径

B : 膝蓋骨の中心から12cm下の下腿部の周径

素材

ポリアミド
TPS-SEBS
エラスタン
綿
ポリウレタン
ポリエステル
シリコーン
スプリングスチール

価格

¥12,000 (税込¥13,200)
左右兼用
1個入り





SPORTS COMPRESSION KNEE SUPPORT

IMPROVED MUSCLE CONTROL IN THE KNEE DURING SPORTS ACTIVITIES

スポーツ中の筋肉の動きのコントロールを改善

- + 安定性を高める適度なコンプレッション
- + 過度な刺激を軽減するターゲット・リリース
- + シリコンの滑り止めにより、激しい動きにもしっかりフィット
- + 通気性と温度調節機能を備えたハイテックニット素材

COLOR



リベラ



黒



ピンク



白



ネイビー

SIZE



膝蓋骨直下周径 (cm)

膝蓋骨直下の下腿部の周径

S

29-32

M

32-37

L

37-42

XL

42-48



素材

ポリアミド、エラストン


価格

¥6,000 (税込¥6,600)

左右兼用

1個入り





SPORTS KNEE STRAP

FOR TARGETED RELIEF OF THE
PATELLAR TENDON DURING SPORTS

スポーツ中の膝蓋靭帯を
ターゲットに負荷を軽減

- + 膝蓋靭帯を刺激しガイドサポート
- + 個別に圧迫度を調節可能
- + 解剖学的形状で快適なフィット感
- + 装着が簡単で便利



COLOR



リベラ



黒



ピンク

SIZE



膝蓋骨直下周径 (cm)

膝蓋骨直下の下腿部の周径

	S	M	L	XL
29-32	32-37	37-42	42-48	

素材

ポリアミド、シリコン、
ポリウレタン、綿、POM、
ポリエステル、エラストン

価格

価格: ¥7,500 (税込 ¥8,250)
左右兼用
1個入り





SPORTS BACK SUPPORT

STRENGTHENS THE BACK
DURING SPORTS

スポーツ中の体幹の強化

- + 体幹を安定させる筋肉の活性化
- + 姿勢の改善
- + 自由な動きを保証
- + 軽くて通気性の良いニット素材
- + 解剖学に基づいた形状で、快適なフィット感を実現



COLOR



リベラ



黒

素材

ポリアミドTPS-SEBS、エラストン
綿、ポリウレタンポリエステル

価格

価格：¥20,000 (税込¥22,000)
1個入り



SIZE



	XS	S	M	L	XL	XXL
腹囲周径 (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130
	へその真下の腰部の周径					



SPORTS ANKLE SUPPORT

PERFECT STABILIZATION OF THE ANKLE JOINT DURING SPORTS

8の字ストラップで動きをサポート

- + 激しく動いた際も足首を安定
- + 関節の安定と固有受容覚の向上
- + 運動中の動きを制限することなく最適化
- + 軽くて通気性がよく、耐久性に優れたニット
- + 足関節のねじれのリスクを抑制



リベラ



黒



ピンク

COLOR

SIZE



	XS	S	M	L	XL	XXL
足首周径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
足首の一番細い部分の周径						

素材

ポリアミド、TPS-SEBS
エラストマー、綿
ポリウレタン
ポリエステル

価格

¥9,500 (税込¥10,450)
左右あり
1個入り



SPORTS ANKLE SUPPORT DYNAMIC

RELIABLY STABILIZES
THE ANKLE DURING SPORTS

スポーツ中の確実な足関節の安定

- + 軽量で通気性がよく、耐久性に優れたニット素材
- + 運動中の動きを制限することなく最適化
- + 関節部により強い圧をかけることで足首を安定化
- + 解剖学的に計算されたコンプレッションがしっかりフィット

COLOR



リベラ



黒



ピンク

SIZE



足首周径 (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

足首の一番細い部分の周径



素材

ポリアミド、TPS-SEBS
エラストン、綿
ポリウレタン
ポリエステル

価格

¥7,500 (税込¥8,250)
左右兼用
1個入り



SPORTS ACHILLES SUPPORT

RELIEVES AND MASSAGES THE
ACHILLES TENDON DURING SPORTS

アキレス腱を心地よく圧迫し負荷の軽減

- + シリコンパッドがアキレス腱をマッサージし、動きをサポート
- + スポーツ時の確実なサポート
- + 軽量で通気性がよいニット素材
- + 固有受容覚を向上させる継続的なコンプレッション
- + 自由な動きと優れた着用感

COLOR



リベラ



ピンク



オールブラック



オールホワイト

SIZE



足首周径 (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

足首の一番細い部分の周径



素材

エラストン、ポリアミド
ポリエステル、シリコン
綿、ポリウレタン

価格

¥9,000 (税込¥9,900)
左右兼用
1個入り





SPORTS WRIST STRAP

TARGETED STABILIZATION
OF THE WRIST
FOR RELIEF DURING SPORTS

スポーツ中の手首をターゲットに安定化

- + 手首の圧を分散し痛みを緩和
- + ストラップで強度を調整可能
- + 負担のピークを軽減
- + あらゆる動きにフィット



COLOR



リベラ



黒



ピンク

SIZE



手首周径 (cm)	S/M	L/XL
	14-17	17-20
手首の一番細い部分の周径		

素材

ポリアミド、ポリウレタン、綿、ポリエステル
エラストン、レーヨン、エラスジェン

価格

¥5,500 (税込6,050)
左右兼用
1個入り



MD

SPORTS ELBOW SUPPORT

SUPPORTS THE ELBOW
DURING SPORTS

スポーツ中の肘関節をサポート

- + 運動中の肘の動きを改善
- + 過度の負担から保護
- + 最大限の自由な動きを保証
- + 耐久性に優れた素材を使用した、
軽くて通気性の良いニット素材
- + 快適なフィット感をもたらす解剖学的形状



COLOR



リベラ



黒



ピンク

SIZE



	XS	S	M	L	XL	XXL
前腕周径 (cm)	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	33-35
前腕部が一番太い部分の周径						

素材

ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン
綿、ポリウレタン、ポリエステル

価格

¥10,500 (税込¥11,550)
左右兼用
1個入り



SPORTS ELBOW STRAP

PROVIDES TARGETED RELIEF
FOR THE ELBOW DURING SPORTS

- + テニス肘、ゴルフ肘用スポーツストラップ
- + スポーツ中の肘関節をターゲットした負荷の軽減
- + BOAシステム
- + 安定し、かつ素早く調整が可能



COLOR



黒



ピンク

SIZE



前腕周径 (cm)	1	22-35
前腕部が一番太い部分の周径		

素材

ポリアミド、PS-SEBS、エラストン、綿
ポリウレタン、ポリエステル

価格

¥8,000 (税込¥8,800)
左右兼用 1個入り



COMPRESSION SLEEVES

TARGETED COMPRESSION FOR IMPROVED PERFORMANCE

「ターゲットコンプレッション」が パフォーマンスを向上

伸縮性の高い糸がコンプレッションを調整し、通気性の高いハイテクマイクロファイバーが肌に心地よく、快適に装着可能。革新的なコンプレッションが筋肉の効率を最適化し、エネルギーを促進します。

 **ターゲットコンプレッション**
革新的なコンプレッションゾーンは筋肉をより効率的に活性化させ、パフォーマンス向上とエネルギーを促進。リカバリーにもいい影響を与えます

 **グリップテクノロジー**
上部のシリコンドットバンド、シリコンテープでズレをなくししっかりフィット

 **サンプロテクト**
ヨーロッパ基準に沿って設定された最高度（UPF80）で、紫外線をカット日焼け止めの効果を保証





SPORTS COMPRESSION SLEEVES ARM

COMPRESSION ON THE ARM IMPROVES MUSCLE ECONOMY

腕用コンプレッションスリーブ

- + 腕の筋肉の効率を改善し、エネルギーを促進
- + 体温調節のための通気性の良い素材
- + 快適性の向上のため肘の内側（屈曲部）は特に柔らかいニットパターンを採用
- + リカバリーをサポート
- + 日常生活の日焼け予防にも最適



COLOR

リベラ ピンク ネイビー 緑 赤 黒 白

SIZE



	S	M	L	XL
● 上腕部周径 (cm)	24-30	27-33	29-36	32-40
● 手首周径 (cm)	14-15	15-16.5	16.5-18	18-20



● 腕の長さ (cm)

ショート	ロング	Xロング
39-44	44.1-50	50.1-57

素材

ポリアミド、エラストン
ポリウレタン、ポリプロピレン

価格

¥6,500 (税込¥7,150)
2個入り左右一組

A：わきの下の位置の上腕部の周径

B：手首の一番細い部分の周径

C：AからBまでの長さ

SPORTS COMPRESSION SLEEVES UPPER LEG

COMPRESSION ON THE THIGH
IMPROVES MUSCLE ECONOMY

大腿用コンプレッションスリーブ

- + 筋肉の効率を高めるコンプレッション
- + 筋振動を防ぐことでハムストリングの動きをサポート
- + 耐久性・通気性に優れ、体温調節も可能
- + シリコンドットを配置し、ズレのないフィット感を実現
- + リカバリーをサポート



素材

ポリアミド、エラスタン、シリコン
ポリウレタン、ポリプロピレン

価格

¥7,500(税込¥8,250)
2個入り左右一組

COLOR



リベラ ピンク ネイビー 緑 赤 黒 白

SIZE

	S	M	L	XL
① 大腿部上方周径 (cm)	45-57	50-64	56-71	62-79
② 大腿部下方周径 (cm)	32-36	36-41	41-46	46-52

A: 太ももの付け根から指4本分の大腿部の周径

B: 膝裏から指2本分大腿部の周径

C: 膝を90度曲げた際のAからBまでの長さ



①

②

③

ショート ロング Xロング

A-B (cm) 22-25 25.1-28 28.1~32

SPORTS COMPRESSION SLEEVES LOWER LEG

COMPRESSION ON THE CALF
IMPROVES MUSCLE ECONOMY

下腿用コンプレッションスリーブ

- + 筋肉の効率を高めるコンプレッション
- + ふくらはぎ (第2の心臓) をケアすることで筋疲労を軽減
- + 耐久性・通気性に優れ、体温調節も可能
- + リカバリーをサポート
- + スポーツ・日常生活での筋トラブルを軽減



素材

ポリアミド、エラスタン
ポリウレタン、ポリプロピレン

価格

¥6,500(税込¥7,150)
2個入り左右一組

COLOR



リベラ ピンク ネイビー 緑 赤 黒 白

SIZE

	S	M	L	XL
① ふくらはぎ周径 (cm)	32-39	35-43	38-47	42-51
② 足首周径 (cm)	19-21	21-24	24-27	27-31

A: ふくらはぎの一番太い部分の下腿部周径

B: 足首の一番細い部分の周径

C: 膝裏から指2本分の位置からBまでの長さ



①


②

③

ショート ロング Xロング

下腿部長さ (cm) 26-30 30.1-36 36.1-43

COMPRESSION SOCKS



MAXIMIZE YOUR PERFORMANCE

長時間の激しいランニングは、足首やアキレス腱、ふくらはぎの筋肉疲労や過度の負担につながる可能性があり、各部位に過度の負担がかかります。パウアーファインド スポーツラインのコンプレッションソックスは、足の筋肉を保護し、筋持久力を向上し、サポートします。


コンプレッションソックスは、第二の皮膚のように体にフィットする必要があります。このような品質基準を満たすために、独自のサイズシステムを開発しました。

このシステムは、正確な採寸と組み合わせることで、最適なフィット感を提供します。




アキレスコンフォート

アキレス腱への圧力を軽減して快適な履き心地を提供



ウルトラライトニット

足裏からのフィードバックを得るための超薄型デザイン



ヒールプロテクション

踵部への過度な負担を防ぐ、特別なコンフォートゾーン




インフィニティゾーン

アーチと足首を安定させる特殊な編み込みは足裏のアーチをサポートし過度な負担を効果的に防ぐ



リリーフソール

特別に構造化されたソールエリアは足底部にかかる圧迫感を軽減し、足の自由な動きを制限することなく、長時間にわたってより大きな負荷を軽減



アーチリフト

足裏下から圧をかけるのではなく、母指球、小指球を横から圧をかけることで骨格を引き上げ、アーチを優しくサポート



ターゲットコンプレッション

足首とふくらはぎに着圧の最大値を設定

この筋振動を抑えることのできるコンプレッションによりパフォーマンスを高め、エネルギーを促進



インステップコンフォート

甲部分のソフトなクッションパッドが圧迫感を軽減し、シューズの履き心地を最大限に高めます。



メリノウール

やわらかくて通気性があり温度調節機能を備えたメリノウールは、シューズの履き心地を向上させます。暖かい日には涼しく、寒い日には暖かく過ごせます。

※パウアーファインド社で使用しているメリノウールはミュールシングをしておらず、動物愛護の観点からも安心してご使用いただけます。





SPORTS RECOVERY COMPRESSION SOCKS

MORE VITALITY FOR YOUR LEGS
AFTER YOUR WORKOUT

リカバリースポーツソックス

- + リカバリーに特化したソックス
- + 下腿の筋活動の最適化
- + 超薄型のハイテクマイクロファイバーによる快適な履き心地
- + ターゲットコンプレッションをいかす革新的なニットテクノロジー
- + 循環させることを目的に考えられたニットパターンで効果を実感

素材
ポリアミド、エラスタン

価格
¥7,000 (税込¥7,700)
2個入り左右一組



SIZE



	S	M	L	XL
A ふくらはぎ周径 (cm)	31-36	36-41	41-46	46-51

A : ふくらはぎの一番太い部分の下腿部周径



(EU)	35-40	41-46
(cm)	22-25.5	26-29.5

B : 足の実際の寸法



RUN ULTRALIGHT SOCKS

ULTRA-THIN RUNNING SOCK WITH PROVEN FUNCTIONAL ZONES

- + 通気性を可能な限り高めた極薄素材設計
- + 足とソックス、シューズの一体感を高めるフィット感
- + パフォーマンスを向上させる革新的なニットパターン
- + 足首とアーチ、ふくらはぎの安定、活性化
- + 異なるクッションゾーンによる最適な履き心地

SIZE



		S	M	L	XL
A	ふくらはぎ周径 (cm)	31-36	36-41	41-46	46-51
	(EU)	35-37	38-40	41-43	44-46
B	足の実際の寸法 (cm)	22.0-23.5	24.0-25.5	26.0-27.5	28.0-29.5

A : ふくらはぎの一番太い部分の下腿部周径
B : 足の実際の寸法

素材
ナイロン、ポリウレタン

価格
コンプレッションソックス ¥7,500 (税込¥8,250)
ミッドカットソックス ¥3,800 (税込¥4,180)
ローカットソックス ¥3,000 (税込¥3,300)
2個入り左右一組

GOOD POINT

KEEP CALF




COLOR



黒 白 ベリー (Women) ネイビー (Men)

LENGTH



COMPRESSION MID CUT LOW CUT

GOOD POINT

ANKLE HOLD



**RUN ULTRA LIGHT
MID CUT SOCKS**

足首の安定をもたらすミッドカットソックス

GOOD POINT

ARCH SUPPORT



**RUN ULTRA LIGHT
LOW CUT SOCKS**

独自のコンプレッションでアーチリフトするローカットソックス



BENEFITS AND MODES ACTION

アウトドアメリノコンプレッションソックスは、特殊な着圧ゾーンを備え、どんな地形でのハイキングでも力を発揮します。ターゲットコンプレッション筋活動の効率を向上し、エネルギーを促進させます。

それにより、長時間高いパフォーマンスを維持します。肌触りのよいメリノウールを多く配合し、快適な着心地を提供。高い温度調節機能を持つ天然の高機能繊維が、足をドライでフレッシュに保ちます。

アウトドア用コンプレッションソックスは肌にぴったりとフィットし、長時間のアウトドアアクティビティで高い効果を発揮します。正しいサイズを選ぶには、靴のサイズとふくらはぎの周囲を測ってください。スポーティーなデザインのリメリノウールソックスは、耐久性、通気性に優れ、洗濯機での洗濯も可能。

OECO-TEX STANDARD 100

すべての素材がエコテックススタンダード100認証

エコテックス®スタンダード100は、350を超える有害化学物質が対象となる厳しい分析試験にクリアした製品だけに与えられる、世界最高水準の安全な繊維製品の証として、100ヶ国以上の取引や消費の際の大切な指標となっています。

OUTDOOR MERINO SOCKS

INNOVATIVE FUNCTION ZONES AND MERINO WOOL FOR INCREASED COMFORT

- + 持久力を高めるターゲットコンプレッション
- + 足関節をアーチの安定性向上
- + 解剖学に基づいたパッドが足裏の負荷を軽減
- + 柔らかいメリノウールが足のムレを防ぎ新鮮な状態をキープ

COMPRESSION SOCKS



カラー WOMEN スカイブルー、ストーングレー
MEN ラバグレー、オーシャンブルー

素材

メリノウール 37%、ポリアミド 54%、ポリエステル 9%

価格

¥7,500 (税込¥8,250) 2個入り左右一組



SIZE



A ふくらはぎ周径 (cm)

	S	M	L
MEN	31-37	38-44	45-51
WOMEN	27-33	34-40	41-47

MIDCUT SOCKS



カラー WOMEN スカイブルー、ストーングレー
MEN ラバグレー、オーシャンブルー

素材

メリノウール 37%、ポリアミド 54%、ポリエステル 9%

価格

¥3,800 (税込¥4,180) 2個入り左右一組



B 足の実際の寸法

MEN	(EU)	38-41	42-45	46-49*
	(cm)	24.0-26.5	27.0-29.5	30.0-33.0*
WOMEN	(EU)	35-38	39-42	43-46*
	(cm)	21.5-24.0	24.5-26.5	27.0-30.0*

※海外メーカーからの取り寄せ

A : ふくらはぎの一番太い部分の下腿部周径
B : 足の実際の寸法

INCREASED STABILITY AND PERFORMANCE WITHOUT ACHING FEET

足を痛めることなく、
安定性とパフォーマンスが向上

INSOLES





RUN PERFORMANCE INSOLE

FOR CONTROLLED SPORTS

- + 解剖学に基づいたフィット感でシューズ内のサポート力を向上
- + Weightflex® (ウェイトフレックス) テクノロジーによるスムーズな重心移動
- + 踵接地の衝撃を軽減
- + 感覚運動効果のあるスポットが足の筋肉を刺激し、安定性を向上
- + トップシートには抗菌、防臭効果のある熱を発散する高機能シートを採用


WEIGHTFLEX®
TECHNOLOGY



ウェイトフレックステクノロジー®

- ・革新的なX型モジュールを備えた独自のコアを採用 (特許取得済み)
- ・硬さの違う4つの素材を組み合わせることでスムーズな重心移動を可能に
- ・足部の骨格をあるべき配置に組み上げ、過回内、過回外を抑制



SIZE



(EU)	35	36	37	38	39
(cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0
(EU)	40	41	42	43	44
(cm)	24.5-26.0	25.5-26.5	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5
(EU)	45	46	47	48	
(cm)	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0	

A : 足の実際の寸法

素材

コポリエステル、ポリウレタン
ポリエステル

価格

¥8,000 (税込¥8,800)
2個入り左右一組




COMFORT SPORTS

INSOLE STRUCTURED TO ALLOW USE OF FINGERS

唯一メタパットを採用したステップインインソール

- + トップシートにはグリップ、防臭、抗菌の効果
- + 4mmメタパッド（メタタルザルパッド）搭載で横アーチをしっかりサポート
- + 自然と指が下がり、運動安定性、パワー伝達性が向上
- + パワーウェーブ構造（パズルのように組む上げる）で足本来のスムーズな動きを実現
- + 足底には無数のドットを配置し、ずれることなくパワー伝達が可能
- + 柔らかい方へと足（重心）は導かれる。その基本的な動きを実現する構造

インソールの構造



POWEWAVE構造

クッションゾーン
(25°Shore A)

→ 足裏の敏感な部分を保護

サポートゾーン
(35°Shore A)

→ 土踏まず、中足部を支え、スムーズに重心移動を前方へ

ガイディングゾーン
(45°Shore A)

→ 踵骨のぐらつきを抑え、安定させる
内反ねんざの原因を抑制するよう小指側にも配置（プレイ）






プレイ



FOR BALLSPORTS 左右の動きのあるスポーツに

ラン



FOR RUNNING
前方向へ蹴り出しやすい

ウォーク



FOR WALKING ウォーキング、仕事に最適

ゴルフ



FOR GOLF 外側に壁がある構造でスウェイ防止



A

(EU)	35	36	37	38	39	40	41
(cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0	24.5-26.0	25.5-26.5

(B) (cm)	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
----------	------	------	------	------	------	------	------



SIZE

B

(EU)	42	43	44	45	46	47	48
(cm)	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0

(B) (cm)	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5
----------	------	------	------	------	------	------	------

A 必ずかかとをあわせ、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお確かめください。

B メタパッドの位置を必ずお確かめください。

前足部 (MP関節) に干渉しないようご注意ください。

素材
ポリエチレン
ポリエステル
SBR
TPU
ポリカーボネート

価格
¥11,500
(税込¥12,650)
2個入り左右一組





M O T I O N





I S L I F E .



*FOR YOUR
PERSONAL BEST.*

 MADE
 IN
 GERMANY