

## 令和8年度 パシフィックサプライ株式会社 取扱完成用部品 新規認可

### ●オズール社

番号	写真	部品番号	備考(品名)	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和8年度 完成用部品価格
1		CTF020	Connect TF	調整可能な低活動者向けの大腿義足ソケットです。 ・断端の変化に応じて、高さ・周径・角度の調整が容易 ・座位でも装着・取り外しが可能 ・柔軟な近位プリムとシェルにより、座位・立位・歩行時も快適 ・ハンドルのOn/Offで周径を約2.5cm拡大し、着脱をサポート	骨格	義足	その他	ソケット			¥510,000
2		PLJ0	プロフレックス LP ジュニア	活動的な子どもたちの毎日を支える足部が、プロフレックスシリーズからついに登場。 ・水たまりからプール、海に至るまで完全防水 ・グラスファイバーを使用し、優れた耐久性、柔軟性、エネルギー返還を実現 ・逆テーパテクノロジーにより自然な動きと広い可動域を再現 ・構造の高さが低い軽量設計 ・スプリット・トウと多軸設計により不整地に適応 ・取り外し可能なフットカバーにより、清掃やメンテナンスが容易	骨格	義足	足部	A S A C H 足部		小児用	¥290,400
3		AJ-145310	小児用 ソケット直結メスピラミッド 薄型 チタン	材質：チタン 構造的高さ 3mm 重量：19g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		小児用	¥32,300
4		AJ-445100	小児用 メスシングルアダプタ 100mm チタン	材質：チタン 長さ 100 mm 重量：71g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	チューブ		小児用	¥47,700
5		AJ-445120	小児用 メスシングルアダプタ 100mm 5mmオフセット チタン	材質：チタン 長さ 100 mm 重量：79g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	チューブ		小児用	¥69,800
6		AJ-535200	小児用 オス(大人)メス(小児)変換用ダブルアダプタ チタン	材質：チタン 構造的高さ 14mm 重量：55g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		小児用	¥37,400

## 令和8年度 パシフィックサプライ株式会社 取扱完成用部品 新規認可

### ●オズール社

番号	写真	部品番号	備考 (品名)	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和8年度 完成用部品価格
7		AJ-114140	小児用 4羽ソケットアダプタ	材質：ステンレス 構造の高さ:10 mm 重量：77g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		小児用	¥57,400
8		AJ-135300	小児用 ソケット直結オスピラミッド チタン	材質：チタン 構造の高さ 5mm 重量：27g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		小児用	¥18,000
9		AJ-145300	小児用 ソケット直結メスピラミッド チタン	材質：チタン 構造の高さ 12mm 重量：35g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		小児用	¥19,000
10		AJ-235100	小児用 4穴オスピラミッド チタン	材質：チタン 構造の高さ 7mm 重量：42g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		小児用	¥24,800
11		AJ-245100	小児用 4穴メスピラミッド チタン	材質：チタン 構造の高さ 14mm 重量：50g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		小児用	¥27,900
12		AJ-345100	小児用 メスピラミッド付 チューブクランプ チタン	材質：チタン 構造の高さ 14mm 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	クランプアダプタ		小児用	¥24,800
13		AJ-712020	小児用 チューブ 250mm	材質：アルミニウム 長さ 250mm 重量：104g 体重制限：60kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	チューブ		小児用	¥42,600

## 令和8年度 パシフィックサプライ株式会社 取扱完成用部品 新規認可

### ●オズール社

番号	写真	部品番号	備考 (品名)	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和8年度 完成用部品価格
14		AJ-835300	小児用 ピラミッドアダプタ チタン	材質：チタン 構造の高さ 14mm 重量：35g 体重制限：60kg 防水性 アライメント調整を容易にします	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		小児用	¥32,000
15		L-631100	Icelock 631 交換キット	構造の高さ 15mm 重量：49g	骨格	義足	その他	ライナーロックアダプタ		クラッチロック	¥35,900
16		L-651100	Icelock 651 交換キット	構造の高さ 15mm 重量：68g	骨格	義足	その他	ライナーロックアダプタ		クラッチロック	¥41,700
17		L-772000	Icelock 700 チタンピラミッド 772	材質：チタン 構造の高さ 6mm 体重制限：45 kg 防水性	骨格	義足	義足調整用部品	コネクタ		ソケットアダプタ・ピラミッド	¥26,400
18		L-850106	Icelock 850 ラッチロック 交換キット (修理専用部品)	ラッチロック交換キット(スライダーボタン ネジ付き1個)	骨格	義足	その他	ライナーロックアダプタ		クラッチロック	¥8,500
19		L-850107	Icelock 850 ルーティングアッセンブリ 交換キット L-850001/L-850003用 (修理専用部品)	L-850001およびL-850003用ルーティングアッセンブリ交換キット ・ストラップ付クイックコネクタ 1個 ・ルーティングインサート 1個 ・ラッチ 1個	骨格	義足	その他	ライナーロックアダプタ		クラッチロック	¥38,300
20		L-850108	Icelock 850 ルーティングアッセンブリ 交換キット L-850002用 (修理専用部品)	L-850002用ルーティングアッセンブリ交換キット ・ストラップ付クイックコネクタ 1個 ・ルーティングインサート 1個 ・ラッチ 1個	骨格	義足	その他	ライナーロックアダプタ		クラッチロック	¥38,300

## 令和8年度 パシフィックサプライ株式会社 取扱完成用部品 新規認可

### ●オズール社

番号	写真	部品番号	備考 (品名)	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和8年度 完成用部品価格
21		L-850313	Icelock 850 アタッチメント ピン (修理専用部品)	Icelock 850 アタッチメントピン	骨格	義足	その他	ライナーロッ クアダプタ		クラッチロッ ク	¥9,700
22		CTF12001/CTF12002	Connect TF用 クラッチロック (修理専用部品)	CTF12001 コネクトTF Mサイズ ディスタルエンド CTF12002 コネクトTF Lサイズ ディスタルエンド	骨格	義足	その他	ライナーロッ クアダプタ		クラッチロッ ク	¥85,900
23		CTF12012/CTF12013	Connect TF用 ハンドル (修理 専用部品)	CTF12012 コネクトTF ハンドル左 CTF12013 コネクトTF ハンドル右	骨格	義足	その他	ソケット			¥9,200

### ●ベッカー社

番号	写真	部品番号	備考 (品名)	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和8年度 完成用部品価格
1		MI-2-A0	MILINE ダブルアクション プー ストなし	従来の足継手よりも強度のある特注のスプリングを二方向のスロットに装備した足継手。脳卒中、多発性硬化症、などの神経系疾患を有する方や下肢の生体力学的障害を有する方が対象。	装具	下肢装具	足継手		B 制御式 (補助付)	2 二方向	¥42,600
2		MI-1-A0	MILINE シングルアクション プー ストなし	従来の金属製シングルアクションの足継手より強度のある特注のスプリングを一方のスロットに装備した足継手。脳卒中、多発性硬化症などの神経系疾患を有する方や下肢の生体力学的障害を有する方が対象。	装具	下肢装具	足継手		B 制御式 (補助付)	1 一方向	¥38,000
3		MI-0-A0	MILINE スタンダード アクシ ョン	底屈、背屈の筋力はあるが、内外側の不安定性がある方に対して、側方の安定性を持たせることができ、歩容の改善を促す。シリーズのダブルアクション足継手やシングルアクション足継手と組み合わせて使用することが可能で組み合わせて使用することができる。その場合は、背屈や底屈方向に対しても、歩容の改善を促すことができる。	装具	下肢装具	足継手		A 制御式 (制限付)		¥30,800

## 令和8年度 パシフィックサプライ株式会社 取扱完成用部品 新規認可

●ベッカー社

番号	写真	部品番号	備考（品名）	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和8年度 完成用部品価格
4		MI-LU	MILINE ミニション用下腿支柱	MILINEシリーズの足継手を使用した短下肢装具の下腿支持部と足継手を連結する支柱として使用する。	装具	下肢装具	その他	支柱			¥6,800
5		MI-SYS	MILINE Y字あぶみスタンダード用	MILINEシリーズのスタンダードアクション足継手を使用した短下肢装具の足部支持部と足継手を連結するあぶみとして使用する。	装具	下肢装具	あぶみ	A 制御式 (制限付)	A 制御式 (制限付)	1 足板なし	¥6,900
6		MI-LULNG	MILINE 下腿支柱	MILINEシリーズの足継手を使用した短下肢装具の下腿支持部と足継手を連結する支柱として使用する。	装具	下肢装具	その他	支柱			¥9,600
7		MI-RS	MILINE スプリットあぶみ	MILINEシリーズのダブルアクション、シングルアクション足継手を使用した短下肢装具の足部支持部と足継手を連結するあぶみとしてキャリパープレートと組み合わせて使用する。	装具	下肢装具	あぶみ		B 制御式 (補助付)	3 二方向	¥7,800
8		MI-SRS	MILINE スプリットあぶみスタンダード用	MILINEシリーズのスタンダードアクション足継手を使用した短下肢装具の足部支持部と足継手を連結するあぶみとしてキャリパープレートと組み合わせて使用する。	装具	下肢装具	あぶみ		A 制御式 (制限付)	1 足板なし	¥7,800
9		M3025	モジュラー式スタンダード足継手	モジュラー式の二軸足継手であぶみを任意の角度に削り込むことによって角度調整ができるようになっている。脳卒中片麻痺等、足関節の固定および可動制限を要する患者。	装具	下肢装具	足継手		A 制御式 (制限付)		¥13,400
10		3000	スタンダード用あぶみ	モジュラー式スタンダード足継手を使用した短下肢装具の足部支持部と足継手を連結するあぶみとして用いられる。	装具	下肢装具	あぶみ		A 制御式 (制限付)	2 足板付	¥7,300

## 令和8年度 パシフィックサプライ株式会社 取扱完成用部品 新規認可

### ●ベッカー社

番号	写真	部品番号	備考(品名)	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和8年度 完成用部品価格
11		SLM-2825	モジュラー式スリムライン足継手	モジュラー式で支柱と足継手を取り外すことができる機構、二方向のスロットにより底背屈の制限、パネによる補助ができる足継手。脳卒中、多発性硬化症などの神経系疾患を有する方や下肢の生体力学的障害を有する方が対象。	装具	下肢装具	足継手		B 制御式 (補助付)	2 二方向	¥17,300
12		SL2900	スリムライン用あぶみ	モジュラー式スリムライン足継手を使用した短下肢装具の足部支持部と足継手を連結するあぶみとして用いられる。	装具	下肢装具	あぶみ		B 制御式 (補助付)	4 足板付二 方向	¥8,900
13		3400	キャリバープレート	スプリットあぶみを使用した短下肢装具のあぶみと連結する足板として用いられる。	装具	下肢装具	その他	足板			¥11,300

### ●パシフィックサプライ

番号	写真	部品番号	備考(品名)	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和8年度 完成用部品価格
1		ART-01	メディカルボディベーシック・指	手指欠損者対象。キャップ式のシリコン製義肢、素材がシリコンの為は肌なじみが良い。色は6色の既製品。	殻	義手用部品	手先具		D 装飾手袋 (コスメチック クラブ)		¥75,800
2		ART-02	メディカルボディベーシック・手部	手部欠損者対象(尺骨が残存している方向け)。素材がシリコンの為、肌なじみが良い。色は6色の既製品。	殻	義手用部品	手先具		D 装飾手袋 (コスメチック クラブ)		¥266,200