

2018年3月19日

得意先 各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

オズール社製品の安全性について

拝啓 早春の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。安全な製品をお届けするため、オズール社製品はISO10328に準拠した耐久試験を行っております。耐久試験の試験についてより分かりやすくお伝えしたく、実際に切断者が使用した場合を想定した使用期間や交換時期の目安について下記の通りご案内申し上げます。なお、弊社が運営しております「オズール社製品ホームページ」(<http://www.p-supply.co.jp/ossur/catalog/info.html#info2>)にも掲載しております。今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

オズール社製品はISO10328に準拠した耐久性試験を行なっています(ライナーなど荷重がかからない製品は除く)。

ISO10328は耐久性試験として200万回の負荷試験を要求しています。

200万回の耐久性試験は、1日あたり3,600~5,500歩程度歩行する、製品の最大耐荷重と同じ体重の標準的切断者が、2~3年間使用した場合に相当します(日本人の平均的体重の切断者が使用した場合、この期間は長くなると考えられますが、算出することが困難なため製品の最大耐荷重と同じ体重の標準的切断者のケースとして記載しております。ご了承のほどよろしくお願いいたします)。

製品を安全にお使いいただくため、年に1度は点検を実施していただき、保証期間を経過した製品は、外見上の異常がない場合でも交換されることを推奨いたします。

弊社オズール社製品ホームページに、上記内容を掲載しております。
<http://www.p-supply.co.jp/ossur/catalog/info.html#info2>

以上