

2019年10月16日

得意先各位

パシフィックサプライ株式会社  
TEL: 072-875-8008(代)  
FAX: 072-875-8010(代)

## オズール社 一部フットカバー 仕様変更のご案内

拝啓 仲秋の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、以下対象足部の専用フットカバーが仕様変更となりましたので、下記の通りご案内申し上げます。今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. フットカバーが仕様変更となる足部

フレックスフットバランス	アンビシャス	タラックス	小児用 バリフレックス サイズ 22-24
			






※小児用バリフレックスのサイズ 16-21 に関しましては、フットカバーの仕様変更はございません。

#### 2. 新仕様フットカバーの特徴

材質が PU(ポリウレタン)から EVA になりました。

全天候型になり、柔らかい感触で軽量且つ耐久性が向上され、お手入れもしやすくなりました。

#### 3. 変更前／変更後の比較

	フットカバー		スペクトラソックス <small>フットカバーに付属</small>		ダストシールド <small>アンビシャスのみ</small>	
	メーカー品番	画像	メーカー品番	画像	メーカー品番	画像
変更前	FCT0xy		FCX6300X		ASP4000X	
変更後	FSM0x		FCX6302X		FSD124	 *フォームカバーをつける場合は不要

#### 4. 価格

価格の変更はございません。

#### 5. 切り替えの時期

順次切り替わりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

以上