

2019年12月20日

得意先 各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

オズール社 一部パイロンの製造中止と後継機種のご案内














拝啓 師走の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、オズール社製品の一部パイロンの製造中止と後継機種について下記の通りご案内申し上げます。今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 製造中止と後継機種について

チューブ部分がカーボン製からアルミ製となり、ウォータープルーフ機能が加わりました。

製造中止 <カーボンチューブ>		後継機種 <アルミチューブ + ウォータープルーフ>	
メーカー品番 品名	製品画像	メーカー品番 品名	製品画像
A-746010 チタン製メスピラミッド カーボンチューブ 250mm		A-748030 チタン製メスピラミッド アルミチューブ 250mm	
A-746020 チタン製メスピラミッド カーボンチューブ 400mm		A-748040 チタン製メスピラミッド アルミチューブ 400mm	
A-717010 カーボンチューブ 250mm		—	—
A-717020 カーボンチューブ 400mm		—	—
A-718009 カーボンチューブ インサート		—	—
A-766111 チタン製メスピラミッド カーボンチューブ キット1 250mm		A-764111 チタン製メスピラミッド アルミチューブ ショートキット 250mm	
A-766112 チタン製メスピラミッド カーボンチューブ キット2 250mm			
A-766121 チタン製メスピラミッド カーボンチューブ キット1 400mm		A-764121 チタン製メスピラミッド アルミチューブ ロングキット 400mm	
A-766122 チタン製メスピラミッド カーボンチューブ キット2 400mm			

2. 切替の時期について

2019年9月より後継機種の生産が始まっており、順次切り替わっております。

以上