

2020年6月19日

得意先 各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

オズール社膝継手「トータルニー」バンパーシム別売中止および出荷状態のご案内

拝啓 向夏の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、オズール社膝継手「トータルニー」について、下記の通りご案内申し上げます。今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. トータルニー用バンパーおよびシム

バンパーおよびシムの別売が中止となり、キット販売のみとなります。

1) トータルニージュニア用

販売中止		後継品	
メーカー品番	品名	メーカー品番	品名
1100-119B	黒バンパー	1100-KIT	バンパー/プラスチックシム フルセット 【内容】 ・それぞれの硬さのバンパー4種、各1個 ・ロック調節用プラスチックシム 0.38mm厚(1枚) ・ロック調節用プラスチックシム 0.76mm厚(1枚)
1100-119G	緑バンパー		
1100-119R	赤バンパー		
1100-119Y	黄バンパー		
1100-121A	シム 0.38mm厚		
1100-121B	シム 0.76mm厚		

2) トータルニー1900/2000用

販売中止		後継品	
メーカー品番	品名	メーカー品番	品名
2000-204B	黒バンパー	2000-KIT	バンパー/プラスチックシム フルセット 【内容】 ・それぞれの硬さのバンパー4種、各1個 ・ロック調節用プラスチックシム 0.38mm厚(1枚) ・ロック調節用プラスチックシム 0.76mm厚(1枚)
2000-204G	緑バンパー		
2000-204R	赤バンパー		
2000-204Y	黄バンパー		
2000-205A	シム 0.38mm厚		
2000-205B	シム 0.76mm厚		

3) トータルニー2100用

販売中止		後継品	
メーカー品番	品名	メーカー品番	品名
2100-317B	黒バンパー	2100-KIT	バンパー/プラスチックシム フルセット 【内容】 ・それぞれの硬さのバンパー4種、各1個 ・ロック調節用プラスチックシム 0.38mm厚(1枚) ・ロック調節用プラスチックシム 0.76mm厚(1枚)
2100-317O	橙バンパー		
2100-317R	赤バンパー		
2100-317Y	黄バンパー		
2100-312A	シム 0.38mm厚		
2100-312B	シム 0.76mm厚		

※ 2020年4月より別売中止となっております。ご案内が遅くなりまして誠に申し訳ありません。

2. トータルニー1900、2000、2100 の出荷状態について

トータルニー1900、2000、2100 は現行への設計変更となりました。2010 年当初、お客さまより「遊びが大きい」というご意見を頂戴しました。その対策としまして、弊社入荷後、0.76 mm厚シムを 1 枚追加し、バンパーを黒色へ変更し出荷してまいりました。

昨今の入荷検品にて問題がないことを確認しましたので、以下日程より、メーカー工場出荷のバンパー/シムの状態(トータルニー1900、2000: 赤色バンパー/ トータルニー2100: 黄色バンパー、それぞれ 0.38 mmシム 1 枚設置)にて出荷いたします。

メーカー工場出荷状態にて出荷：2020年7月13日(月)より

改めまして、バンパーおよびシムは、取扱説明書をよくお読みいただき、適切なものをお選びくださいますよう、お願い申し上げます。

※取扱説明書より抜粋

【バンパー選択の目安】

装着者の体重	TK1900 / 2000		TK2100	
	バンパーの色	タイプ	バンパーの色	タイプ
35-50 kg	緑	柔らかい	—	—
50-70 kg	黒	普通	黒	柔らかい
70-90 kg	赤	硬い	赤	普通
90-100 kg	黄	非常に硬い	黄	硬い
110-125kg	—	—	橙	非常に硬い

※最終的なバンパー選択は、装着者の体重で指定されたバンパーと異なることがあります。

※シムの枚数、厚みによって膝のリリースポイントが変わります。

- シムの数が多い、厚い :
遊脚屈曲のリリースが楽になり、軽度屈曲が減少する
- シムの数が少ない、薄い、または全くない :
安全性が増し、軽度屈曲が増し、遊脚屈曲へのリリースが遅れる

以上