

2020年8月27日

お客さま各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

【ご案内】オズール社 ポストオペライナー下腿用の仕様変更について



拝啓 残暑の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、オズール社の術後治療用ライナー、「ポストオペライナー(下腿用)」の仕様変更につきまして、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

| | 変更前 | 変更後 |
|-----------|--|--|
| メーカー品番 | I-PO20xx | I-PO12xx |
| 外観 |  |  |
| 全長 | 38 cm | 35 cm |
| マトリックス | 10 cm | 10 cm |
| 色 | 白 | 半透明 |
| 表面加工 | コーティング | イージーグライド加工 (表面摩擦が低く、着脱が容易) |
| 厚み | 2 mm | |
| オートクレーブ滅菌 | 可能 | |
| 滅菌温度 | 121℃ | 134℃ |
| サイズ種類 | 18,20,22,23.5,25,26.5,28, 30,32,34,36,38,40,42,45 | 22,23.5,25,26.5,28, 30,32,34,36,38,40,42,45 |

※ライナーラインナップの見直しのため、今回の仕様変更となりました。下腿用ライナーは既に切り替わっております。

ご案内が大変遅くなり、誠に申し訳ありません。

※価格に変更はございません。

以上