

2021年 10月 11日

得意先 各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

ゲイトソリューションデザイン ベルト仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて「ゲイトソリューションデザイン」におきましてベルトの溶着工程における溶着不良が発生し、品質基準を満たさないためベルトの生産を停止しております。原因究明と対策について現在進めているところでございますが、従前の部材供給が整うまでの期間、下記の仕様にて製品を引き続き出荷させていただきます。

皆さまにはご不便ご迷惑お掛けして誠に申し訳ございません。何卒、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

対象品目 : ゲイトソリューションデザイン

変更点 : カフベルトにカット用ステッチを施します。(Sサイズ:5本、M・Lサイズ:7本/15mm 間隔)
: 足部ベルトにカット用ステッチを施します。(全サイズ:4本/15mm 間隔)

仕様変更時期 : 10月中旬 スタANDARD色 M・Lサイズより、随時変更の予定です。

係合力 : 仕様変更に伴う係合力については問題無い事を確認しております。

その他 : 仕様変更に伴う 品名・品番・価格 などの変更はございません。

仕様変更期間 : 溶着仕様の部材入荷後、従前の仕様での出荷を再開致します。



以上