

2023年1月30日

パシフィックサプライ株式会社

TEL：072-875-8008（代）

FAX：072-875-8010（代）

お得意先各位

## オルトトップ AFO リングストラップ材質変更のご連絡

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。

さて、ご愛顧賜っております「オルトトップ AFO シリーズのリングストラップ」の材料につきましてご案内申し上げます。現行品に「コードレ」を使用しておりましたが、昨今の材料供給不足により、入手が困難な状態となりました。お得意先さまにはたいへんご迷惑お掛けする事お詫び申し上げます。

つきましては下記の仕様にて製品を出荷させていただきます。

お得意先さまにはご迷惑お掛け致しますが、引き続き製品の安定した供給に努めて参りますので何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

### 記

対象：オルトトップ AFO/AFO LH リングススラップ部 及び 別売のリングストラップ

変更時期：2022年12月より 各サイズ、現行仕様が無くなり次第変更致します。

仕様：現行仕様 材料「コードレ 1.6mm 厚」「メスマジックN型縫製1箇所」

新仕様 材質「マリンスター2.0mm 厚」「メスマジックN型縫製4箇所」

形状に変更はございません、尚、摩擦試験は現行仕様同等以上の機能を有しております。

以上

パシフィックサプライ株式会社

大阪府大東市御領 1-12-1

TEL.072-875-8008

FAX.072-875-8010