

# アンローダーシリーズ


アンローダーフィット  
アンローダーワン  
リバウンドカートリッジ



# アンローダーシリーズ



リバウンドカートリッジ




## Kellgren-Lawrence分類

# アンローダーワン

従来品



新製品





# アンローダーワン

中～重度の  
単顆型内側型膝OA

患部への免荷を要する  
単顆型内側型膝OA

H28年度販売価格

¥129,428-

# アンローダーワン 変更点

1. 大腿部のパットを滑りやすい材質に




⇒ 膝の屈伸時に発生する、大腿部の剪断力を軽減します。

2. Boaダイアルを採用



⇒ 従来のラチェット式に比べ、締め付け時の強弱の微調整が可能

3. アリゲータータブが生地状に変更



⇒ 薄くて、柔らかい素材で、取扱いがしやすい。



# アンローダーフィット

軽～中度の  
単顆型内側型膝OA

変形性半月板損傷の免荷

H28年度販売価格

¥111,926-

# アンローダーフィット



## 最も軽い膝関節症装具<sup>3</sup>

新しいスリーブ設計により、目立たせることなく装具を装着することができます。また296グラムという最軽量と優れた機能性を持つ膝関節症装具です。

## ダイヤル一つで調整OK

疼痛の緩和量を、服の上からでもスマート調整ダイヤル一つで簡単に調整できます。



## 疼痛緩和の効果が実証されています

疼痛緩和に効果があると臨床的に証明されているオズール社製デュアル・ダイナミック・フォース・ストラップ (DFS) を採用しています。



## 縫い目のない快適性&使いやすさ

縫い目がなく、引っ張って簡単に装着できるデザインです。



# リバウンドカートリッジ

両側支柱

軟骨修復術後の免荷を目的とした  
装具  
(重度変形性膝関節症の術後)

H28年度販売価格

¥196,552-

# リバウンドカードリッジ

- 両側支柱 (外側のみ取り外し可)



- 膝継手の**伸展角度, 屈曲角度の制限**を行う事が可能

→ 0° 5° 10° 15° 30°

- 約400グラムの軽量化



# 修理への対応

- 修理時は構成部品単体で発注が可能です。  
→Boaベルト・ヒンジ継手は完成用部品として認可済み

## BOAシステム完成用部品

下肢装具その他装具用制御装置(オス`ールB-502170324)

¥16,700.-

## アンローダーワン・フィット・リバウンド共有膝パーツ

完成用部品:膝継手(オス`ール B-70529-type)

¥50,000.-



# アンローダーシリーズ



ありがとうございました。

KAWAMURAグループ **KAWAMURA** **Pacific Supply**

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016