

## スタンプシュリンカー

断端の浮腫（腫れ）を軽減するための  
スタンプシュリンカーです

### 快適な履き心地：

- ・ 大腿切断、膝離断、下腿切断の方に合うよう、形状やサイズ種類が豊富です。
- ・ 抗菌特性がありますので、臭いの発生を抑えます。
- ・ 断端末の縫い目、断端部分から骨盤部分への布地の切り替わりが滑らかです。刺激が少ない設計です。


### 信頼性：

- ・ すり落ちを防ぐため、上部内側にはシリコンを施した滑り止め加工がされています。
- ・ ヒップポジショニングベルトでフィッティング具合を調整でき、ピッタリとした装着が可能です。

### 効果：

- ・ 2種類（20-30mmHg／30-40mmHg）の圧レベルがあります。
- ・ 断端末から近位にかけて徐々に圧が調整されていますので断端の血液循環に効果的です。

# スタンプシュリンカー




採寸位置

## 大腿用シュリンカー

圧着レベル □ = 1 (20 - 30 mmHg) □ = 2 (30 - 40 mmHg)

断端長	サイズ	会陰部周径 [a]	断端末から5cm上の大腿部周径 [b]	メーカー品番
短断端 18 - 22 cm	1	42 - 45 cm	30 - 32 cm	AK □ S0W1
	2	45 - 49 cm	32 - 35 cm	AK □ S0W2
	3	49 - 53 cm	35 - 38 cm	AK □ S0W3
	4	53 - 57 cm	38 - 41 cm	AK □ S0W4
	5	57 - 61 cm	41 - 44 cm	AK □ S0W5
	6	61 - 65 cm	44 - 47 cm	AK □ S0W6
中断端 23 - 27 cm	1	42 - 45 cm	30 - 32 cm	AK □ M0W1
	2	45 - 49 cm	32 - 35 cm	AK □ M0W2
	3	49 - 53 cm	35 - 38 cm	AK □ M0W3
	4	53 - 57 cm	38 - 41 cm	AK □ M0W4
	5	57 - 61 cm	41 - 44 cm	AK □ M0W5
	6	61 - 65 cm	44 - 47 cm	AK □ M0W6
長断端 28 - 32 cm	1	42 - 45 cm	30 - 32 cm	AK □ L0W1
	2	45 - 49 cm	32 - 35 cm	AK □ L0W2
	3	49 - 53 cm	35 - 38 cm	AK □ L0W3
	4	53 - 57 cm	38 - 41 cm	AK □ L0W4
	5	57 - 61 cm	41 - 44 cm	AK □ L0W5
	6	61 - 65 cm	44 - 47 cm	AK □ L0W6
超長断端 33 - 37 cm	1	42 - 45 cm	30 - 32 cm	AK □ X0W1
	2	45 - 49 cm	32 - 35 cm	AK □ X0W2
	3	49 - 53 cm	35 - 38 cm	AK □ X0W3
	4	53 - 57 cm	38 - 41 cm	AK □ X0W4
	5	57 - 61 cm	41 - 44 cm	AK □ X0W5
	6	61 - 65 cm	44 - 47 cm	AK □ X0W6

## 特徴




**ヒップポジショニングベルト**  
フィッティング具合を調整でき、ピッタリとした装着が可能です。




### 快適な履き心地

断端末の縫い目、断端部分から骨盤部分への布地の切り替わりが滑らかです。で刺激が少ない設計です。



### 信頼できる滑り止め加工

上部のバンドにはシリコンが施されていますので、すり落ちを防ぎます。



採寸位置

## 下腿用シュリンカー

圧着レベル □ = 1 (20 - 30 mmHg) □ = 2 (30 - 40 mmHg)

断端長	サイズ	大腿中央の周径 [A]	膝蓋骨中央の周径 [B]	断端末から5cm上 の下腿部周径 [C]	メーカー品番
短断端 28 - 34 cm	0	38 - 40 cm	28 - 30 cm	26 - 28 cm	BK □ S0N0
	1	40 - 42 cm	30 - 32 cm	28 - 30 cm	BK □ S0N1
	2	42 - 45 cm	32 - 35 cm	30 - 33 cm	BK □ S0N2
	3	45 - 48 cm	35 - 38 cm	33 - 36 cm	BK □ S0N3
	4	48 - 51 cm	38 - 41 cm	36 - 39 cm	BK □ S0N4
	5	51 - 54 cm	41 - 44 cm	39 - 42 cm	BK □ S0N5
中断端 35 - 41 cm	6	54 - 57 cm	44 - 47 cm	42 - 45 cm	BK □ S0N6
	0	38 - 40 cm	28 - 30 cm	26 - 28 cm	BK □ M0N0
	1	40 - 42 cm	30 - 32 cm	28 - 30 cm	BK □ M0N1
	2	42 - 45 cm	32 - 35 cm	30 - 33 cm	BK □ M0N2
	3	45 - 48 cm	35 - 38 cm	33 - 36 cm	BK □ M0N3
	4	48 - 51 cm	38 - 41 cm	36 - 39 cm	BK □ M0N4
長断端 42 - 48 cm	5	51 - 54 cm	41 - 44 cm	39 - 42 cm	BK □ M0N5
	6	54 - 57 cm	44 - 47 cm	42 - 45 cm	BK □ M0N6
	0	38 - 40 cm	28 - 30 cm	26 - 28 cm	BK □ L0N0
	1	40 - 42 cm	30 - 32 cm	28 - 30 cm	BK □ L0N1
	2	42 - 45 cm	32 - 35 cm	30 - 33 cm	BK □ L0N2
	3	45 - 48 cm	35 - 38 cm	33 - 36 cm	BK □ L0N3
	4	48 - 51 cm	38 - 41 cm	36 - 39 cm	BK □ L0N4
	5	51 - 54 cm	41 - 44 cm	39 - 42 cm	BK □ L0N5
	6	54 - 57 cm	44 - 47 cm	42 - 45 cm	BK □ L0N6

**k パシフィックサプライ株式会社**

オズール社 義肢部品日本総代理店

ご注文専用電話 072-875-8011  
 ご注文専用FAX 072-875-8015  
 お問い合わせ専用電話 0120-953-467

ホームページ

<https://www.p-supply.co.jp/>

オズールカタログWEBサイト

<http://www.p-supply.co.jp/ossur/catalog/>



**ÖSSUR**  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS