


～「V-trak」仕様変更のお知らせ～

平成 24 年 5 月吉日

記

1、バックサポートシェル素材変更

＜従来品＞ 材料:ポリカーボネート  
色:黒



＜新仕様＞ 材料:ポリアミド合成繊維  
色:グレー



※ シェル自体の強度が向上しました


2、フォームカバー形式変更

＜従来品＞ 接着固定



＜新仕様＞ 着脱式

(シェルの端に引っ掛けカバーで固定)



※ 経年によるウレタンのへたりににも、フォーム  
カバーだけの交換が可能となります

Think Possibility!

### 3、表面カバーの素材変更

＜従来品＞ 耐久性・難燃性・ベルクロファスナー  
(ほこりや髪の毛がたまり易い)

＜新仕様＞ 防湿・防汚  
(肌触りがよくなりました)



※ 従来品のカバーについては、お取り寄せ不可となります

☆ 従来品は在庫品限りとなります

☆ バックの種類によっては、新・旧混在する場合がございますので、ご了承ください

☆ メンテナンスパーツについては、あらためてご案内致します

以上

Think Possibility!