



人気のVOCAを
あなたのお手元へ...

期間限定

キャンペーン

より多くの方にVOCAを使っていただけるためにお求めやすい価格で購入できる期間限定のキャンペーンです。
本チラシをご購入先の販売店様へご提示ください。
キーワードは「人気のVOCAをあなたのお手元へ...」です。

- 期間** 2012年9月26日(水)～12月28日(金)ご発注分
- 対象商品** ビッグマック・ステップバイステップウィズレベル・スーパートーカーの3点
- 内容** キャンペーン中は対象商品の標準小売価格を下記にてご販売いたします。お一人様で何回、何点でもご利用いただけます。

スーパートーカー



- 総録音時間は16分間です。録音・再生は非常に簡単です。各レベル及び、各キーに録音する時間は決まっていますので、活動に合わせて柔軟にご使用いただけます。
- メッセージは8レベル(8通り)まで録音が可能です。場面や活動に合わせたメッセージを録音しておくことができますので活用の幅が広がります。8キーを8レベルすべてに録音すると、最大64個のメッセージが録音できます。
- キー数は1、2、4、8キーがあり、使いやすいキー数を選んでいただけます。(キーガードは付属しています)
- 2つの方法で外部スイッチの接続が可能です。(ダイレクト入力)各キーに対応したスイッチを接続します。(ステップ入力)1つのスイッチを押すたびに1番キーから順番に音声再生します。

品番	19018006
総録音時間	16分間
レベル数	8レベル
キー数	1、2、4、8(各キーガイド付)
電源	単3アルカリ乾電池4本(付属していません)
付属	トイケーブル2本
本体サイズ	横310×縦225×厚さ48mm
キーサイズ(各キー)	1キー:196×95mm 2キー:95×95mm 4キー:95×45mm 8キー:45×45mm
重量	約950g

キャンペーン価格
通常価格 ¥54,000 → **¥43,200**
(非課税)

ステップバイステップ ウィズレベル

- メッセージを3グループに分けて録音でき、録音した順番に再生するVOCAです。メッセージのグループは側面のレベルスイッチで選び、メッセージを再生します。
- 合計4分間録音できます(メッセージは3グループまで数はいくつでも録音できます)。
- おもちゃの接続ができます。設定したメッセージの再生中、おもちゃが動きます。
- 外部入力スイッチの接続ができます。



品番	19018005
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
サイズ(ボタン直径)	64mm
サイズ(高さ)	85mm
電源	角型9ボルトアルカリ電池(付属しません)1個
連続再生時間	約4.7時間(4分間のメッセージを約70回、10秒だと約1,700回)
付属品	スナップスイッチキャップ1個、トイケーブル1本

通常価格 ¥30,765
キャンペーン価格
¥24,612
(税込)

ビッグマック

1メッセージのシンプルなVOCA

- 1つの音声を録音・再生するシンプルなVOCAです。
- 2分間録音できます。
- おもちゃの接続ができます。メッセージを再生している間、おもちゃが動きます。
- 外部入力スイッチの接続ができます。



品番	19018004
色	4色付属(赤・青・黄・緑)
サイズ(ボタン直径)	132mm
サイズ(高さ)	58mm
電源	角型9ボルトアルカリ電池(付属しません)1個
連続再生時間	約4.7時間(2分間のメッセージを約140回、10秒だと約1,700回)
付属品	スナップスイッチキャップ1個、トイケーブル1本

通常価格 ¥18,690
キャンペーン価格
¥14,952
(税込)

※日常生活用具給付事業等の対象とする場合は、お客さまへの見積提示を2012年12月28日までとし、ご発注を2013年1月21日受付までと致します→事前に見積控えを弊社あてにFAXにて送付ください。